



Ab sofort in vier verschiedenen Farben und inklusive Dose zur sicheren Aufbewahrung erhältlich.



Art.Nr. 1006-OPR2227005  
opro Mundschutz  
Self-Fit Brackets schwarz/gold



Art.Nr. 1006-OPR2227006  
opro Mundschutz  
Self-Fit Brackets blau/perlfarben



Art.Nr. 1006-OPR2227007  
opro Mundschutz  
Self-Fit Brackets pink/perlfarben



Art.Nr. 1006-OPR2227008  
opro Mundschutz  
Self-Fit Brackets rot/perlfarben



- 1 Bracket-Stoßfänger
- 2 Patentierte Bracket-Lamellen für höchsten Schutz und Komfort
- 3 Strömungsgünstige, innere Gelschicht für beste Retention und Passung
- 4 Aussparungen für Griff und Trageband
- 5 Extrem stoßfeste Außenschicht

Praxisstempel

ODS GmbH Dorfstraße 5 · 24629 Kisdorf  
Tel.: +49 (0) 4193 96 59 81 - 0  
Fax: +49 (0) 4193 96 59 81 - 17  
kundenservice@orthodent.de

www.orthodent.de

## opro® Sportmundschutz Der Bodyguard für Zähne & Zahnspace

Schnell & einfach adaptierbar  
Bis zu 3 x anpassbar

Weltweit empfohlen von diversen Sportgesellschaften



### Mehrmalige Anpassung entsprechend Behandlungsfortschritt

opro® stellt eine preiswerte Alternative zu aufwändig im Labor gefertigten, teuren Mundschutzen dar. Er wurde speziell für sportbegeisterte Träger festsitzender KFO-Apparaturen entwickelt und kann von diesen selbst auf einfache und schnelle Weise angepasst werden.

### Antibakterielle Innenschicht beugt Keimbildung vor

opro® ist aus einem einzigartigen Material gefertigt, das einen hervorragenden Stoß- und Aufprallschutz bietet. Gleichzeitig ist es bei Erhitzung so flexibel, dass es – je nach Behandlungsfortschritt – mehrmals angepasst werden kann. opro® ist für den Ober- und Unterkiefer erhältlich.

### Optimales Design für besten Komfort und Stoßschutz

Sein Design ist der jeweiligen Zahnbogenform sowie der Lage der Zunge optimal angepasst, es gewährleistet so einen hohen Tragekomfort und eine genaue Passform. Eine antibakterielle Innenschicht beugt zudem Keimwachstum vor.

💡 Speziell für Bracketpatienten entwickelt


💡 Keine Laborarbeiten erforderlich

💡 Schnell & einfach selbst anpassbar


💡 Bis zu 3 x anpassbar, entsprechend dem Behandlungsfortschritt

💡 Hervorragender Stoß- und Aufprallschutz bei Ball-, Schlag- sowie Kontaktsportarten


💡 Antibakterielle Innenschicht




Griff in die Aussparungen einstecken




In den Mund einsetzen. Durch Draufbeißen, Andrücken und Massieren 30 Sekunden lang anpassen.



Für 20 Sekunden in kochendes Wasser legen.



Den Mund mit kaltem Wasser ausspülen oder den Mundschutz unter fließendem Wasser abspülen.



Für 1 Sekunde in kaltes Wasser legen.



Den Griff entfernen. Fertig.