

# Produktkatalog Nr. 14



Nur das Beste für schöne Zähne.  
[www.orthodent.de](http://www.orthodent.de)

Dieser Katalog gehört

---

immer griffbereit: Ihre Kundennummer

---



## Top-Produkte für beste Erfolge – der neue ODS-Katalog ist da!

Liebe Kundinnen und Kunden,

auf stolze 20 Jahre **ODS** blicken wir in Kürze zurück. Zwei Jahrzehnte, in denen wir stets auf Ihr Vertrauen, Ihre Treue und vor allem auf Ihr fruchtbares Feedback setzen konnten. Haben Sie vielen Dank dafür! Denn genau Sie sind es, liebe Kunden, Kursteilnehmer und Hersteller, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Unsere interaktiven Dialoge – ob sie nun von Angesicht zu Angesicht auf Kongressen, per Telefon oder E-Mail erfolgen – spornen uns Tag für Tag zu Bestleistungen an und münden in einem Produktprogramm kieferorthopädischer Behandlungslösungen, die praxistauglich und zuverlässig sind.

Es ist uns eine sehr große Freude, Ihnen unseren druckfrischen **ODS-Katalog Nr. 14** präsentieren zu dürfen. Dieser umfasst das bislang größte Sortiment an Qualitätsprodukten seit der Gründung unseres Unternehmens. Als inhabergeführter Familienbetrieb in zweiter Generation stehen wir für exzellenten Service mit direkter Durchwahl zur Produktberatung. Denn der persönliche Kontakt zu Ihnen ist uns wichtig und stellt einen wichtigen Baustein unseres Erfolgsrezepts dar. Durch Know-how und Fachkompetenz und aufgrund kurzer Entscheidungswege können wir flexibel, schnell und individuell reagieren und Ihnen somit die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Behandlung Ihrer Patienten bieten. Und diese werden eine nachhaltig gute, komfortable Therapie ganz gewiss zu schätzen wissen.

Freuen Sie sich auf viele **Ortho-Dent Specials** und vertrauen Sie auch weiterhin auf unsere hochqualitativen Produkte!

Herzliche Grüße

Ihre   
Corinna Denecke

Unser Team steht Ihnen für Bestellungen, bei Fragen oder Anregungen gern zur Verfügung!

**Tel.:** +49 (0) 4193 96 59 81 - 0  
**Fax:** +49 (0) 4193 96 59 81 - 17  
Mo - Fr 08.00 - 17.30 Uhr

**kundenservice@orthodent.de**  
**www.orthodent.de**

01	Brackets
02	Bänder & Bukkalröhrchen
03	Bögen & Drähte
04	Kleber & Zement
05	Elastomerics
06	Extraoral
07	Instrumente
08	Carriere Motion 3D
09	Tiefziehtechnik & Aligner
10	Zubehör
11	Labor & Geräte
12	Praxisorganisation
13	Inhaltsverzeichnis



**01** Brackets

02 Bänder & Bukkalröhrchen

03 Bögen & Drähte

04 Kleber & Zement

05 Elastomerics

06 Extraoral

07 Instrumente

08 Carriere Motion 3D


09 Tiefziehtechnik & Aligner

10 Zubehör

11 Labor & Geräte

12 Praxisorganisation

13 Inhaltsverzeichnis



## CARRIERE® | SLX



### Carriere SLX Brackets

Einfach. Schonend. Schnell.

Das Carriere SLX Bracket ist die zweite, vollständig überarbeitete Generation des bewährten passiven Carriere SL Brackets und weist diverse Neuerungen auf, die den bisherigen Standard klinischer Leistungsfähigkeit und Effizienz passiver selbstligierender Brackets komplett neu definieren. Für ein noch effektiveres Fallmanagement, optimale Zahnkorrekturen sowie ein äußerst genaues Finishing.



- Zahnspezifische, der Anatomie des jeweiligen Zahns angepasste Bracketbreiten für eine noch bessere Rotationskontrolle
- Spezieller Sure-Lok Clip für zuverlässige Funktionalität und eine optimale Mundhygiene. Er öffnet und schließt aufgrund seines Gleitmechanismus sanft und sicher sowie auf hör- und fühlbare Weise
- Optionale, vollständig in den Bracketkorpus integrierte und somit fest mit diesem verbundene Haken können weder brechen, noch verloren gehen
- Aufgrund der extrem geringen Slottiefen von nur .028" wird das Bogenspiel signifikant reduziert und dadurch eine bessere Kontrolle der Biegungen erster Ordnung sowie von Torque und Rotation ermöglicht. Für ein noch präziseres Positionieren des zu korrigierenden Zahns
- Tiefer ausgeprägte, voll funktionsfähige Tie-Wings für den bedarfsgerechten einfachen und sicheren Einsatz von elastischen Gummizügen oder Ketten
- Die Basis mit Adhesive Guard Rail (AGR)-Technologie – einer Art Leitplanke – ermöglicht ein absolut einfaches Einstreichen des Adhäsivs nach mesial-distal, für ein schnelleres Bonding mit weniger Adhäsivüberschüssen



### SLX Opener

Doppelendiges, spitzes Öffnungsinstrument für Carriere SLX Brackets.

SLX Opener	1010-201505
------------	-------------



## CARRIERE® | SLX

### Bestellinformation Carriere SLX Kits Roth Werte

	Werte	.022
OK/UK 5 bis 5 Hk/3 Sortiment mit 20 Brackets	Roth	1010-713398
OK/UK 5 bis 5 Hks 3/4/5 Sortiment mit 20 Brackets	Roth	1010-713399

### Bestellinformation Carriere SLX Einzelbrackets Roth Werte

Oberkiefer	Markierung	Torque	Ang.	Antirotation	.022 rechts	.022 links
1	schwarz	+12°	+5°	0°	1010-713307	1010-713308
2	pink	+8°	+9°	0°	1010-713323	1010-713324
3 mit Hk	grün	-2°	+9°	4°M	1010-713351HK	1010-713352HK
4/5	lila	-7°	0°	2°D	1010-713359	1010-713360
4/5 mit Hk	lila	-7°	0°	2°D	1010-713359HK	1010-713360HK

Unterkiefer	Markierung	Torque	Ang.	Antirotation	.022 rechts	.022 links
1/2	gelb	-1°	0°	0°	1010-713335	1010-713335
3 mit Hk	blau	-11°	+5°	2°M	1010-713367HK	1010-713368HK
4	weiß	-17°	+2°	4°D	1010-713389	1010-713390
4 mit Hk	weiß	-17°	+2°	4°D	1010-713389HK	1010-713390HK
5	rot	-22°	+2°	4°D	1010-713393	1010-713394
5 mit Hk	rot	-22°	+2°	4°D	1010-713393HK	1010-713394HK

Verpackungseinheit der Brackets ist 10 Stück pro Zahn.

### Bestellinformation Carriere SLX Kits MBT Werte

	Werte	.022
OK/UK 5 bis 5 Hk/3 Sortiment mit 20 Brackets	MBT	1010-713398MC
OK/UK 5 bis 5 Hks 3/4/5 Sortiment mit 20 Brackets	MBT	1010-713399MC

### Bestellinformation Carriere SLX Einzelbrackets MBT Werte

Oberkiefer	Markierung	Torque	Ang.	Antirotation	.022 rechts	.022 links
1	schwarz	+17°	+4°	0°	1010-713309	1010-713310
2	pink	+10	+8°	0°	1010-713327	1010-713328
3 mit Hk	grün	-7°	+9°	0°	1010-713353HK	1010-713354HK
4/5	lila	-7°	0°	0°	1010-713357	1010-713358
4/5 mit Hk	lila	-7°	0°	0°	1010-713357HK	1010-713358HK

Unterkiefer	Markierung	Torque	Ang.	Antirotation	.022 rechts	.022 links
1/2	gelb	-6°	0°	0°	1010-713337	1010-713337
3 mit Hk	blau	-6°	+4°	0°	1010-713371HK	1010-713372HK
4	grau	-12°	+2°	0°	1010-713387	1010-713388
4 mit Hk	grau	-12°	+2°	0°	1010-713387HK	1010-713388HK
5	weiß	-17°	+2°	0°	1010-713391	1010-713392
5 mit Hk	weiß	-17°	+2°	0°	1010-713391HK	1010-713392HK

Verpackungseinheit der Brackets ist 10 Stück pro Zahn.

## CARRIERE® M-SERIES™ WIRES

### Carriere M-Serie Bögen

Schnelle, sanfte und natürliche Zahnbewegungen – so lautet die Philosophie der Carriere SLX Bracketsysteme. Mit Hilfe der Carriere Bögen wird diese Behandlungsphilosophie optimal umgesetzt. Dabei stehen dem Kieferorthopäden verschiedene Bogenvarianten zur Verfügung, die je nach Therapiephase in der erforderlichen Dimension eingesetzt werden können.

M-Series-Bögen wurden entwickelt, um:

- ein vereinfachtes Bogenverlaufsprotokoll zu ermöglichen
- die Anzahl der eingesetzten Behandlungsbögen auf ein Minimum zu reduzieren
- Fälle in rund 12 Monaten abschließen zu können

Integraler Bestandteil der Carriere Sagittal First Behandlungsphilosophie ist die Anwendung der Carriere Motion Apparatur zur Korrektur anterior-posteriorer Abweichungen sowie zur Anregung der initialen Zahnbewegung. Ihr Einsatz ermöglicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt der Behandlung leichtere Übergänge zu größer dimensionierten Bögen. Darüber hinaus verkürzt sich die Zeit, in der Patienten Brackets tragen sowie die Gesamtdauer der Behandlung.



### M-Serie Bogensequenz

Bogenname	Beschreibung	Ziel	Behandlungszeit	Anzahl der Termine (5-6 Wochen Intervalle)
M-1	.015° Cu Nitium 27° mit EZ Stopps	Beginn Nivellierung, Ausrichtung sowie Rotation	5-6 Wochen	1 Termin
M-1.5 optional	.018° Cu Nitium 27° mit EZ Stopps	In geringer Anzahl von Fällen bei hartnäckigen Rotationen eingesetzt, und zwar vor Einbringen des M-2-Bogens.	4-6 Wochen	1-2 Termine
M-2	.020° x .020° Cu Nitium 35° mit EZ Stopps	Abschluss Nivellierung, Ausrichtung sowie Beseitigung von Rotationen. Zahnbogenentwicklung ist eingeleitet; Beginn der dreidimensionalen Bogenkontrolle; initiale Torquekontrolle	6-18 Wochen, je nach Komplexität und klinischer Beurteilung des Falls	2-3 Termine
M-2.5 optional	.019° x .025° Cu Nitium 35° mit EZ Stopps	Für das finale Bracketalignment, vor Einsatz des Beta Titan Bogens bei Keramikbrackets.	3-4 Wochen	1 Termin
M-3 BETA	.019° x .025° Beta Titan	Feinkorrektur und Finishing	8-12 Wochen	2-3 Termine
M-3 STEEL optional	.019° x .025° Edelstahl	Bogen zur chirurgischen Stabilisation, eingesetzt vor dem Eingriff und/oder zum Abschluss der Expansion bei hartnäckigen Fällen; kommt anstelle des Beta Titan Bogens zur Anwendung	8-12 Wochen	2-3 Termine

## CARRIERE® M-SERIES™ WIRES


### Carriere M-Serie Bögen

Carriere Cu Nitium Bögen werden mit den EZ Stopps geliefert, die bereits vorgefertigt in einem Einweghalter integriert sind. Sie werden in der breiten Self-L. Form (OK/UK identisch) einzeln eingeschweißt in Packungen mit 10 Stück geliefert.


	Art.Nr.
Carriere M1 Cu NiTi .015° 27° Self-L. Form mit EZ Stopps	1010-103M1
Carriere M1.5 Cu NiTi .018° 27° Self-L. Form mit EZ Stopps	1010-103M1.5
Carriere M2 Cu NiTi .020° x .020° 35° Self-L. Form mit EZ Stopps	1010-103M2
Carriere M2.5 Cu NiTi .019° x .025° 35° Self-L. Form mit EZ Stopps	1010-103M2.5
Carriere M3 Beta Titan .019° x .025° Self-L. Form	1010-103M3B
Carriere M3.5 Stahl .019° x .025° Self-L. Form	1010-103M3S



Einfaches Positionieren.



Drehen um den Halter zu entfernen.



Crimpen und fertig.





## CARRIERE® | SLX 3D™

### Carriere SLX 3D Brackets

Ein Bracket für alle: Behandler, Praxispersonal und Patient!

#### Eine Größe passt nicht immer überall!

Das SLX 3D Bracket bietet neben mittelgroßen Brackets auch schmale sowie breite Brackets und passt sich somit ideal der vorliegenden Zahngröße an. Denn manchmal ist es durchaus die Bracketgröße, die über eine optimale Rotationskontrolle und beste Positionierung des Zahns im Kiefer entscheidet.

#### Biegen Sie keine Bögen, widmen Sie sich lieber anderen Dingen!

Mit geprüften und präzisen Torque-, In/Out-Werten sowie Slottiefen wurde das SLX 3D Bracket so designed, dass weniger Bogenanpassungen erforderlich sind. Somit bleibt mehr Zeit für alles Andere, außer Bogenbiegen.

#### Eine Spurenasistenz gibt's nicht nur auf der Autobahn!

Unsere einzigartige Adhesive Guard Rail Technology (AGR) leitet überschüssiges Adhäsiv automatisch zum Basisrand – für ein schnelles und einfaches Entfernen von Kleberresten.

#### Leicht geklebt, schnell entfernt.

Die Kontur der Basis ist so gestaltet, dass diese am Zahn wie angegossen sitzt. Abgeschrägte Kanten sorgen nach Behandlungsende für ein schnelles und sauberes Entfernen der Brackets.

#### Volle Deckung!

Der Slot ist von mesial zu distal vollständig vom Schieber verdeckt, wodurch eine ausgezeichnete Rotationskontrolle und somit ein noch schnelleres Finishing ermöglicht wird.

#### Sicher am Haken!

Die integrierten Haken (standardmäßig bei den Eckzahnbrackets, optional bei den Prämolarenbrackets) wurden so designed, dass sie in Sachen Komfort und Sicherheit verwendeter Auxiliaries absolut nichts vermissen lassen

#### Fühlen Sie mal!

SLX 3D ist sehr glatt und abgerundet und bietet höchsten Patientenkomfort.

#### Auf und zu im Handumdrehen.

Mittels federleichten Kontakts bzw. der sanften Drehung des Öffnungsinstruments wird der Schieber in die geöffnete bzw. geschlossene Position gebracht.



## CARRIERE® | SLX 3D™

### Bestellinformation Carriere SLX 3D Kits Standard Werte

	Werte	.022
OK/UK 5 bis 5 Hk/3 Sortiment mit 20 Brackets	Standard	1010-777KITHK
OK/UK 5 bis 5 Hks 3/4/5 Sortiment mit 20 Brackets	Standard	1010-777KITHKS

### Bestellinformation Carriere SLX 3D Einzelbrackets Standard Werte

Oberkiefer	Markierung	Torque	Ang.	Antirotation	.022 rechts	.022 links
1	schwarz	+12°	+5°	0°	1010-777UR110	1010-777UL110
2	pink	+8°	+8°	0°	1010-777UR210	1010-777UL210
3 mit Hk	grün	0°	+9°	0°	1010-777UR3HK10	1010-777UL3HK10
4/5	lila	-7°	0°	0°	1010-777U4510	1010-777U4510
4/5 mit Hk	lila	-7°	0°	0°	1010-777UR45HK10	1010-777UL45HK10

Unterkiefer	Markierung	Torque	Ang.	Antirotation	.022 rechts	.022 links
1/2	gelb	-1°	0°	0°	1010-777L1210	1010-777L1210
3 mit Hk	blau	0°	+5°	0°	1010-777LR3HK10	1010-777LL3HK10
4	grau	-12°	+2°	0°	1010-777LR410	1010-777LL410
4 mit Hk	grau	-12°	+2°	0°	1010-777LR4HK10	1010-777LL4HK10
5	rot	-17°	+2°	0°	1010-777LR510	1010-777LL510
5 mit Hk	rot	-17°	+2°	0°	1010-777LR5HK10	1010-777LL5HK10

Verpackungseinheit der Brackets ist 10 Stück pro Zahn.

### SLX 3D EZ Twist

Doppelendiges Öffnungsinstrument für Carriere SLX 3D Brackets. Eine Seite mit spitzem Dorn, die andere Seite wahlweise mit abgewinkelter Setzpinzette oder klassischer College Pinzette.

- zur Bracketplatzierung mit Millimeter-Markierung
- zum Öffnen des Schiebers
- zum Säubern bzw. Entfernen von Kleberresten
- zum Positionieren von Motion 3D Apparaturen

SLX 3D EZ Twist mit Setzpinzette	1010-201508
SLX 3D EZ Twist mit College Pinzette	1010-201509





Das evolve Bracket ist ein klassisches Two-Piece Bracket, hergestellt im MIM-Verfahren. Ausgestattet mit einer anatomisch optimal geformten Mesh-Basis, abgerundeten Bracketflügeln, Farbcodierung, integriertem pilzförmigen Häkchen und einer vertikalen Markierung zur exakten Platzierung. Optional sind die Prämolaren mit Offsetbasen erhältlich. Lieferbar in Roth und MBT, .018" und .022" Slot.

#### Bestellinformation evolve Kits Roth Werte

	Werte	.018	.022
OK/UK 5 bis 5 Hk/3 Sortiment mit 20 Brackets	Roth	1002-DB160252	1002-DB160251
OK/UK 5 bis 5 Hks 3/4/5 Sortiment mit 20 Brackets	Roth	1002-DB160255	1002-DB160250

#### Bestellinformation evolve Einzelbrackets Roth Werte


Oberkiefer	Offset	Torque	Ang.	Breite	.018 rechts	.018 links	.022 rechts	.022 links
1		+12°	+5°	4,0	1002-DB160200	1002-DB160201	1002-DB160040	1002-DB160041
2		+8°	+9°	3,0	1002-DB160202	1002-DB160203	1002-DB160042	1002-DB160043
3 mit Hk		0°	+11°	3,5	1002-DB160206	1002-DB160207	1002-DB160046	1002-DB160047
4/5		-7°	0°	3,0	1002-DB160208	1002-DB160209	1002-DB160048	1002-DB160049
4/5 mit Hk		-7°	0°	3,0	1002-DB160210	1002-DB160211	1002-DB160050	1002-DB160051
4/5	ja	-7°	0°	3,0			1002-DB160052	1002-DB160053
4/5 mit Hk	ja	-7°	0°	3,0			1002-DB160054	1002-DB160055

Unterkiefer	Offset	Torque	Ang.	Breite	.018 rechts	.018 links	.022 rechts	.022 links
1/2		0°	0°	2,5	1002-DB160216	1002-DB160217	1002-DB160056	1002-DB160057
3 mit Hk		-11°	+5°	3,0	1002-DB160220	1002-DB160221	1002-DB160060	1002-DB160061
4		-17°	0°	3,0	1002-DB160222	1002-DB160223	1002-DB160062	1002-DB160063
4 mit Hk		-17°	0°	3,0	1002-DB160224	1002-DB160225	1002-DB160064	1002-DB160065
5		-22°	0°	3,0	1002-DB160226	1002-DB160227	1002-DB160066	1002-DB160067
5 mit Hk		-22°	0°	3,0	1002-DB160228	1002-DB160229	1002-DB160068	1002-DB160069
4	ja	-17°	0°	3,0			1002-DB160070	1002-DB160071
4 mit Hk	ja	-17°	0°	3,0			1002-DB160072	1002-DB160073
5	ja	-22°	0°	3,0			1002-DB160074	1002-DB160075
5 mit Hk	ja	-22°	0°	3,0			1002-DB160076	1002-DB160077

Verpackungseinheit der Brackets ist 10 Stück pro Zahn.



#### Farbcodierung evolve Brackets



#### Bestellinformation evolve Kits MBT Werte

	Werte	.018	.022
OK/UK 5 bis 5 Hk/3 Sortiment mit 20 Brackets	MBT	1002-DB160265	1002-DB160261
OK/UK 5 bis 5 Hks 3/4/5 Sortiment mit 20 Brackets	MBT	1002-DB160264	1002-DB160260

#### Bestellinformation evolve Einzelbrackets MBT Werte

Oberkiefer	Offset	Torque	Ang.	Breite	.018 rechts	.018 links	.022 rechts	.022 links
1		+12°	+5°	4,0	1002-DB160300	1002-DB160301	1002-DB160100	1002-DB160101
2		+8°	+9°	3,0	1002-DB160302	1002-DB160303	1002-DB160102	1002-DB160103
3 mit Hk		0°	+11°	3,5	1002-DB160306	1002-DB160307	1002-DB160104	1002-DB160105
4/5		-7°	0°	3,0	1002-DB160308	1002-DB160309	1002-DB160108	1002-DB160109
4/5 mit Hk		-7°	0°	3,0	1002-DB160310	1002-DB160311	1002-DB160110	1002-DB160111
4/5	ja	-7°	0°	3,0			1002-DB160112	1002-DB160113
4/5 mit Hk	ja	-7°	0°	3,0			1002-DB160114	1002-DB160115

Unterkiefer	Offset	Torque	Ang.	Breite	.018 rechts	.018 links	.022 rechts	.022 links
1/2		0°	0°	2,5	1002-DB160316	1002-DB160317	1002-DB160120	1002-DB160121
3 mit Hk		-11°	+5°	3,0	1002-DB160320	1002-DB160321	1002-DB160124	1002-DB160125
4		-17°	0°	3,0	1002-DB160322	1002-DB160323	1002-DB160126	1002-DB160127
4 mit Hk		-17°	0°	3,0	1002-DB160324	1002-DB160325	1002-DB160128	1002-DB160129
5		-22°	0°	3,0	1002-DB160326	1002-DB160327	1002-DB160130	1002-DB160131
5 mit Hk		-22°	0°	3,0	1002-DB160328	1002-DB160329	1002-DB160132	1002-DB160133
4	ja	-17°	0°	3,0			1002-DB160134	1002-DB160135
4 mit Hk	ja	-17°	0°	3,0			1002-DB160138	1002-DB160139
5	ja	-22°	0°	3,0			1002-DB160136	1002-DB160137
5 mit Hk	ja	-22°	0°	3,0			1002-DB160140	1002-DB160141

Verpackungseinheit der Brackets ist 10 Stück pro Zahn.





Das evolve low profile Bracket bietet alle Vorzüge des evolve Brackets wie anatomisch optimal geformte Mesh-Basis, abgerundete Bracketflügel oder integrierte, pilzförmige Häkchen und ist dabei noch 15% flacher im Profil - für noch höheren Patientenkomfort.  
Lieferbar in Roth und MBT, .018" und .022" Slot.

#### Bestellinformation evolve LP Kits Roth Werte

	Werte	.018	.022
OK/UK 5 bis 5 Hk/3 Sortiment mit 20 Brackets	Roth	1002-DB162252	1002-DB162251
OK/UK 5 bis 5 Hks 3/4/5 Sortiment mit 20 Brackets	Roth	1002-DB162255	1002-DB162250

#### Bestellinformation evolve LP Einzelbrackets Roth Werte

Oberkiefer	Torque	Ang.	Breite	.018 rechts	.018 links	.022 rechts	.022 links
1	+12°	+5°	4,0	1002-DB162200	1002-DB162201	1002-DB162040	1002-DB162041
2	+8°	+9°	3,0	1002-DB162202	1002-DB162203	1002-DB162042	1002-DB162043
3 mit Hk	0°	+11°	3,5	1002-DB162206	1002-DB162207	1002-DB162046	1002-DB162047
4/5	-7°	0°	3,0	1002-DB162208	1002-DB162209	1002-DB162048	1002-DB162049
4/5 mit Hk	-7°	0°	3,0	1002-DB162210	1002-DB162211	1002-DB162050	1002-DB162051

Unterkiefer	Torque	Ang.	Breite	.018 rechts	.018 links	.022 rechts	.022 links
1/2	0°	0°	2,5	1002-DB162216	1002-DB162217	1002-DB162056	1002-DB162057
3 mit Hk	-11°	+5°	3,0	1002-DB162220	1002-DB162221	1002-DB162060	1002-DB162061
4	-17°	0°	3,0	1002-DB162222	1002-DB162223	1002-DB162062	1002-DB162063
4 mit Hk	-17°	0°	3,0	1002-DB162224	1002-DB162225	1002-DB162064	1002-DB162065
5	-22°	0°	3,0	1002-DB162226	1002-DB162227	1002-DB162066	1002-DB162067
5 mit Hk	-22°	0°	3,0	1002-DB162228	1002-DB162229	1002-DB162068	1002-DB162069

Verpackungseinheit der Brackets ist 10 Stück pro Zahn.

#### Bestellinformation evolve LP Kits MBT Werte

	Werte	.018	.022
OK/UK 5 bis 5 Hk/3 Sortiment mit 20 Brackets	MBT	1002-DB162265	1002-DB162261
OK/UK 5 bis 5 Hks 3/4/5 Sortiment mit 20 Brackets	MBT	1002-DB162264	1002-DB162260

#### Bestellinformation evolve LP Einzelbrackets MBT Werte

Oberkiefer	Torque	Ang.	Breite	.018 rechts	.018 links	.022 rechts	.022 links
1	+17°	+4°	4,0	1002-DB162300	1002-DB162301	1002-DB162100	1002-DB162101
2	+10	+8°	3,0	1002-DB162302	1002-DB162303	1002-DB162102	1002-DB162103
3 mit Hk	-7°	+9°	3,5	1002-DB162306	1002-DB162307	1002-DB162104	1002-DB162105
4/5	-7°	0°	3,0	1002-DB162308	1002-DB162309	1002-DB162108	1002-DB162109
4/5 mit Hk	-7°	0°	3,0	1002-DB162310	1002-DB162311	1002-DB162110	1002-DB162111

Unterkiefer	Torque	Ang.	Breite	.018 rechts	.018 links	.022 rechts	.022 links
1/2	-6°	0°	2,5	1002-DB162316	1002-DB162317	1002-DB162120	1002-DB162121
3 mit Hk	-6°	+3°	3,0	1002-DB162320	1002-DB162321	1002-DB162124	1002-DB162125
4	-12°	+2°	3,0	1002-DB162322	1002-DB162323	1002-DB162126	1002-DB162127
4 mit Hk	-12°	+2°	3,0	1002-DB162326	1002-DB162327	1002-DB162130	1002-DB162131
5	-17°	+2°	3,0	1002-DB162324	1002-DB162325	1002-DB162128	1002-DB162129
5 mit Hk	-17°	+2°	3,0	1002-DB162328	1002-DB162329	1002-DB162132	1002-DB162133

Verpackungseinheit der Brackets ist 10 Stück pro Zahn.

#### iXion Bracketpinzette abgewinkelt

Das Pinzettenende kann als Angulierungshilfe genutzt werden.

Bracketpinzette abgewinkelt	1009-IX850
-----------------------------	------------



#### iXion Bracketpinzette Classic

Das Pinzettenende kann als Angulierungshilfe genutzt werden.

Bracketpinzette Classic	1009-IX630
-------------------------	------------



*Spa*  
aesthetics



spa Mono-Saphir Keramikbrackets sind transluzent und passen sich so jeder Zahnfarbe optimal an. Das nur 2 mm hohe Profil der Brackets und die stark gerundeten Kanten bieten höchsten Patientenkomfort. Neuartige Polierverfahren ermöglichen eine sehr glatte Slotoberfläche für geringstmögliche Friktion. Zahlreiche Microerhebungen auf der rein mechanischen Granulatbasis sorgen für exzellente Haftkraft. Die Brackets lassen sich durch die Reduzierung der Mikrostruktur zum gingivalen Rand der Basis mühelos entfernen.

Lieferbar in Roth und MBT, .022" Slot.

#### Bestellinformation spa Kits Roth Werte

	Werte	.022
OK/UK 5 bis 5 Hk/3 Sortiment mit 20 Brackets	Roth	1002-DB380551
OK/UK 5 bis 5 Hks 3/4/5 Sortiment mit 20 Brackets	Roth	1002-DB380552

#### Bestellinformation spa Einzelbrackets Roth Werte

Oberkiefer	Torque	Ang.	Breite	.022 rechts	.022 links
1	+11°	+4°	3,2	1002-DB380400	1002-DB380401
2	+8°	+9°	3,0	1002-DB380402	1002-DB380403
3 mit Hk	-2°	+8°	3,5	1002-DB380404H	1002-DB380405H
4	-7°	0°	3,2	1002-DB380406	1002-DB380407
4 mit Hk	-7°	0°	3,2	1002-DB380406H	1002-DB380407H
5	-7°	0°	3,2	1002-DB380408	1002-DB380409
5 mit Hk	-7°	0°	3,5	1002-DB380408H	1002-DB380409H

Unterkiefer	Torque	Ang.	Breite	.022 rechts	.022 links
1/2	0°	0°	3,0	1002-DB380410	1002-DB380410
3 mit Hk	-11°	+7°	3,5	1002-DB380412H	1002-DB380413H
4	-17°	0°	3,2	1002-DB380414	1002-DB380415
4 mit Hk	-17°	0°	3,5	1002-DB380414H	1002-DB380415H
5	-21°	0°	3,2	1002-DB380416	1002-DB380417
5 mit Hk	-21°	0°	3,5	1002-DB380416H	1002-DB380417H

Verpackungseinheit der Brackets ist 1 Stück pro Zahn.

#### spa Bracketentfernungszange

Spezielles Design zum einfachen Debonden der spa Keramikbrackets.

spa Bracketentfernungszange	1009-DB050301
-----------------------------	---------------



*Spa*  
aesthetics

#### Bestellinformation spa Kits MBT Werte

	Werte	.022
OK/UK 5 bis 5 Hk/3 Sortiment mit 20 Brackets	MBT	1002-DB380550
OK/UK 5 bis 5 Hks 3/4/5 Sortiment mit 20 Brackets	MBT	1002-DB380554

#### Bestellinformation spa Einzelbrackets MBT Werte

Oberkiefer	Torque	Ang.	Breite	.022 rechts	.022 links
1	+18°	+4°	3,2	1002-DB380500	1002-DB380501
2	+11°	+8°	3,0	1002-DB380502	1002-DB380503
3 mit Hk	-8°	+8°	3,5	1002-DB380504H	1002-DB380505H
4	-8°	0°	3,2	1002-DB380506	1002-DB380507
4 mit Hk	-8°	0°	3,2	1002-DB380506H	1002-DB380507H
5	-8°	0°	3,2	1002-DB380508	1002-DB380509
5 mit Hk	-8°	0°	3,5	1002-DB380508H	1002-DB380509H

Unterkiefer	Torque	Ang.	Breite	.022 rechts	.022 links
1/2	0°	0°	3,0	1002-DB380510	1002-DB380510
3 mit Hk	-11°	+7°	3,5	1002-DB380512H	1002-DB380513H
4	-17°	0°	3,2	1002-DB380514	1002-DB380515
4 mit Hk	-17°	0°	3,5	1002-DB380514H	1002-DB380515H
5	-21°	0°	3,2	1002-DB380516	1002-DB380517
5 mit Hk	-21°	0°	3,5	1002-DB380516H	1002-DB380517H

Verpackungseinheit der Brackets ist 1 Stück pro Zahn.





## Composite Clear

Die neueste Generation an Kunststoffbrackets (Copolymer). Beständiger und strapazierfähiger als herkömmliche Kunststoffbrackets passen sie sich jeder Zahnfarbe optimal an (transluzent). Composite Clear Brackets zeichnen sich durch ein flaches Profil und sanfte abgerundete Kanten aus. Die mechanische Granulatbasis erleichtert Kleben und Entfernen der Brackets.

Lieferbar in Roth und MBT, .018" und .022" Slot.

### Bestellinformation Composite Clear Kits Roth Werte

	Werte	.018	.022
OK/UK 5 bis 5 Hk/3 Sortiment mit 20 Brackets	Roth	1002-3050322	1002-3050422
OK/UK 5 bis 5 Hks 3/4/5 Sortiment mit 20 Brackets	Roth	1002-3050323	1002-3050423

### Bestellinformation Composite Clear Einzelbrackets Roth Werte

Oberkiefer	Torque	Ang.	.018 rechts	.018 links	.022 rechts	.022 links
1	+12°	+5°	1002-3050300	1002-3050301	1002-3050400	1002-3050401
2	+8°	+9°	1002-3050302	1002-3050303	1002-3050402	1002-3050403
3 mit Hk	-2°	+8°	1002-3050304H	1002-3050305H	1002-3050404H	1002-3050405H
4/5	-7°	0°	1002-3050306	1002-3050307	1002-3050406	1002-3050407
4/5 mit Hk	-7°	0°	1002-3050306H	1002-3050307H	1002-3050406H	1002-3050407H

Unterkiefer	Torque	Ang.	.018 rechts	.018 links	.022 rechts	.022 links
1/2	0°	0°	1002-3050310	1002-3050310	1002-3050410	1002-3050410
3 mit Hk	-11°	+5°	1002-3050312H	1002-3050313H	1002-3050412H	1002-3050413H
4	-17°	0°	1002-3050314	1002-3050315	1002-3050414	1002-3050415
4 mit Hk	-17°	0°	1002-3050314H	1002-3050315H	1002-3050414H	1002-3050415H
5	-22°	0°	1002-3050316	1002-3050317	1002-3050416	1002-3050417
5 mit Hk	-22°	0°	1002-3050316H	1002-3050317H	1002-3050416H	1002-3050417H

Verpackungseinheit der Brackets ist 10 Stück pro Zahn.

## Composite Clear

### Bestellinformation Composite Clear Kits MBT Werte

	Werte	.022
OK/UK 5 bis 5 Hk/3 Sortiment mit 20 Brackets	MBT	1002-3050622
OK/UK 5 bis 5 Hks 3/4/5 Sortiment mit 20 Brackets	MBT	1002-3050623

### Bestellinformation Composite Clear Einzelbrackets MBT Werte

Oberkiefer	Torque	Ang.	.022 rechts	.022 links
1	+17°	+5°	1002-3050600	1002-3050601
2	+10	+8°	1002-3050602	1002-3050603
3 mit Hk	0°	+8°	1002-3050604H	1002-3050605H
4/5	-7°	0°	1002-3050606	1002-3050607
4/5 mit Hk	-7°	0°	1002-3050606H	1002-3050607H

Unterkiefer	Torque	Ang.	.022 rechts	.022 links
1/2	-6°	0°	1002-3050610	1002-3050610
3 mit Hk	0°	+3°	1002-3050612H	1002-3050613H
4	-12°	2°	1002-3050614	1002-3050615
4 mit Hk	-12°	2°	1002-3050614H	1002-3050615H
5	-17°	2°	1002-3050616	1002-3050617
5 mit Hk	-17°	2°	1002-3050616H	1002-3050617H

Verpackungseinheit der Brackets ist 10 Stück pro Zahn.

### ilusio Rhodium etched NiTi


Eine neue Generation ästhetischer Bögen. Die Oberfläche ist mit Rhodium behandelt und wirkt optisch hell silbern mit einem leichten Schimmer. Dadurch ist die ästhetische Wirkung über den gesamten Behandlungszeitraum gewährleistet. Die spezielle Oberfläche reduziert außerdem die Friktion und verbessert somit die Gleiteigenschaften. Im Gegensatz zu komplett beschichteten Bögen bleibt die tatsächliche Bogendimension bei ilusio durch die spezielle Oberflächenbehandlung unverändert. Die Bögen lassen sich exzellent formen und biegen. Sie eignen sich hervorragend für Behandlungen mit Keramik-oder Kunststoffbrackets. Als superelastischer Nickeltitanbogen in Roth Form erhältlich.

Alle ilusio Bögen sind einzeln eingeschweißt und werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.

	OK	UK
.012"	1005-DB60012U	1005-DB60012L
.014"	1005-DB60014U	1005-DB60014L
.016"	1005-DB60016U	1005-DB60016L
.018"	1005-DB60018U	1005-DB60018L
.016" x .016"	1005-DB601616U	1005-DB601616L
.016" x .022"	1005-DB601622U	1005-DB601622L
.017" x .025"	1005-DB601725U	1005-DB601725L
.018" x .025"	1005-DB601825U	1005-DB601825L
.019" x .025"	1005-DB601925U	1005-DB601925L



01	Brackets
02	Bänder & Bukkalröhrchen
03	Bögen & Drähte
04	Kleber & Zement
05	Elastomerics
06	Extraoral
07	Instrumente
08	Carriere Motion 3D
09	Tiefziehtechnik & Aligner
10	Zubehör
11	Labor & Geräte
12	Praxisorganisation
13	Inhaltsverzeichnis





## Molarenbänder

### ODS Molarenbänder

Anatomisch optimal geformte Bänder, innen aufgeraut (micro-etched) für sicheren Halt. Volle und halbe Größen von 29,5 bis 44 bieten gute Passgenauigkeit. Eine ausführliche Bänderkonvertierungsliste steht zur Verfügung.

Sortimente		
Oberkiefer 1. und 2. Molar	Menge	Art.Nr.
Starterkit	80 Stck	1010-41050
Econokit	150 Stck	1010-41051
Profitkit	300 Stck	1010-41052
Unterkiefer 1. Molar	Menge	Art.Nr.
Starterkit	80 Stck	1010-41250
Econokit	150 Stck	1010-41251
Profitkit	300 Stck	1010-41252
Unterkiefer 2. Molar	Menge	Art.Nr.
Starterkit	80 Stck	1010-41350
Econokit	150 Stck	1010-41351
Profitkit	300 Stck	1010-41352

### Aufschweißteile bukkal

Oberkiefer	Torque	Offset	HG Tube
<b>1. Molar</b>			
dreifach konvertibel	Roth	-10°	8°
dreifach konvertibel	MBT	-14°	10°
Zweifachkombination konvertibel	Roth	-10°	8°
Zweifachkombination konvertibel	MBT	-14°	10°
doppel konvertibel	Roth	-10°	8°
einfach konvertibel	-	-10°	12°
einfach konvertibel	Roth	-10°	8°
<b>2. Molar</b>			
einfach	Roth	-10°	8°
einfach	MBT	-14°	10°

Unterkiefer	Torque	Offset	LB Tube
<b>1. Molar</b>			
doppel konvertibel	Roth	-25°	5°
doppel konvertibel	MBT	-20°	0°
einfach konvertibel	Roth	-25°	5°
einfach konvertibel	MBT	-20°	0°
Lipbumperkombination konvertibel	Roth	-25°	5°
<b>2. Molar</b>			
einfach	Roth	-25°	5°
einfach	MBT	-10°	0°

## Molarenbänder

### Aufschweißteile lingual/palatinal

	Menge	Art.Nr.
Lingualschloss geschlossen, mit Kerbe	10 Stck	1010-10009
Lingualschloss geschlossen, gekrümmt	10 Stck	1003-80012
Lingualschloss mit Fenster	10 Stck	1003-80021
Lingualschloss mit Fenster und Häkchen re	10 Stck	1003-80023R
Lingualschloss mit Fenster und Häkchen li	10 Stck	1003-80023L
Lingualschloss mit Öse	10 Stck	1003-80022
Cleat lang, 8,1 mm	10 Stck	1010-10002
Cleat kurz, 5,3 mm	10 Stck	1010-10003



### Aufbewahrungsboxen für Bänder

Bandorganizer für Bänder in den Größen 29,5 bis 44 pro Quadrant, mit transparentem Stülpdeckel. Maße passend für Bänderschubladen mit mehreren Fächern. Die Bänderbox db mit robustem Deckel bietet Platz für Bänder aller 4 Quadranten in den Größen 29,5 bis 43,5.

	Menge	Art.Nr.
Bänderbox db mit Schnappverschluss	Stck	1010-482018B



### Beißknochen

Hilfsmittel zum Setzen von Bändern. Spitze aus Edelstahl mit feiner Riffelung. Autoklavierbar.

	Menge	Art.Nr.
Beißknochen blau, autoklav	Stck	1006-19401
Beißknochen orange, autoklav	Stck	1006-19402
Beißknochen hellgrün, autoklav	Stck	1006-19403
Beißknochen lila, autoklav	Stck	1006-19404
Beißknochen rot, autoklav	Stck	1006-19405
Beißknochen türkis, autoklav	Stck	1006-19406
Beißknochen weiß, autoklav	Stck	1006-19407





## Klebe-Bukkalröhrchen



ODS Kleberöhrchen werden nach modernstem Produktionsverfahren mit der MIM-Technik hergestellt.

Den jeweiligen Bedürfnissen angepasst, werden die Röhrchen für den 1. Molar mit einer leicht vergrößerten Basis geliefert; die Basen der Mini Röhrchen für den 2. Molar sind entsprechend den Anforderungen etwas kleiner gehalten. Beide Basen verfügen über eine perfekte anatomische Form. Zusammen mit der integrierten Setzhilfe wird das korrekte Platzieren vereinfacht. Außerdem ermöglicht die der Zahnkontur sehr gut nachempfundene Form eine dünne Kompositschicht, eine wesentliche Voraussetzung für beste Klebeergebnisse.

Für optimalen Patientenkomfort und Hygiene sorgen eine polierte Oberfläche und die gut gerundeten Kanten. Das stabile Häkchen kann einfach adaptiert werden, um Irritationen zu vermeiden und die Hygiene zu verbessern. Die trompetenförmige Slotöffnung erleichtert das Einführen des Bogens.

Verpackungseinheit der Klebe-Bukkalröhrchen ist 10 Stück pro Zahn.

### Klebe-Bukkalröhrchen zweifach konvertibel

Oberkiefer 1. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-10°	8°	Roth	R	1002-50131	1002-50231
			L	1002-50132	1002-50232
Unterkiefer 1. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-25°	5°	Roth	R	1002-50185	1002-50285
			L	1002-50186	1002-50286
-20°	0°	MBT	R	1002-50385	1002-50485
			L	1002-50386	1002-50486

### Klebe-Bukkalröhrchen einfach konvertibel

Oberkiefer 1. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-10°	8°	Roth	R	1002-50121	1002-50221
			L	1002-50122	1002-50222
Unterkiefer 1. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-25°	5°	Roth	R	1002-50151	1002-50251
			L	1002-50152	1002-50252
-20°	0°	MBT	R	1002-50351	1002-50451
			L	1002-50352	1002-50452



## Klebe-Bukkalröhrchen

### Klebe-Bukkalröhrchen Zweifachkombination konvertibel, HG okklusal

Oberkiefer 1. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-10°	8°	Roth	R	1002-50115	1002-50215
			L	1002-50116	1002-50216



### Klebe-Bukkalröhrchen Mini

Oberkiefer 2. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-10°	8°	Roth	R	1002-50101	1002-50201
			L	1002-50102	1002-50202
-14°	10°	MBT	R	1002-50391	1002-50491
			L	1002-50392	1002-50492
Unterkiefer 2. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-25°	5°	Roth	R	1002-50141	1002-50241
			L	1002-50142	1002-50242
-10°	0°		R	1002-50393	1002-50493
			L	1002-50394	1002-50494



### Klebe-Bukkalröhrchen Mini

Speziell für partiell eruptierte 2. Molaren.

Oberkiefer 2. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-10°	0°	Roth	R	1002-50106	1002-50206
			L	1002-50107	1002-50207
-14°	0°	MBT	R	1002-50308	1002-50408
			L	1002-50309	1002-50409
Unterkiefer 2. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-25°	0°	Roth	R	1002-50146	1002-50246
			L	1002-50147	1002-50247
-10°	0°	MBT	R	1002-50346	1002-50446
			L	1002-50347	1002-50447



## Klebe-Bukkalröhrchen



### Optima Klebe-Bukkalröhrchen

Optima Bukkalröhrchen zeichnen sich durch ein sehr flaches Profil und eine perfekte anatomische Form aus. Maximalen Halt bietet die 80 Gauge Mesh-Basis und das adaptierbare Häkchen gewährleistet höchsten Patientenkomfort. Das Optima Mini kann schon früh zum Einsatz kommen, auch bei partiell eruptierten zweiten Molaren.

Verpackungseinheit der Optima Klebe-Bukkalröhrchen ist 10 Stück pro Zahn.

### Optima Klebe-Bukkalröhrchen einfach

Oberkiefer 1. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-10°	8°	Roth	R	1002-50117	1002-50217
			L	1002-50118	1002-50218
-14°	10°	MBT	R	1002-50317	1002-50417
			L	1002-50318	1002-50418

Unterkiefer 1. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-25°	5°	Roth	R	1002-50167	1002-50267
			L	1002-50168	1002-50268
-20°	0°	MBT	R	1002-50367	1002-50467
			L	1002-50368	1002-50468

### Optima Klebe-Bukkalröhrchen Mini

Oberkiefer 2. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-10°	0°	Roth	R	1002-50171	1002-50271
			L	1002-50172	1002-50272
-14°	0°	MBT	R	1002-50321	1002-50421
			L	1002-50322	1002-50422

Unterkiefer 2. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-25°	0°	Roth	R	1002-50175	1002-50275
			L	1002-50176	1002-50276
-10°	0°	MBT	R	1002-50371	1002-50471
			L	1002-50372	1002-50472

### Setzpinzette

Setzpinzette für zierliche Molarenröhrchen.

Setzpinzette	1009-DB050423
--------------	---------------




## Klebe-Bukkalröhrchen



### evolve Flow Klebe-Bukkalröhrchen

Das evolve Flow steht für hohen Patientenkomfort ohne funktionelle Einschränkungen. Der trichterförmige Eingang sichert ein einfaches Einführen des Bogens aus jedem Winkel. Seitliche Kerben erleichtern das exakte Platzieren und das horizontale Häkchen vereinfacht das Platzieren von Attachments. Die anatomisch geformte, 80 Gauge Meshbasis bietet eine exzellente Passform und Haftung. Das evolve Mini mit nur 3,2 mm Breite für die 2. Molaren.

Verpackungseinheit der evolve Klebe-Bukkalröhrchen ist 10 Stück pro Zahn.



### evolve Flow Klebe-Bukkalröhrchen einfach

Oberkiefer 1. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-10°	8°	Roth	R	1002-DB071370UR	1002-DB071350UR
			L	1002-DB071370UL	1002-DB071350UL
-14°	10°	MBT	R	1002-DB071362UR	1002-DB071360UR
			L	1002-DB071362UL	1002-DB071360UL

Unterkiefer 1. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-25°	5°	Roth	R	1002-DB071370LR	1002-DB071350LR
			L	1002-DB071370LL	1002-DB071350LL
-20°	0°	MBT	R	1002-DB071362LR	1002-DB071360LR
			L	1002-DB071362LL	1002-DB071360LL

### evolve Flow Klebe-Bukkalröhrchen Mini

Oberkiefer 2. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-10°	8°	Roth	R	1002-DB071373UR	1002-DB071371UR
			L	1002-DB071373UL	1002-DB071371UL
-14°	10°	MBT	R	1002-DB071374UR	1002-DB071372UR
			L	1002-DB071374UL	1002-DB071372UL

Unterkiefer 2. Molar					
Torque	Offset		R/L	.018	.022
-25°	5°	Roth	R	1002-DB071373LR	1002-DB071371LR
			L	1002-DB071373LL	1002-DB071371LL
-10°	0°	MBT	R	1002-DB071374LR	1002-DB071372LR
			L	1002-DB071374LL	1002-DB071372LL

## Klebe-Attachments

### Klebeknöpfechen

Klebeknöpfechen aus Edelstahl mit runder oder eckiger Basis, flach und gekrümmt.



	Menge	Art.Nr.
Klebeknöpfechen rund, flache Basis	10 Stck	1010-4128160
Klebeknöpfechen nickel-lite rund, gekrümmte Basis	10 Stck	1010-430001
Klebeknöpfechen rund, gekrümmte Basis	10 Stck	1005-DB220470
Klebeknöpfechen vierkant, gekrümmte Basis	10 Stck	1005-DB220471

### Klebeknöpfechen

Transparente Klebeknöpfechen aus Kunststoff oder Keramik mit mechanischer Retentionsbasis, ideal bei ästhetischen Behandlungen.



	Menge	Art.Nr.
Klebeknöpfechen Kunststoff	10 Stck	1010-750010
Klebeknöpfechen Keramik	10 Stck	1010-750011

### Eyelets

Eyelets mit .030" Ø zum Kleben, mit anatomisch gewölbter Netzbasis. Für Ligaturendraht und alle Arten von Attachments. Packung mit 10 Stück.



Eyelets zum Kleben		1005-DB220450
--------------------	--	---------------

### Freddy Knöpfechen und Häkchen

Klebeknöpfechen und Häkchen aus Keramik sind für alle Arten von Aligner Behandlungen und für Klasse-II-Gummizüge in der Lingualtechnik geeignet. Die Häkchen sind ellipsenförmig und sehr flach im Profil. Die Knöpfechen erlauben ein sicheres Einhängen von Elastics.

	Menge	Art.Nr.
Freddy Klebeknöpfechen	10 Stck	1013-3FCB0001
Freddy Klebehäkchen	10 Stck	1013-3FCB0001HK



## Klebe-Attachments

### Klebeösen

Klebettachments aus Edelstahl mit flacher oder aufgestellter Öse.

	Menge	Art.Nr.
Klebeöse aufgestellt	10 Stck	1003-80031
Klebeöse flach	10 Stck	1003-80039



### Extrusionsattachment

Zugkette mit 14K Goldbeschichtung zum Einordnen verlagerter Zähne. Einzeln erhältlich.

Zugkette gold mit Klebeöse	1003-80038
----------------------------	------------



### Carriere Motion 3D Sidekick Hooks


Die Carriere Klebehäkchen wurden speziell für die Anwendung mit der Motion Apparatur designt. Für leichteres Einhängen der Gummizüge, auch Force II. Packung mit 10 Stück.

Carriere Motion 3D Sidekick Hooks	1010-430003
-----------------------------------	-------------





01	Brackets
02	Bänder & Bukkalröhrchen
<b>03</b>	<b>Bögen &amp; Drähte</b>
04	Kleber & Zement
05	Elastomerics
06	Extraoral
07	Instrumente
08	Carriere Motion
09	Tiefziehtechnik & Aligner
10	Zubehör
11	Labor & Geräte
12	Praxisorganisation
13	Inhaltsverzeichnis



## ODS Bögen

### Kontrollierte Kraftabgabe

Um im Rahmen einer Multibandbehandlung Fehlstellungen korrigieren bzw. Zähne bewegen zu können, bedarf es der Applikation von Kräften. Dabei sind sowohl der Ansatzpunkt, die Kraftgröße als auch -dauer entscheidende Faktoren. Damit die angestrebte Zahnbewegung erreicht werden kann, muss die hierfür erforderliche Kraft nicht nur kontrolliert, sondern wohl dosiert übertragen werden. So erfordert jede Behandlungsphase ihr ganz individuelles Maß an Kraft sowie eine sorgfältige Auswahl von Bogenmaterial und -dimension.

### Höchste Präzision für beste Erfolge

Euro-Bögen von ODS passen sich jeder Behandlungssituation individuell an. Die Vielfältigkeit der hierbei zur Verfügung stehenden Bogenpalette ermöglicht es dem Kieferorthopäden Kräfte gezielt und der jeweiligen Behandlungsphase entsprechend anzupassen. Möglich macht dies ein komplexer, streng kontrollierter Fertigungsprozess höchster Präzision und Qualitätskontrolle. Ideale Voraussetzungen für beste Behandlungserfolge.

### Bogenformen

ODS Euro-Bögen werden in verschiedenen Formen angeboten. So sind NiTi-Bögen als klassische Roth Form, etwas schlankere Euro-Ideal Form und Self-L. Form für den Einsatz selbstligierender Brackets erhältlich. Anti-Spee Bögen hingegen werden in den Formen A (etwas flacher, daher sanftere und angenehmere Zahnbewegung), B (stärkere Krümmung im Frontzahnbereich, ab den Prämolaren extrem gerade) und C (engere Bogenform bei geringerem Toe-in im Molarenbereich) angeboten. Klassische Stahlbögen sind darüber hinaus auch in der Standard Form verfügbar.

### Mittellinien-Markierung







Alle Bögen verfügen über eine geätzte und somit permanente Mittellinie (OK: 3 Linien, UK: 1 Linie). Zudem können Rundbögen sowie eine Reihe von Vierkantbögen optional mit einer sogenannten Dimple-Mittellinie bestellt werden. Diese, vor der eigentlichen Programmierung eingebrachte Kerbe, verhindert z. B. eine ungewollte Mittellinienverschiebung und/oder Bogenasymmetrie. Vor allem bei Bögen mit verringerter Friktion stellt diese Markierung eine effektive Hilfe dar.

### Zubehör

Zur umfangreichen Euro-Bogen- und Drahtpalette gehören unsere super- bzw. pseudoelastischen Zug- sowie Druckfedern. Zudem sind Drahtligaturen und eine Reihe von Zubehörteilen wie Bogenstopps- und Hooks erhältlich.



## ODS Bogenformen





## Nickel-Titan Bögen

### Opto Therm

Thermoaktive Opto Therm Nickel-Titan Bögen applizieren, wie der Name Opto ausdrückt, optimale, niedrige und konstante Kräfte und zeichnen sich außerdem durch sehr geringe Abweichungen innerhalb verschiedener Produktionschargen aus. Als Teil von zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen, vor allem auch an deutschen Instituten, werden diese gleichbleibend hohen Qualitäten über Jahre hinweg immer wieder bestätigt und oft als Referenzbögen für weitergehende Untersuchungen verwendet. Niedrige Kräfte bei optimaler Arbeitsbreite bedeuten reproduzierbare Ergebnisse für den Behandler und höchsten Komfort für den Patienten. Opto Therm Bögen sind bei Raumtemperatur noch extrem flexibel und lassen sich deshalb sehr leicht einlagieren. Erst wenn die Bögen Temperaturen nahe der Körpertemperatur erreichen, entfalten sie ihre volle, aber dennoch sanfte Arbeitskraft. Die Transfertemperatur liegt zwischen 27° C und 32° C. Opto Therm Bögen sind als Rundbögen ideal für erste und fortführende Nivellierungsaufgaben, als Vierkantbögen optimal als erste Torquebögen, auch schon bei etwas größeren Dimensionen. In den Dimensionen .014" x .025" und .016" x .025" sind sie ein bewährtes Mittel, um Rotationen zu korrigieren oder durchzuführen, ohne dass die große horizontale Dimension (.025") zu hohe Kräfte abgibt.

Die Bögen werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.

	Euro-Ideal Form		Euro-Ideal Form mit Dimple		Roth Form		Self-L. Form
	OK	UK	OK	UK	OK	UK	OK/UK
.012"	1005-51740	1005-51790	1005-51840	1005-51890	1005-51140	1005-51190	
.014"	1005-51741	1005-51791	1005-51841	1005-51891	1005-51141	1005-51191	1005-53101
.016"	1005-51742	1005-51792	1005-51842	1005-51892	1005-51142	1005-51192	1005-53102
.018"	1005-51743	1005-51793	1005-51843	1005-51893	1005-51143	1005-51193	1005-53103
.020"	1005-51744	1005-51794					
.014" x .025"	1005-526491	1005-526991	1005-527491	1005-527991	1005-523491	1005-523991	1005-53201
.016" x .016"	1005-52641	1005-52691			1005-52341	1005-52391	1005-53206
.016" x .022"	1005-52642	1005-52692	1005-52742	1005-52792	1005-52342	1005-52392	
.016" x .025"	1005-526492	1005-526992	1005-527492	1005-527992	1005-523492	1005-523992	1005-53202
.017" x .025"	1005-52643	1005-52693	1005-52743	1005-52793	1005-52343	1005-52393	1005-53204
.018" x .018"	1005-52644	1005-52694					1005-53207
.018" x .025"	1005-52645	1005-52695	1005-52745	1005-52795	1005-52345	1005-52395	1005-53203
.019" x .025"	1005-52646	1005-52696	1005-52746	1005-52796	1005-52346	1005-52396	1005-53205
.020" x .020"	1005-52647	1005-52697			1005-52347	1005-52397	1005-53208
.021" x .025"	1005-52648	1005-52698			1005-52348	1005-52398	
.021" x .027"							1005-53209

#### Opto Therm rund

- idealer erster Nivellierungsbogen
- hohe Formstabilität

#### Opto Therm vierkant

- idealer Bogen für erste sanfte Torque- und Rotationsaufgaben
- maximaler Tragekomfort, auch bei empfindlichen Patienten

## Nickel-Titan Bögen

### Opto Therm Plus

Bei thermoaktiven Opto Therm Plus Nickel-Titan Bögen liegt die verfügbare Kraft im mittleren Bereich bei optimaler Arbeitsbreite. Er ist der ideale zweite Bogen für viele Anwendungsbereiche. Bei geringerer Malokklusion wird er auch als erster Bogen geschätzt. Mit mittleren Kräften und einer gut ausgewogenen Transfertemperatur zwischen 18° C und 24° C lässt er sich schon früh für die Behandlung einsetzen. Er verfügt über eine große Arbeitsbreite und ist sehr formstabil. Opto Therm Plus führt die Behandlungsschritte konsequent fort und beschleunigt den Ablauf, ohne dabei den Patientenkomfort zu vernachlässigen. Leichte Biegungen, z. B. zur Korrektur von Stufen oder den frühzeitigen Ausgleich von anormalen Zahngrößen lassen sich mit Hilfe einer zierlichen Dreifingerzange einfach und schnell anbringen.

Die Bögen werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.

	Euro-Ideal Form		Euro-Ideal Form mit Dimple		Roth Form		Self-L. Form
	OK	UK	OK	UK	OK	UK	OK/UK
.012"	1005-51720	1005-51770	1005-51820	1005-51870	1005-51120	1005-51170	
.013"							1005-53145
.014"	1005-51721	1005-51771	1005-51821	1005-51871	1005-51121	1005-51171	1005-53141
.016"	1005-51722	1005-51772	1005-51822	1005-51872	1005-51122	1005-51172	1005-53142
.018"	1005-51723	1005-51773	1005-51823	1005-51873	1005-51123	1005-51173	1005-53143
.014" x .025"	1005-526191	1005-526691			1005-523191	1005-523691	1005-53241
.016" x .016"	1005-52611	1005-52661			1005-52311	1005-52361	
.016" x .022"	1005-52612	1005-52662			1005-52312	1005-52362	1005-53240
.016" x .025"	1005-526192	1005-526692			1005-523192	1005-523692	1005-53242
.017" x .025"	1005-52613	1005-52663			1005-52313	1005-52363	1005-53244
.018" x .018"	1005-52614	1005-52664			1005-52314	1005-52364	
.018" x .025"	1005-52615	1005-52665			1005-52315	1005-52365	1005-53243
.019" x .025"	1005-52616	1005-52666			1005-52316	1005-52366	1005-53245
.020" x .020"	1005-52617	1005-52667			1005-52317	1005-52367	1005-53248
.021" x .025"	1005-52618	1005-52668			1005-52318	1005-52368	

#### Opto Therm Plus rund

- idealer zweiter Nivellierungsbogen (z. B. wenn noch stärkere Korrekturen erforderlich sind)
- bei passiven SL-Brackets sogar als erster Bogen einsetzbar während der Nivellierungsphase
- größere Dimensionen optimal zur Stabilisierung der Nivellierung geeignet

#### Opto Therm Plus vierkant

- ideal für Zu-Ende-Führung von Torque- und Rotationsaufgaben
- auch als sanfter Führungsbogen bei Retraktionen einsetzbar
- optimaler Bogen vor Einsatz eines stärkeren NiTi-, Beta-Titan- oder Stahlbogens für Retraktionen und/oder Feinjustierung

## Nickel-Titan Bögen

### SE medium

Der SE medium Nickel-Titan Bogen kommt zum Einsatz, wenn eine optimale Kombination aus Kraft und Formstabilität gewünscht wird und nur noch geringe Korrekturen von Zahn zu Zahn erforderlich sind. Dieser superelastische Bogen mit deutlich höherem Kraftniveau als beim Opto Therm Plus, lässt sich exzellent biegen und formen, insbesondere mit Hilfe thermischer NiTi-Biegegeräte bzw. der speziellen NiTi-Biegezange (zierliche Dreifingerzange 1009-IX823). Aufgrund seiner etwas stärkeren Kraftabgabe wird er von einigen Herstellern passiver, selbstligierender Brackets für den beschleunigten Behandlungsabschluss empfohlen, weshalb der SE medium Bogen auch in der Self-L.-Form angeboten wird.

Die Bögen werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.

	Euro-Ideal Form		Euro-Ideal Form mit Dimple		Roth Form		Self-L. Form
	OK	UK	OK	UK	OK	UK	OK/UK
.012"	1005-51710	1005-51760			1005-51110	1005-51160	1005-53110
.013"							1005-53115
.014"	1005-51711	1005-51761	1005-51811	1005-51861	1005-51111	1005-51161	1005-53111
.016"	1005-51712	1005-51762	1005-51812	1005-51862	1005-51112	1005-51162	1005-53112
.018"	1005-51713	1005-51763	1005-51813	1005-51863	1005-51113	1005-51163	1005-53113
.014" x .025"	1005-526291	1005-526791			1005-523291	1005-523791	1005-53211
.016" x .016"	1005-52621	1005-52671			1005-52321	1005-52371	1005-53216
.016" x .022"	1005-52622	1005-52672	1005-52722	1005-52772	1005-52322	1005-52372	
.016" x .025"	1005-526292	1005-526792			1005-523292	1005-523792	1005-53212
.017" x .025"	1005-52623	1005-52673	1005-52723	1005-52773	1005-52323	1005-52373	1005-53214
.018" x .018"	1005-52624	1005-52674			1005-52324	1005-52374	1005-53217
.018" x .025"	1005-52626	1005-52676			1005-52326	1005-52376	1005-53213
.019" x .025"	1005-52625	1005-52675			1005-52325	1005-52375	1005-53215
.020" x .020"	1005-52627	1005-52677			1005-52327	1005-52377	1005-53218
.021" x .025"	1005-52628	1005-52678					

#### SE medium rund

- ideal zum Ende der Nivellierungsphase (z. B. wenn aufgrund starker Größendiskrepanzen OK 2-1/1-2 bereits Ausgleichsbiegungen 1. und 2. Ordnung erforderlich sind)
- optimale Stabilität zum vollständigen Ausformen und Festigen des Nivellierungsergebnisses

#### SE medium vierkant

- als Retraktionsbogen bei größeren Lücken und/oder umfangreicheren individuellen Torqueaufgaben
- hohe Stabilität und Resilienz
- niedrige Friktion
- in vielen Fällen idealer letzter NiTi-Bogen



## Nickel-Titan Bögen

### NiTi Classic

Der NiTi Classic ist ein superelastischer Nickel-Titan Bogen und die optimale Kombination von Kraft, Formstabilität und Preisniveau. Er lässt sich mit Hilfe der NiTi-Biegezange exzellent formen und biegen. Lieferbar nur mit Standard-Mittellinie in Roth- und Euro-Ideal Form, rationell verpackt in Ziptüten. In rund auch auf der Spule erhältlich.

Die Bögen werden in Packungen mit je 25 Stück geliefert oder auf der Spule mit 4,6 m.

	Euro-Ideal Form		Roth Form		Spule
	OK	UK	OK	UK	
.012"	1005-51730	1005-51780	1005-51130	1005-51180	1005-DB01112R
.014"	1005-51731	1005-51781	1005-51131	1005-51181	1005-DB01114R
.016"	1005-51732	1005-51782	1005-51132	1005-51182	1005-DB01116R
.018"	1005-51733	1005-51783	1005-51133	1005-51183	1005-DB01118R
.016" x .016"	1005-52731	1005-52781	1005-52131	1005-52181	
.016" x .022"	1005-52732	1005-52782	1005-52132	1005-52182	
.017" x .025"	1005-52733	1005-52783	1005-52133	1005-52183	
.018" x .025"	1005-52735	1005-52785	1005-52135	1005-52185	
.019" x .025"	1005-52736	1005-52786	1005-52136	1005-52186	
.021" x .025"	1005-52738	1005-52788			

### Aderer Dreifingerzange fein

Sehr feine Branchen zum Biegen von Nickel-Titan Drähten, auch intraoral. Für Drähte bis .020".

Aderer Dreifingerzange fein

1009-IX823



## Nickel-Titan Bögen

### NiTi pre-stopped

Besonders in Multibandbehandlungen mit selbstligierenden Brackets finden Bögen mit zwei vormontierten, crimpbaren Stopps ihre Anwendung. Diese lassen sich an jede Position auf dem Bogen schieben. Ein Zusammendrücken des Stopps mit einer Zange hält den Bogenstopp an der gewünschten Position fest. ODS Pre-Stopped Bögen sind als klassischer und als thermoaktiver Nickel-Titan Bogen in der universellen Self-L. Bogenform (OK/UK identisch) erhältlich.

Die Bögen werden in Packungen mit je 25 Stück geliefert.

	Self-L. Form NiTi pre-stopped	Self-L. Form NiTi thermoaktiv pre-stopped
	OK/UK	OK/UK
.012"		1005-53320
.013"	1005-53120	
.014"	1005-53121	1005-53321
.016"	1005-53122	1005-53322
.018"	1005-53123	1005-53323
.014" x .025"	1005-53221	1005-53421
.016" x .016"		1005-53427
.016" x .022"		1005-53426
.016" x .025"	1005-53222	1005-53422
.017" x .025"	1005-53224	1005-53424
.018" x .018"		1005-53428
.018" x .025"	1005-53223	1005-53423
.019" x .025"		1005-53425
.020" x .020"		1005-53429

### Crimp Zange

Zum einfachen und sicheren Applizieren von Bogenstopps.

Crimp Zange	1009-IX834
-------------	------------



## Kupfer Nickel-Titan Bögen

### CU<sup>29</sup> NiTi

Unsere Copper NiTi Bögen bestehen aus Nickel, Titan, Kupfer und Chrom. Der Zusatz von Kupfer sorgt für eine gesteigerte Wärmeaktivität des Bogens und bietet somit optimale Eigenschaften für eine schnelle Behandlung bei absolut kontinuierlicher Kraftabgabe. Der CU<sup>29</sup> NiTi lässt sich leicht einligieren und entfaltet erst bei Mundtemperatur sein ansteigendes Kraftniveau. Die thermoaktiven Copper NiTi Bögen sind in 2 Varianten erhältlich: 27° etwas stärker in der Kraft und 35° mit moderater Kraft. Ideal für den Einsatz bei passiven, selbstligierenden Brackets. Auf Wunsch auch mit vormontierten, crimpbaren Bogenstopps (2 Stück pro Bogen) lieferbar.

Die Bögen werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.

	Self-L. Form Cu NiTi 27°	Self-L. Form Cu NiTi 27° pre-stopped	Self-L. Form Cu NiTi 35°	Self-L. Form Cu NiTi 35° pre-stopped
	OK/UK	OK/UK	OK/UK	OK/UK
.013"	1005-56100	1005-56100S		
.014"	1005-56101	1005-56101S		
.016"	1005-56102	1005-56102S		
.018"	1005-56103	1005-56103S		
.014" x .025"	1005-56200	1005-56200S		
.016" x .025"	1005-56202	1005-56202S		
.017" x .025"	1005-56203	1005-56203S	1005-56213	1005-56213S
.019" x .025"	1005-56205		1005-56215	1005-56215S
.020" x .020"			1005-56216	



## Nickel-Titan Bögen

### Triple Force

Ein thermoaktiver Nickel-Titan Bogen mit drei Kraftzonen. Dieser gibt seine Kraft wohldosiert und entsprechend den anatomischen Gegebenheiten im Frontzahn-, Seitenzahn- bzw. im Molarenbereich ab. Werden in der Front lediglich geringe Kräfte benötigt, ist im Seitenzahnsegment bereits eine etwas stärkere Kraft erforderlich. Die stärksten Kräfte müssen im Bereich der Molaren aufgebracht werden, da diese über mehrere Wurzeln verfügen. Triple Force Bögen entfalten ihre idealen Kräfte bei Mundtemperatur, ohne dass sich aufgrund des unterschiedlichen Kraftniveaus innerhalb eines Bogens dessen Querschnitt ändert. Sie sind bereits im frühen Behandlungsstadium einsetzbar.

Die Bögen werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.

	Euro-Ideal Form		Roth Form	
	OK	UK	OK	UK
.016" x .016"	1005-52811	1005-52861	1005-52801	1005-52851
.016" x .022"	1005-52812	1005-52862	1005-52802	1005-52852
.017" x .025"	1005-52813	1005-52863	1005-52803	1005-52853
.018" x .018"	1005-52814	1005-52864	1005-52804	1005-52854
.019" x .025"	1005-52816	1005-52866	1005-52806	1005-52856
.020" x .020"	1005-52817	1005-52867	1005-52807	1005-52857

#### Triple Force

- höchster Tragekomfort
- ideal bei Erwachsenen, wenn zügige Behandlungsergebnisse gefragt sind
- während in der Front noch mit sehr geringen Kräfte im Seitenzahnbereich mit moderaten Kräften nivelliert wird, können im Molarenbereich bereits Torqueaufgaben realisiert werden



### NiTi pre-torqued

Mit unseren Nickel-Titan Bögen mit integriertem 20°-Torque wird zusätzlicher Torque im Frontzahnsegment erreicht, ohne dass dabei die Werte im posterioren Bereich verändert werden. Sie ermöglichen ein frühzeitiges Torquieren im Oberkiefer und das Aufrichten der Front im Unterkiefer. Durch Wenden des Bogens ist ein labialer oder ein lingualer Torque indizierbar. Diese Bögen eignen sich besonders für passive selbstligierende Bracketsysteme. Sie üben deutlich geringere Kräfte als vergleichbare Stahlbögen aus und können somit früh eingesetzt werden. Die hohe Formstabilität bietet eine sehr große Arbeitsbreite.

Die Frontzahnsegmente sind in drei Abmessungen erhältlich: 28mm (UK) mit einer Mittelmarkierungslinie, 34mm (OK) mit zwei Linien und 38mm (OK) mit drei Linien.

Die Bögen werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.

	Roth Form 28 mm	Roth Form 34 mm	Roth Form 38 mm
.016" x .022"	1005-5230228	1005-5230234	1005-5230238
.016" x .025"		1005-5230934	1005-5230938
.017" x .025"	1005-5230328	1005-5230334	1005-5230338
.018" x .025"	1005-5230528	1005-5230534	1005-5230538
.019" x .025"	1005-5230628	1005-5230634	1005-5230638
.021" x .025"	1005-5230828	1005-5230834	1005-5230838

## Nickel-Titan Bögen

### Euro-NiTi Intrusion

Dieser Nickel-Titan Bogen eignet sich hervorragend zur Intrusion der Ober- und Unterkieferfront und kann auch als Overlay-Bogen verwendet werden. Die vorprogrammierte Tipback-Biegung ermöglicht eine kontrollierte Kraftverteilung auf das Frontzahnsegment. Das superelastische NiTi-Material ermöglicht eine moderate, kontinuierliche Kraftübertragung. Frontzahnsegment 34 mm für den Oberkiefer, 28 mm für den Unterkiefer. Seitenzahnsegment 22 mm, 15 mm für Extraktionsfälle.

Die Bögen werden in Packungen mit je 5 Stück geliefert.

	Seitenzahnsegment	OK 34 mm	UK 28 mm
.016" x .022"	15 mm	1010-60400700	1010-60400701
.016" x .022"	22 mm	1010-60400702	1010-60400703
.017" x .025"	15 mm	1010-60400704	1010-60400705
.017" x .025"	22 mm	1010-60400706	1010-60400707

### Spender für Bogenmarkierstifte

Optimale Hygiene und einfache Entnahme der Bogenmarkierstifte.

	Menge	Art.Nr.
Spenderbox für Bogenmarkierstifte	Stck	1010-10352
Bogenmarkierstifte, rote Spitze	100 Stck	1010-10353





## Nickel-Titan Bögen

### Anti-Spee Bögen


Anti-Spee Nickel-Titan Bögen sind in der klassischen SE Qualität in drei Formen erhältlich.

Die Form **A** bietet einen etwas „flacheren“ Radius als unser Bogen in C-Form, wodurch eine Abgabe leichterer Kräfte ermöglicht wird. Der A-Form-Bogen ist leichter einzulagern und gewährleistet eine sanftere, angenehmere Zahnbewegung.

Die Form **B** – unser Spezialbogen – verfügt über ausladende, ab den Prämolaren gerade verlaufende Bogenschenkel zur Lösung verschiedenster Behandlungsaufgaben. Mithilfe dieser Bogenform ist nicht nur ein Nach-hinten-Kippen der Molaren zu Verankerungszwecken problemlos umsetzbar. Darüber hinaus gewährleistet die B-Form ein leichtes Übertragen der Okklusionskurve auf den oberen Zahnbogen. Zudem kann der Bogen zum bukkalen Torquen der Molaren oder zur Intrusion bzw. Extrusion von Frontzähnen eingesetzt werden. Kommt die Bogenform umgekehrt zum Einsatz, kann auch eine Expansion des Unterkiefers realisiert werden. Ein wahres Multifunktionaltalent, dieser B-Form-Bogen!

Die Form **C** bietet eine deutlich engere Bogenform bei geringerem Toe-in im Molarenbereich, wodurch die Rotation und Neu-Ausrichtung von Molaren ohne Weiteres realisiert werden kann. Aufgrund ihres engen Radius zählt die C-Form zu den Anti-Spee Bögen mit dem höchsten Kraftniveau zur Übertragung der Okklusionskurve auf den Zahnbogen.

Die Bögen werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.



	Form A		Form B		Form C	
	OK	UK	OK	UK	OK	UK
.012"	1005-51410	1005-51460				
.014"	1005-51411	1005-51461	1005-51431	1005-51481	1005-51441	1005-51491
.016"	1005-51412	1005-51462	1005-51432	1005-51482	1005-51442	1005-51492
.016" x .016"	1005-54311	1005-54361	1005-54611	1005-54661	1005-54811	1005-54861
.016" x .022"	1005-54312	1005-54362	1005-54612	1005-54662	1005-54812	1005-54862
.017" x .025"	1005-54313	1005-54363	1005-54613	1005-54663	1005-54813	1005-54863
.018" x .025"	1005-54316	1005-54366	1005-54616	1005-54666		
.019" x .025"	1005-54315	1005-54365	1005-54615	1005-54665	1005-54815	1005-54865

## Ästhetische Nickel-Titan Bögen

### micro-coated NiTi

Die EuroLine micro-coated Nickel-Titan Bögen sind nur vestibulär beschichtet und bieten ein Optimum an Ästhetik. Die PTFE Beschichtung ist nur .0005" und verändert somit nicht die tatsächliche Bogendimension. Die Bögen sind formbar, ohne dass dabei die Beschichtung beschädigt wird, und eignen sich hervorragend für Behandlungen mit Keramik-oder Kunststoffbrackets. Sie sind als klassischer und als thermoaktiver Nickel-Titan Bogen nur in der Euro-Ideal Form erhältlich.

Alle EuroLine micro-coated Bögen sind einzeln eingeschweißt und werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.


	EuroLine micro-coated NiTi thermoaktiv		EuroLine micro-coated NiTi	
	OK	UK	OK	UK
.012"			1005-DB740012U	1005-DB740012L
.014"	1005-DB760014U	1005-DB760014L	1005-DB740014U	1005-DB740014L
.016"	1005-DB760016U	1005-DB760016L	1005-DB740016U	1005-DB740016L
.018"	1005-DB760018U	1005-DB760018L	1005-DB740018U	1005-DB740018L
.016" x .016"	1005-DB761616U	1005-DB761616L	1005-DB741616U	1005-DB741616L
.016" x .022"	1005-DB761622U	1005-DB761622L	1005-DB741622U	1005-DB741622L
.017" x .025"	1005-DB761725U	1005-DB761725L	1005-DB741725U	1005-DB741725L
.018" x .025"	1005-DB761825U	1005-DB761825L	1005-DB741825U	1005-DB741825L
.019" x .025"	1005-DB761925U	1005-DB761925L	1005-DB741925U	1005-DB741925L
.021" x .025"	1005-DB762125U	1005-DB762125L	1005-DB742125U	1005-DB742125L

### ilusio Rhodium etched NiTi

Eine neue Generation ästhetischer Bögen. Die Oberfläche ist mit Rhodium behandelt und wirkt optisch hell silbern mit einem leichten Schimmer. Dadurch ist die ästhetische Wirkung über den gesamten Behandlungszeitraum gewährleistet. Die spezielle Oberfläche reduziert außerdem die Friktion und verbessert somit die Gleiteigenschaften. Im Gegensatz zu komplett beschichteten Bögen bleibt die tatsächliche Bogendimension bei ilusio durch die spezielle Oberflächenbehandlung unverändert. Die Bögen lassen sich exzellent formen und biegen. Sie eignen sich hervorragend für Behandlungen mit Keramik-oder Kunststoffbrackets. Als superelastischer Nickel-titanbogen in Roth Form erhältlich.

Alle ilusio Bögen sind einzeln eingeschweißt und werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.

	OK	UK
.012"	1005-DB60012U	1005-DB60012L
.014"	1005-DB60014U	1005-DB60014L
.016"	1005-DB60016U	1005-DB60016L
.018"	1005-DB60018U	1005-DB60018L
.016" x .016"	1005-DB601616U	1005-DB601616L
.016" x .022"	1005-DB601622U	1005-DB601622L
.017" x .025"	1005-DB601725U	1005-DB601725L
.018" x .025"	1005-DB601825U	1005-DB601825L
.019" x .025"	1005-DB601925U	1005-DB601925L





## Beta-Titan Bögen

### Euro $\beta$ III-Titan

Unsere nickelfreien Beta-Titan (Titan Molybdän) Bögen verfügen über eine hohe Oberflächenqualität und eignen sich ideal für den Abschluss einer Multibandtherapie. Aufgrund ihrer exzellenten Formbarkeit können Loops bzw. Biegungen leicht realisiert werden. Durch die im Vergleich zu Stahl sehr hohe Resilienz wird eine gute Formstabilität erreicht, bei Einsatz wesentlich geringerer Kräfte. Aus Beta-Titan Bögen lassen sich zudem leicht Teilbögen, Auxiliaries oder Retainer fertigen. Sie sind vorgeformt und auf Wunsch auch mit T-Loops lieferbar.

Die Bögen werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.

	Euro-Ideal Form		Roth Form		Self-L. Form
	OK	UK	OK	UK	OK/UK
.016"	1005-71602	1005-71652	1005-71102	1005-71152	
.018"	1005-71603	1005-71653	1005-71103	1005-71153	
.020"					
.016" x .016"	1005-72601	1005-72651	1005-72301	1005-72351	
.016" x .022"	1005-72602	1005-72652	1005-72302	1005-72352	1005-72711
.016" x .025"	1005-726092	1005-726592			1005-72712
.017" x .025"	1005-72603	1005-72653	1005-72303	1005-72353	1005-72714
.018" x .018"	1005-72604	1005-72654	1005-72304	1005-72354	
.018" x .025"	1005-72605	1005-72655	1005-72305	1005-72355	1005-72715
.019" x .025"	1005-72606	1005-72656	1005-72306	1005-72356	1005-72716
.021" x .021"	1005-72607	1005-72657	1005-72307	1005-72357	
.021" x .025"	1005-72608	1005-72658	1005-72308	1005-72358	



## Stahlbögen

### ODS Stahlbögen

ODS Euro-Stahlbögen bieten sehr gute Form- und Biegeeigenschaften. Mit glatter friktionsarmer Oberfläche eignen sie sich ideal für Retractionen bzw. auch zur Feinabstimmung der Okklusion im Schlussbogen.

Die Bögen werden in Packungen mit je 25 Stück geliefert.

	Euro-Ideal Form	Euro-Ideal Form	Roth Form	Roth Form	Standard Form	Standard Form	Self-L. Form
	OK	UK	OK	UK	OK	UK	OK/UK
.012"	1005-317009	1005-317509	1005-315009	1005-315509			
.014"	1005-317019	1005-317519	1005-315019	1005-315519			
.016"	1005-317029	1005-317529	1005-315029	1005-315529	1005-313029	1005-313529	1005-34003
.018"	1005-317039	1005-317539	1005-315039	1005-315539	1005-313039	1005-313539	1005-34004
.020"	1005-317049	1005-317549	1005-315049	1005-315549	1005-313040	1005-313540	
.016" x .016"	1005-318019	1005-318519	1005-316019	1005-316519			
.016" x .022"	1005-318029	1005-318529	1005-316029	1005-316529	1005-314029	1005-314529	1005-34007
.016" x .025"	1005-318099	1005-318599					1005-34008
.017" x .025"	1005-318039	1005-318539	1005-316039	1005-316539	1005-314039	1005-314539	1005-34009
.018" x .018"	1005-318049	1005-318549	1005-316049	1005-316549			
.018" x .025"	1005-318059	1005-318559	1005-316059	1005-316559			1005-34010
.019" x .025"	1005-318069	1005-318569	1005-316069	1005-316569			1005-34011
.020" x .020"	1005-318079	1005-318579	1005-316079	1005-316579			
.021" x .025"	1005-318089	1005-318589	1005-316089	1005-316589			

### A. J. Wilcock Australian Wire

Australian Wire aus rostfreiem Edelstahl in sieben unterschiedlichen Stärken und Härtegraden.

- regular und regular+ leicht zu biegen, exzellent für Utilitybögen
- special, special+ und premium ideal für Bissöffnungen
- premium+ ideal für Hilfsteile, extrem resilient
- supreme höchste Resilienz, nicht für spitze Biegungen geeignet

Australian Wire wird auf der Spule mit je 7,62 m geliefert.



	regular (pink)	regular+ (grün)	special (blau)	special+ (gelb)	premium (lila)	premium+ (gold)	supreme (beige)
.010						1005-2228050	1005-2228060
.011						1005-2228150	1005-2228160
.012	1005-2229000	1005-2229010	1005-2229020	1005-2229030	1005-2229040	1005-2229050	
.014	1005-2230100	1005-2230110	1005-2230120	1005-2230130	1005-2230140	1005-2230150	
.016	1005-2231300	1005-2231310	1005-2231320	1005-2231330	1005-2231340	1005-2231350	
.018	1005-2232400	1005-2232410	1005-2232420	1005-2232430	1005-2232440	1005-2232450	
.020	1005-2233500	1005-2233510	1005-2233520	1005-2233530	1005-2233540	1005-2233550	

## Ästhetische Stahlbögen



### micro-coated Edelstahl

Die EuroLine micro-coated Edelstahl Bögen sind nur vestibulär beschichtet und bieten ein Optimum an Ästhetik. Die PTFE Beschichtung ist nur .0005" und verändert somit nicht die tatsächliche Bogendimension. Sie eignen sich hervorragend für Behandlungen mit Keramik-oder Kunststoffbrackets und sind nur in der Euro-Ideal Form erhältlich.

Alle EuroLine micro-coated Bögen sind einzeln eingeschweißt und werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.

	OK	UK
.012"	1005-DB750012U	1005-DB750012L
.014"	1005-DB750014U	1005-DB750014L
.016"	1005-DB750016U	1005-DB750016L
.018"	1005-DB750018U	1005-DB750018L
.016" x .016"	1005-DB751616U	1005-DB751616L
.016" x .022"	1005-DB751622U	1005-DB751622L
.017" x .025"	1005-DB751725U	1005-DB751725L
.018" x .025"	1005-DB751825U	1005-DB751825L
.019" x .025"	1005-DB751925U	1005-DB751925L
.021" x .025"	1005-DB752125U	1005-DB752125L

### ilusio Rhodium etched Edelstahl

Die Oberfläche der ilusio Bögen ist mit Rhodium behandelt und wirkt optisch hell silbern mit einem leichten Schimmer. Das spezielle Herstellungsverfahren garantiert die ästhetische Wirkung über den gesamten Behandlungszeitraum. Die spezielle Oberfläche reduziert zudem die Friktion und verbessert somit die Gleiteigenschaften. Im Gegensatz zu komplett beschichteten Bögen bleibt die tatsächliche Bogendimension bei ilusio durch die spezielle Oberflächenbehandlung unverändert. Die Bögen lassen sich exzellent formen und biegen. Sie eignen sich hervorragend für Behandlungen mit Keramik-oder Kunststoffbrackets. Sie sind nur in der Roth Form erhältlich.

Alle ilusio Bögen sind einzeln eingeschweißt und werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.

	OK	UK
.012"	1005-DB61012U	1005-DB61012L
.014"	1005-DB61014U	1005-DB61014L
.016"	1005-DB61016U	1005-DB61016L
.018"	1005-DB61018U	1005-DB61018L
.016" x .016"	1005-DB611616U	1005-DB611616L
.016" x .022"	1005-DB611622U	1005-DB611622L
.017" x .025"	1005-DB611725U	1005-DB611725L
.018" x .025"	1005-DB611825U	1005-DB611825L
.019" x .025"	1005-DB611925U	1005-DB611925L
.021" x .025"	1005-DB612125U	1005-DB612125L

## Verseilte & geflochtene Stahlbögen

### 3-fach Twist

Die 3-fach getwisteten Stahlbögen verfügen über eine moderate Resilienz und gemäßigte Kräfte. Sie lassen sich ohne Ausfasern schneiden. Die Bögen sind vorgeformt in der Roth Form oder als Stangen à 35,5 cm erhältlich.

Die Bögen und Stangen werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.

	Roth Form OK	Roth Form UK	Stange
.0155"	1005-33501	1005-33551	1005-330155
.0175"	1005-33502	1005-33552	1005-330175
.0195"	1005-33503	1005-33553	1005-330195
.0215"	1005-33504	1005-33554	1005-330215
.016" x .016"	1005-33505	1005-33555	1005-331616
.016" x .022"	1005-33506	1005-33556	1005-331622
.017" x .025"	1005-33507	1005-33557	
.018" x .025"	1005-33508	1005-33558	1005-331825
.019" x .025"	1005-33509	1005-33559	



### 6-fach coaxial

Die 6-fach verseilten Stahlbögen verfügen über eine hohe Resilienz und leichte bis moderate Kräfte. Sie lassen sich ohne Ausfasern schneiden. Die Bögen sind vorgeformt in der Roth Form, als Stangen à 35,5 cm oder auf der Spule mit 9 m erhältlich.

Die Bögen werden in Packungen mit je 25 Stück, die Stangen mit je 20 Stück geliefert.

	Roth Form OK	Roth Form UK	Stange	Spule
.0155"	1010-61511	1010-61512	1010-61501	1010-61551
.0175"	1010-61513	1010-61514	1010-61502	1010-61552
.0195"	1010-61515	1010-61516	1010-61503	1010-61553




### 8-fach geflochten

8-fach geflochtene Drähte haben eine sehr hohe Resilienz, sehr leichte Kräfte und lassen sich leicht einligieren. Sie lassen sich ohne Ausfasern schneiden. Die Bögen sind vorgeformt in der Roth Form und als Stangen à 35,5 cm erhältlich.

Die Bögen werden in Packungen mit je 25 Stück, die Stangen mit je 20 Stück geliefert.

	Roth Form OK	Roth Form UK	Stange
.016" x .016"	1010-61619	1010-61620	1010-61605
.016" x .022"	1010-61621	1010-61622	1010-61606
.017" x .025"	1010-61623	1010-61624	
.019" x .025"	1010-61627	1010-61628	
.021" x .025"	1010-61629	1010-61630	



**GEWUSST?**  
**Ideale Retainerdrähte**  
 • 6-fach coaxial .0155"  
 • 8-fach geflochten .016" x .016"

## Retainerdrähte



### Bond-A-Braid

8-fach geflochtener, flach gepresster Retainerdraht aus Edelstahl (nach Hilgers), dead soft. Optimale, dauerhafte Retention; leicht zu adaptieren und extrem dünn. Packung mit 10 Stangen à 15 cm.

	Menge	Art.Nr.
Bond-A-Braid	Pckg	1006-81602

### Ortho Flextech

Retainerdraht auf der Spule, erhältlich in 14 Karat Weißgold oder Edelstahl. Retiniert orthodontische Korrekturen, verhindert Rotationsrückstellungen, verbessert den Komfort und bietet den Patienten eine langlebige Ästhetik durch die Verwendung von 14 Karat Gold. Ortho Flextech ist leicht zu adaptieren. Spule mit 76 cm.

	Menge	Art.Nr.
Ortho Flextech Gold	Pckg	1006-81603
Ortho Flextech Edelstahl	Pckg	1006-81604



## Retainerdrähte

### Retainium & Retainium XL

Nickelfreier Retainerdraht (Titan) aus einem Strang, extra flach (.027" x .011"), leicht zu adaptieren. Die XL Version (.027" x .016") mit erhöhter Haltbarkeit und Festigkeit, widersteht Verformung und Brüchen. Packung mit je 10 Stangen à 15cm.

	Menge	Art.Nr.
Retainium	Pckg	1006-81601
Retainium XL	Pckg	1006-81600



### Straight 8 & Straight 8 Plus

Einfach zu adaptierender Retainerdraht aus Edelstahl, flaches Profil (.028" x .008"), 8-fach geflochten, leichtes Schneiden ohne auszufransen. Auch als nickelfreie Variante erhältlich. Straight 8 Plus auf der Spule als dead soft Version lieferbar. Packung mit je 10 Stangen à 15cm. Spule mit 1,5 m.

	Menge	Art.Nr.
Straight 8	Pckg	1005-DB220458
Straight 8 nickelfrei	Pckg	1005-DB220460
Straight 8 Plus	Pckg	1005-DB220459





## Stangendrähte



### ODS Stahlbögen

ODS Euro-Stangendrähte aus Edelstahl verfügen über sehr gute Form- und Biegeeigenschaften.

Die Stangen à 35,5 cm werden in Packungen mit je 20 Stück geliefert.

.016"	1005-30016
.018"	1005-30018
.020"	1005-30020
.032"	1005-30032
.036"	1005-30036
.045"	1005-30045
.016" x .016"	1005-301616
.016" x .022"	1005-301622
.017" x .025"	1005-301722
.018" x .018"	1005-301725
.018" x .025"	1005-301825
.019" x .025"	1005-301925
.021" x .025"	1005-302125

**GEWUSST?**  
Auf Wunsch liefern wir auch einige unserer Nickel-Titan Drähte in Stangenform!

### Euro BIII-Titan

Unsere nickelfreien Beta-Titan (Titan Molybdän) Stangendrähte verfügen über eine hohe Oberflächenqualität. Loops bzw. alle Arten von Biegungen können aufgrund ihrer exzellenten Formbarkeit leicht realisiert werden. Durch die im Vergleich zu Edelstahl sehr hohe Resilienz wird eine gute Formstabilität erreicht, bei Einsatz wesentlich geringerer Kräfte. Aus Titan Molybdän Bögen lassen sich leicht Retainer, Teilbögen oder Auxiliaries fertigen.

Die Stangen à 35,5 cm werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert.

.016"	1005-70016
.018"	1005-70018
.027"	1005-70027
.016" x .016"	1005-701616
.016" x .022"	1005-701622
.017" x .025"	1005-701725
.018" x .018"	1005-701818
.018" x .025"	1005-701825
.019" x .025"	1005-701925
.021" x .025"	1005-702125

## Zug- & Druckfedern

### NiTi Zugfedern

NiTi Zugfeder mit 2 Ösen in den drei Kräften leicht (75 g), mittel (125 g) und stark (200 g) in 9 mm und 12 mm Länge. Packungen mit 10 Stück.


	9 mm	12 mm
Zugfeder mit 2 Ösen, leicht	1005-10001	1005-10004
Zugfeder mit 2 Ösen, mittel	1005-10002	1005-10005
Zugfeder mit 2 Ösen, stark	1005-10003	1005-10006



### NiTi Druckfedern

NiTi Druckfeder und Molaren-Distalisierungsfeder mit engen Zwischenwicklungen. In Stangen à 17,5 cm und auf der Spule erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
NiTi Druckfeder .010" x .045"	3 Stck	1005-10021
NiTi Druckfeder .012" x .045"	3 Stck	1005-10022
NiTi Druckfeder .010" x .030"	3 Stck	1005-10023
NiTi Molaren-Distalisierungsfeder .009" x .036"	3 Stck	1005-10029
NiTi Molaren-Distalisierungsfeder .010" x .036"	3 Stck	1005-10030
NiTi Molaren-Distalisierungsfeder .011" x .045"	3 Stck	1005-10031
NiTi Druckfeder .009" x .030" Spule	38 cm	1010-60032
NiTi Druckfeder .010" x .030" Spule	38 cm	1010-60033
NiTi Druckfeder .012" x .030" Spule	38 cm	1010-60034
NiTi Druckfeder .010" x .036" Spule	38 cm	1010-60036
NiTi Druckfeder .012" x .045" Spule	38 cm	1010-60040



### NiTi Druckfedern beschichtet


NiTi Druckfeder mit dauerhafter PTFE Beschichtung für Behandlungen mit Keramik- oder Kunststoffbrackets. Auf der Spule mit 38 cm erhältlich.

NiTi Druckfeder beschichtet .010" x .036"	1005-DB421036
---	---------------

### Stahl Zug- & Druckfedern


Federharte Druckfeder und Zugfeder auf der Spule.

	Menge	Art.Nr.
Stahl Druckfeder .010" x .028"	101 cm	1010-60061
Stahl Druckfeder .010" x .030"	101 cm	1010-60062
Stahl Druckfeder .010" x .036"	101 cm	1010-60063
Stahl Zugfeder .010" x .030"	101 cm	1010-60060





## Bogenstopps- & Häkchen



### Gripp Bogenstopps & Klemmhäkchen

Die Lösung für Nickel-Titan Bögen. Durch die angeätzte Innenfläche bleiben sie sicher an der festgesetzten Position und halten auch auf dünnen Bögen ohne Probleme. Beim Crimpen ist keine starke Kraft erforderlich und es ist nur eine Größe für alle Draht-Dimensionen und Materialien nötig.

	Menge	Art.Nr.
Gripp Bogenstopps offen	100 Stck	1005-89020
Gripp Klemmhäkchen kurz	20 Stck	1005-89017
Gripp Klemmhäkchen lang	20 Stck	1005-89018



### Crimpzange für Bogenhooks

Auch für extra kurze Klemmhäkchen geeignet. Mit geradem und abgewinkeltem Kopf lieferbar.

Crimpzange	1009-5130
Crimpzange abgewinkelt	1009-51302



### Split Bogenstopps

Split Bogenstopps auf der Stange. Empfohlen bei der Anwendung von Federn. Einfaches Handling. Verpackungseinheit 100 Stück (10 Stangen à 10 Stopps).

Bogenstopps auf der Stange	1005-89021
----------------------------	------------

### Bogenstopps geschlossen

Bogenstopps geschlossen, eignen sich hervorragend auch für Nickel-Titan Bögen.

	Menge	Art.Nr.
NiTi Bogenstopps klein bis .018"	10 Stck	1005-89118
NiTi Bogenstopps groß bis .020" x .020" / .019" x .025"	10 Stck	1005-89128
Micro Bogenstopps klein, .012" bis .018"	50 Stck	1005-89110
Micro Bogenstopps groß, .020" bis .020" x .020"	50 Stck	1005-89120

### MIM Bogenstopps offen

Offene MIM Bogenstopps für Rund- und Vierkantdrähte. Verpackungseinheit 10 Stück.

MIM Bogenstopps offen, .018" bis .021" x .025"	1005-89023
--	------------



## Bogenstopps- & Häkchen

### Bogenhooks offen

Klemmhäkchen offen, gerade oder abgewinkelt für das Einhängen oder Befestigen von intermaxillären Gummizügen, Alastikketten oder Auxiliaries.

	Menge	Art.Nr.
Bogenhooks offen, gerade, kurz 1,6 mm, bis .022" x .028"	10 Stck	1005-89140
Bogenhooks offen, gerade, lang 3,3 mm, bis .022" x .028"	10 Stck	1005-89141
Bogenhooks offen, gerade, bis .022" x .025"	10 Stck	1005-89135
Bogenhooks offen, abgewinkelt, rechts, bis .018" x .025"	10 Stck	1005-89130
Bogenhooks offen, abgewinkelt, links, bis .018" x .025"	10 Stck	1005-89131
Bogenhooks offen, abgewinkelt, rechts, bis .022" x .025"	10 Stck	1005-89132
Bogenhooks offen, abgewinkelt, links, bis .022" x .025"	10 Stck	1005-89133
Bogenhooks offen, gerade, bis .018" x .025"	10 Stck	1010-4045318



### Bogenhooks geschlossen

Geschlossene Bogenhooks, gerade oder abgewinkelt für das Einhängen oder Befestigen von intermaxillären Gummizügen, Alastikketten oder Auxiliaries.

	Menge	Art.Nr.
Bogenhooks geschlossen, gerade, bis .018" x .025"	10 Stck	1010-750029
Bogenhooks geschlossen, gerade, bis .022" x .028"	10 Stck	1010-750030
Bogenhooks geschlossen, abgewinkelt, bis .018" x .025"	10 Stck	1005-89138
Bogenhooks geschlossen, abgewinkelt, bis .022" x .028"	10 Stck	1005-89139



### Gurin Quick-Stopps

Sichere Bogenverankerung, vor allem von NiTi- und Anti-Spee Bögen mit Hilfe von Gurin Stopps, wahlweise mit Häkchen.

	Menge	Art.Nr.
Gurin Quick-Stopps	10 Stck	1005-89010
Gurin Quick-Häkchen links, 10 Stck inkl. Schlüssel	Set	1005-89011
Gurin Quick-Häkchen rechts	10 Stck	1005-89012
Gurin Quick-Häkchen je 5 Stck rechts/links	Set	1005-89014
Schlüssel für Gurin Quick-Stopps- und Häkchen	Stck	1005-89013



## Drahtligaturen



### Drahtligaturen

Drahtligaturen sind in lang, vorgezwirbelt, als Kobayashi und auf der Spule erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Drahtligaturen lang, .008" (0,20 mm)	1000 Stck	1005-801091
Drahtligaturen lang, .009" (0,23 mm)	1000 Stck	1005-801092
Drahtligaturen lang, .010" (0,25 mm)	1000 Stck	1005-801093
Drahtligaturen lang, .011" (0,28 mm)	1000 Stck	1005-801094
Drahtligaturen lang, .012" (0,30 mm)	1000 Stck	1005-801095
Drahtligaturen lang, .014" (0,35 mm)	500 Stck	1005-801096
Drahtligaturen kurz, gezwirbelt, .008" (0,20 mm)	1000 Stck	1005-801100
Drahtligaturen kurz, gezwirbelt, .010" (0,25 mm)	500 Stck	1005-801101
Kobayashi Drahtligaturen lang, .010" (0,25 mm)	100 Stck	1005-803102
Kobayashi Drahtligaturen lang, .012" (0,30 mm)	100 Stck	1005-803103
Kobayashi Drahtligaturen lang, .014" (0,35 mm)	100 Stck	1005-803104
Kobayashi Drahtligaturen kurz, .012" (0,30 mm)	100 Stck	1005-803121
Kobayashi Drahtligaturen kurz, .014" (0,35 mm)	100 Stck	1005-803122
Ligaturendraht Spule, .008" (0,20 mm)	450 g	1010-60412
Ligaturendraht Spule, .010" (0,25 mm)	450 g	1010-60414
Ligaturendraht Spule, .011" (0,28 mm)	450 g	1010-60415
Ligaturendraht Spule, .012" (0,30 mm)	450 g	1010-60416



Vorgezwirbelte Drahtligaturen extra dünn (.008") für den Einsatz in der Lingualtechnik!

### Drahtligaturen beschichtet

Drahtligaturen mit dauerhafter PTFE Beschichtung für Behandlungen mit Keramik-oder Kunststoffbrackets.

	Menge	Art.Nr.
Drahtligaturen lang, .012" (0,30 mm)	100 Stck	1010-60501
Drahtligaturen kurz, gezwirbelt, .012" (0,30 mm)	100 Stck	1005-801104
Kobayashi Drahtligaturen kurz, .014" (0,35 mm)	100 Stck	1005-803124



## Drahtprodukte

### Goshgarian Palatal Bars

Palatinalbügel aus Edelstahl (0,9 mm) lieferbar mit langer, kurzer und gekrümmter Retention, Loop distal und mesial. Packung je Größe mit 5 Stück.



	Loop mesial			Loop distal		
	kurze Retention	lange Retention	gekrümmte Retention	kurze Retention	lange Retention	gekrümmte Retention
35mm		1005-4993235	1005-4953735		1005-4953435	1005-4953835
37mm		1005-4993237	1005-4953737		1005-4953437	1005-4953837
39mm		1005-4993239	1005-4953739		1005-4953439	1005-4953839
41mm	1005-4953141	1005-4993241	1005-4953741		1005-4953441	1005-4953841
43mm	1005-4953143	1005-4993243	1005-4953743	1005-4953243	1005-4953443	1005-4953843
45mm	1005-4953145	1005-4993245	1005-4953745	1005-4953245	1005-4953445	1005-4953845
47mm	1005-4953147	1005-4993247	1005-4953747	1005-4953247	1005-4953447	1005-4953847
49mm	1005-4953149	1005-4993249	1005-4953749	1005-4953249	1005-4953449	1005-4953849
51mm	1005-4953151	1005-4993251	1005-4953751		1005-4953451	1005-4953851
53mm	1005-4953153	1005-4993253	1005-4953753		1005-4953453	1005-4953853
55mm	1005-4953155	1005-4993255	1005-4953755		1005-4953455	1005-4953855
57mm					1005-4953457	
59mm					1005-4953459	

### Quad Helix

Aus Edelstahl (0,9 mm) mit gerader langer oder gekrümmter Retention, in 4 Größen einzeln erhältlich.

	gerade Retention	gekrümmte Retention
Quad Helix extra klein	1005-49110	1005-49111
Quad Helix klein	1005-49120	1005-49121
Quad Helix mittel	1005-49130	1005-49131
Quad Helix groß	1005-49140	1005-49141




### Lingual- & Palatinalschlösser

	Menge	Art.Nr.
Lingualschloss geschlossen, gekrümmt	10 Stck	1003-80012
Lingualschloss mit Fenster	10 Stck	1003-80021
Lingualschloss mit Fenster und Häkchen re	10 Stck	1003-80023R
Lingualschloss mit Fenster und Häkchen li	10 Stck	1003-80023L
Lingualschloss mit Öse	10 Stck	1003-80022



01	Brackets
02	Bänder & Bukkalröhrchen
03	Bögen & Drähte
<b>04</b>	<b>Kleber &amp; Zement</b>
05	Elastomerics
06	Extraoral
07	Instrumente
08	Carriere Motion 3D
09	Tiefziehtechnik & Aligner
10	Zubehör
11	Labor & Geräte
12	Praxisorganisation
13	Inhaltsverzeichnis





## Kleber chemisch härtend

### Rely a Bond

No-Mix Einpastenkleber, chemisch härtend für alle Arten von Brackets.  
Sortiment mit 14 g Paste, 16 g Primer, 9 g Ätzflüssigkeit, Anmischblock, Spatel und Pinsel.



	Menge	Art.Nr.
Rely a Bond Sortiment, Paste in Spritze	Sort	1006-81100
Rely a Bond Sortiment, Paste in Dose	Sort	1006-81102
Rely a Bond Paste in Spritze	3,5 g	1006-811101
Rely a Bond Paste in Kapseln	14 g	1006-81111
Rely a Bond Paste in Dose	14 g	1006-81115
Rely a Bond Primer	16 g	1006-81112

### Phase II

Zweikomponentenkleber, chemisch härtend für alle Arten von Brackets, auch für indirektes Kleben geeignet, für ein Maximum an Klebekraft.  
Sortiment mit je 18 g Paste A und B, je 7 g Bonding Resin A und B, 9 g Ätzflüssigkeit, Anmischblock, Spatel und Pinsel.



	Menge	Art.Nr.
Phase II Sortiment, Paste in Schraubspritze	Sort	1006-81140NF
Phase II Sortiment, Paste in Dose	Sort	1006-81141NF
Phase II Paste A in Schraubspritze	6 g	1006-811501NF
Phase II Paste B in Schraubspritze	6 g	1006-811511
Phase II Paste A in Dose	18 g	1006-81154NF
Phase II Paste B in Dose	18 g	1006-81155
Bonding Resin A	7 g	1006-81152
Bonding Resin B	7 g	1006-81153
Bonding Resin A	20 g	1006-81156
Bonding Resin B	20 g	1006-81157

### Excel

Spezielles Adhäsivsystem für direktes und indirektes Kleben, hochgefüllt, maximale Haftstärke, dünne Konsistenz. Bestens zur Befestigung von Metallbrackets geeignet. Verarbeitungszeit 3 Minuten.



	Menge	Art.Nr.
Excel Paste A in Schraubspritze	6 g	1006-812201NF
Excel Paste B in Schraubspritze	6 g	1006-812211
Excel Paste A in Dose	12 g	1006-81222NF
Excel Paste B in Dose	12 g	1006-81223



## Kleber lichthärtend

### Light Bond

Lichthärtender Kleber für alle Arten von Brackets und Retainer. Paste ist in drei unterschiedlichen Viskositäten erhältlich.  
Sortiment mit 20 g Paste, 2 x 3 cc Light Bond Sealant, 23 g Ätzflüssigkeit, Anmischblock, Spatel und Pinsel.

	Menge	Art.Nr.
Light Bond Sortiment, Paste in Spritze	Sort	1006-81170NF
Light Bond Sortiment, Paste in Kapseln	Sort	1006-81171NF
Light Bond Paste in Spritze	5 g	1006-81180NF
Light Bond Paste <b>dünn</b> in Spritze	5 g	1006-81172NF
Light Bond Paste <b>medium</b> in Spritze	5 g	1006-81173NF
Light Bond Paste in Kapseln	5 g	1006-81181NF
Light Bond Paste <b>dünn</b> in Kapseln	5 g	1006-81178NF
Light Bond Paste <b>medium</b> in Kapseln	5 g	1006-81179NF
Light Bond Sealant	3 cc	1006-81182
Light Bond Sealant	7 cc	1006-81182g
Light Bond Sealant gefüllt	3 cc	1006-81183
Light Bond Sealant gefüllt	7 cc	1006-81183g



### GoTo

Lichthärtender Kleber mit besonders guten Handling-Eigenschaften für alle Arten von Brackets und Retainer. Kein Verrutschen der Brackets nach dem Platzieren, hoher Anteil an Füllstoffen.

	Menge	Art.Nr.
GoTo Paste in Spritze	4 g	1006-81200
GoTo Paste in Kapseln	4 g	1006-81201



### Bond-it

Lichthärtender Kleber, hohe Viskosität, mittlere Fließfähigkeit für präzises, stressfreies Setzen aller Brackets. Die klar erkennbare Farbe der Paste macht das Entfernen der Klebemittelreste denkbar einfach; nach 2-3 Wochen passt sich die Farbe der Paste der Schmelzfarbe an. Im Set mit 2 oder 4 Spritzen inkl. Ätzflüssigkeit, Anmischblock und Pinsel oder einzeln erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Bond-it Sortiment mit 2 Spritzen	Sort	1006-DB090200
Bond-it Sortiment mit 4 Spritzen	Sort	1006-DB090201
Bond-it Paste in Spritze	5 g	1006-DB090202
Bond-it Light Cure Sealant	7 ml	1006-DB090203





## Kleber lichthärtend

### Pad Lock



Lichthärtender Kleber für Metallbrackets. Die Paste fluoresziert unter UV-Licht, dadurch bessere Kontrolle beim Entfernen von Kleberesten. Spezieller Zusatz ermöglicht bessere chemische Haftung auf Metallbasen. Sortiment mit 18 g Paste, 2 x 3 cc Light Bond Sealant, 9 g Ätzflüssigkeit, Anmischblock, Spatel und Pinsel.

	Menge	Art.Nr.
Pad Lock Sortiment, Paste in Spritze	Sort	1006-81165NF
Pad Lock Sortiment, Paste in Kapseln	Sort	1006-81166NF
Pad Lock Paste in Spritze	4,5 g	1006-81167NF
Pad Lock Paste in Kapseln	4,5 g	1006-81168NF
Light Bond Sealant	3 cc	1006-81182
Light Bond Sealant	7 cc	1006-81182g
Light Bond Sealant gefüllt	3 cc	1006-81183
Light Bond Sealant gefüllt	7 cc	1006-81183g
UV Mini Kontrolllicht	Stck	1006-81599

### Transbond XT

Lichthärtender Kleber für alle Arten von Brackets. Die besondere Viskosität verhindert das Herunterlaufen des Adhäsivs und das Gleiten des Brackets auf dem Zahn. Transbond XT härtet schnell aus, sodass direkt im Anschluss einligiert werden kann. Sortiment in Spritzen mit 8 g Paste, 6 ml Primer, Pinsel und Pinselhalter; in Kapseln mit 25 Stück à 0,2 g, 6 ml Primer, Dispensing Gun und Bürstchen.

	Menge	Art.Nr.
Transbond XT Sortiment, Paste in Spritze	Sort	1014-712035
Transbond XT Sortiment, Paste in Kapseln	Sort	1014-712030
Transbond XT Paste in Spritze	16 g	1014-712036
Transbond XT Paste in Kapseln	5 g	1014-712031
Transbond XT Primer	6 ml	1014-712034
Transbond MIP Primer	6 ml	1014-712025

### Transbond Plus

Lichthärtender Bandkleber ohne Anmischen, härtet innerhalb von 20 Sekunden aus. Das Adhäsiv ist blau und somit bei der Bebänderung gut zu erkennen. Überschüssiges Material lässt sich leicht entfernen. Sortiment mit 5 Spritzen à 4 g und 50 Aufsätzen, Einzelspritze mit 10 Aufsätzen.

	Menge	Art.Nr.
Transbond Plus	Sort	1014-712080
Transbond Plus Paste in Spritze	4 g	1014-712081

## Retainerkleber

### L.C.R.

Lichthärtender Kleber, hoher Anteil an Füllstoffen, speziell für das Kleben von lingualen Retainern entwickelt. Die extra kleine Spritze mit Aufsätzen eignet sich hervorragend zum Kleben von Attachments bei Alignern.

	Menge	Art.Nr.
L.C.R. Paste in Spritze	5 g	1006-81185
L.C.R. Paste in Kapseln	5 g	1006-81184
L.C.R. Paste in Spritze mit Kanülen	1,5 g	1006-81185K



### Flow Tain

Lichthärtender Kleber mit besonders fließender Konsistenz. Ideal für Lingualretainer, Splints, Essix- und Alignerschielen, Glasfibreretainer und das indirekte Kleben von Brackets. Das Material ist weniger porös als herkömmliche Kleber und lässt sich sehr gut polieren. Auch als L.V. (low viscosity) mit dünnerer Konsistenz erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Flow Tain Paste in Spritze	1,5 g	1006-81160
Flow Tain L.V. Paste in Spritze	1,5 g	1006-81161
Flow Tain Tips (0,9 mm)	10 Stck	1006-81162
Flow Tain L.V. Tips (0,6 mm)	10 Stck	1006-81163



### Transbond LR

Lichthärtender Kleber speziell zum Kleben von Lingualretainern. Sortiment mit 25 Kapseln à 0,2 g, 6 ml XT Primer, Dispensing Gun und Bürstchen.

	Menge	Art.Nr.
Transbond LR Sortiment, Paste in Kapseln	Sort	1014-712033
Transbond LR Paste in Kapseln	5 g	1014-712038
Transbond XT Primer	6 ml	1014-712034



### Compo-Ject Applikator

Der Applikator für hohe Ansprüche. Modernes dänisches Design aus hochwertigem, säurefestem Edelstahl, für jede Sterilisationsart bis 180°C geeignet. Arbeitet zuverlässig mit hohem Druck. 5 Jahre Garantie.

	Art.Nr.
Compo-Ject	1006-81610



## Zement

### Ultra Band-Lok

Lichthärtender Glasionerzement, Verarbeitung ohne Anmischen. Zum Setzen von Bändern und für okklusale Aufbisse geeignet. Die Paste ist auch in blau erhältlich und erleichtert somit das Entfernen von überschüssigem Material.

	Menge	Art.Nr.
Ultra Band-Lok Farbe neutral	5 g	1006-81321NF
Ultra Band-Lok Farbe blau	5 g	1006-81328NF



### Band-it

Lichthärtender Bänderzement, mittlere Konsistenz. Glasionerzusatz erlaubt ein geringes, aber gleichbleibendes Freisetzen von Fluorid. Verarbeitung ohne Anmischen. Die Paste ist blau eingefärbt und erleichtert somit das Entfernen von überschüssigem Material.

	Menge	Art.Nr.
Band-it	5 g	1006-DB090100
Band-it	20 g	1006-DB090101



### AquaCem Zement

Chemischhärtender Glasionerzement zur Befestigung von kieferorthopädischen Bändern, Kronen, Brücken und Inlays. Mit Wasser anzumischen. Verarbeitungszeit 2,5 Minuten. Sortiment mit 30 g Pulver, 1 Wasserdosierflasche, 1 Messlöffel und 1 Mischblock.

AquaCem	1012-006028
---------	-------------



### Ketac Cem radiopaque

Einfach anzuwendender Glasionerzement zum Zementieren von Bändern, für Inlays, Kronen und Brücken und als Unterfüllungsmaterial. Sortiment mit 3 x 33 g Pulver, 3 x 12 ml Flüssigkeit und 1 Anmischblock.

	Menge	Art.Nr.
Ketac Cem radiopaque	Sort	1012-001682
Ketac Cem radiopaque Pulver	33 g	1012-001051
Ketac Cem radiopaque Flüssigkeit	12 ml	1012-001052



## Spezialkleber

### Nexus III

Universeller adhäsiver Dental-Komposit-Zement für alle indirekten Klebeapplikationen; chemisch- und lichthärtend. Einfaches Applizieren durch Automix-Doppelspritze. Eignet sich hervorragend für die indirekte Klebetechnik und Reparaturen bei der Lingualtechnik.

	Menge	Art.Nr.
NX3 Doppelspritze 5 g, 10 Automisch-Kanülen	Set	1006-72001
NX3 Mixing Automisch-Kanülen	50 Stck	1006-72002



### RelyX Unicem 2 Automix

RelyX Unicem 2 Automix ist ein selbstadhäsiver, dualhärtender Composite-Befestigungszement für Vollkeramik-, Metall- und Composite-Restaurationen. Haftet ohne Vorbehandlung am Zahn und ist farb- sowie langzeitstabil. Flexible Dosierung und einfache Handhabung durch Automix-Spritze. Packung enthält 8,5 g, 10 Mischkanülen und 5 Mixing-Tips Endo.

	Menge	Art.Nr.
RelyX Unicem 2 Automix transluzent	8,5 g	1012-001171
RelyX Unicem 2 Automix A2	8,5 g	1012-001172
RelyX Unicem 2 Automix A3	8,5 g	1012-001173
RelyX Unicem 2 Automix Mischkanülen regular	30 Stck	1012-001175



### Excite F DSC

Dualhärtendes, fluoridfreisetzendes Einkomponentenadhäsiv für Schmelz und Dentin. Einfache und hygienische Applikation durch Single-Dose-Sticks in der Größe regular (hellblau). Packung mit 50 x 0,1 g Single Dose.

Excite F DSC	1006-72003
--------------	------------



### Heidemann Spatel

Heidemann Spatel mit 6-Kant-Griff, speziell für Komposite, 170 mm, Breite 2,20 mm.

Heidemann Spatel Komposit	1012-270686
---------------------------	-------------



## Indirektes Kleben



### Sondhi Rapid-Set

Schnellhärtender Kleber für indirektes Kleben. Hohe Haftfestigkeit, chemisch härtend.

	Menge	Art.Nr.
Sondhi Indirect Resin Part A	10 ml	1014-712072
Sondhi Indirect Resin Part B	10 ml	1014-712073

### Transbond XT

Lichthärtender Kleber für alle Arten von Brackets. Die besondere Viskosität verhindert das Herunterlaufen des Adhäsivs und das Gleiten des Brackets auf dem Zahn. Ideal zum Kleben der Brackets auf das Modell bei der indirekten Klebmethode. Packung mit 4 Spritzen à 4 g.

Transbond XT Paste in Spritze	1014-712036
-------------------------------	-------------

### Transbond Supreme LV

Lichthärtender Kleber mit niedriger Viskosität, sehr fließfähig, eignet sich zum Kleben von Lingualretainern und ist auch hervorragend beim indirekten Kleben einsetzbar. Effizient und präzise durch die Aufsätze. Kompatibel mit allen 3M Unitek Primern. Packung mit 2 Spritzen à 2 g und 20 Aufsätzen.

Transbond Supreme LV Paste in Spritze	1014-712046
---------------------------------------	-------------

### Memosil 2

Memosil 2 ist ein transparentes A-Silikon für spezielle Indikationen. Seine Transparenz ermöglicht eine optische Kontrolle bei der Positionierung von Hilfsteilen (z. B. Röntgenkugeln). Die Lichthärtung von Füllungs- und Fixierungsmaterialien durch einen Platzhalter hindurch ist mit Memosil 2 ebenfalls möglich.

Materialdaten:

- Endhärte 72 Shore A
- Farbe transparent
- Mindestmundverweildauer 3 Minuten
- Verarbeitungszeit 30 Sekunden



Eignet sich hervorragend als Übertragungsmatrix beim indirekten Kleben.

	Menge	Art.Nr.
Memosil 2 x 50 ml (inkl. 12 Mischer grün)	Pckg	1012-050791
Memosil 2 Mischkanülen grün	48 Stck	1012-050767



## Aligner

### Bond Aligner

Einfaches und sicheres Anbringen von Attachments aus Metall, Kunststoff oder Keramik auf Schienen, ohne aufwändiges Vorbereiten der Klebefläche. Wir empfehlen ein kurzes Anrauen der zu beklebenden Fläche. Paste ist lichthärtend. Packung mit 1 Spritze à 1,5 g und 5 Kanülen.

Bond Aligner Spritze	1006-81510
----------------------	------------



### Perfect A Smile

Zahnfarbendes Komposit, der ideale Platzhalter während der Aligner Therapie. Die Paste haftet direkt auf der Schiene, muss im Vorfeld nicht bearbeitet werden und es bedarf auch keiner zusätzlichen Hilfsmittel wie Konditioner oder Primer. In 5 Farben erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Perfect A Smile A1	Dose mit 4 g	1006-815042
Perfect A Smile A2	Dose mit 4 g	1006-81508
Perfect A Smile A3.5	Dose mit 4 g	1006-81509
Perfect A Smile B1	Dose mit 4 g	1006-81507
Perfect A Smile C1	Dose mit 4 g	1006-815043
Perfect A Smile C4	Dose mit 4 g	1006-815044
Perfect A Smile D3	Dose mit 4 g	1006-815045
Perfect A Smile Bleach	Dose mit 4 g	1006-815041
Perfect A Smile light	Dose mit 4 g	1006-81504
Perfect A Smile medium	Dose mit 4 g	1006-81505



Durch Mischen der unterschiedlichen Farbnuancen kann die Farbe auch individuell angepasst werden.

### Reliance Aligner Attachments

Alles was Sie benötigen um Aligner Attachments in oval, rechteckig oder mit Häkchen herzustellen.

	Menge	Art.Nr.
Aligner Attachments rechteckig	5 Stck	1006-81566
Aligner Attachments oval	5 Stck	1006-81567
Aligner Attachments Knöpfchen mit Hook	1 Stck	1006-81568
Light Cure Retainer Spritze	1,5 g	1006-81185K
Assure Bonding Flasche	2 cc	1006-81193K





## Sealants & Primer



### Maximum Cure

Chemisch härtendes Primersystem, fluoridabgebend. Reagiert mit allen gängigen Reliance Klebesystemen; erreicht eine zusätzliche Verstärkung der Haftkraft, mit und ohne Füllstoffe erhältlich (durch Füllstoffe abrasionsbeständiger).

	Menge	Art.Nr.
Maximum Cure Sealant A	7 g	1006-81554
Maximum Cure Sealant A	20 g	1006-81554g
Maximum Cure Sealant B	7 g	1006-81555
Maximum Cure Sealant B	20 g	1006-81555g
Maximum Cure Sealant mit Füllstoffen A	7 g	1006-81556
Maximum Cure Sealant mit Füllstoffen B	7 g	1006-81557



### Light Bond Sealant

Lichthärtendes Sealant Resin, schützt die angeätzte Schmelzoberfläche, optional mit 40% Mikro-Füllstoffen erhältlich, die die Stabilität erhöhen. Ideal zur Fissuren- und Bracketumfeldversiegelung geeignet.

	Menge	Art.Nr.
Light Bond Sealant	3 cc	1006-81182
Light Bond Sealant	7 cc	1006-81182g
Light Bond Sealant gefüllt	3 cc	1006-81183
Light Bond Sealant gefüllt	7 cc	1006-81183g



### Alpha Glaze

Lichthärtendes, fluoridfreisetzendes Sealant, zur Oberflächenversiegelung; mit allen gängigen Klebesystemen kompatibel. Flasche mit 7 ml.

Alpha Glaze	1006-81578
-------------	------------

### PRO SEAL

Fluoridfreisetzendes, lichthärtendes Sealant, mit allen gängigen, licht- und chemisch härtenden Klebesystemen kombinierbar. PRO SEAL ergibt eine glatte, harte, absolut dichte Oberfläche; ideal zur Versiegelung des kompletten, labialen Schmelzes. PRO SEAL L.E.D. härtet mit allen Hallogen und L.E.D. Lichtern aus. Mit Hilfe eines UV-Lichtes kann die Versiegelung kontrolliert und sichtbar für Behandler und Patienten gemacht werden (der fluoreszierende Effekt lässt nach ca. 4 Wochen nach).

	Menge	Art.Nr.
Pro Seal	6 ml	1006-81579
Pro Seal L.E.D.	6 ml	1006-81580
UV Mini Kontrolllicht	Stck	1006-81599



## Haftverstärker & Primer

### Enhance

Enhance Haftverstärker als 2-Komponentensystem verbessert die Klebehaftung an fluorisiertem, hyperkalzifiziertem oder beschädigtem Zahnschmelz, Milchzähnen und angerautem Metall oder Komposit. Auch lichthärtend erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Enhance A	3 ml	1006-81560
Enhance B	3 ml	1006-81561
Enhance Light Cure	6 ml	1006-81562



### Assure & Assure Plus

Der Problemlöser für alle Oberflächen! Assure Universal Bonding verstärkt die Klebehaftung auf allen normalen und atypischen Schmelzflächen, so auch auf hyperkalzifizierten, fluorisierten Zähnen oder Milchzähnen. Es haftet auch an aufgerautem Metall (Amalgam, Gold, Stahl) und Kompositrestaurationen ohne zusätzlichen Primer. Assure ist hydrophil, unempfindlich bei Feuchtigkeit. Es erfordert kein Trocknen oder Lichtaktivierung. Assure Plus klebt sogar auf Porzellan ohne extra Anätzen. Assure und Assure Plus sind mit allen chemisch- und lichthärtenden Klebern kompatibel.

	Menge	Art.Nr.
Assure Bonding Resin	6 ml	1006-81193
Assure Plus Bonding Resin	6 ml	1006-81194



### Metal Primer

Spezieller Primer als Vorbereitungsflüssigkeit, um alle Arten von Edelmetallen (Gold, Edelstahl, Amalgam) vorab zu konditionieren. Flasche mit 8 ml.

Metal Primer	1006-81585
--------------	------------



### Plastic Conditioner

Spezieller Primer zum Kleben von Komposit-Restaurationen oder Acryl und unabdingbar für den Einsatz bei Kunststoffbrackets ohne mechanische Retentionsbasis. Der Primer schafft eine chemische Verbindung zwischen Kunststoffbracket oder Apparatur und Kleber. Flasche mit 10 cc.

Plastic Conditioner	1006-81587
---------------------	------------



### Porcelain Conditioner

Spezieller Primer zum Kleben von Brackets oder Attachments auf Keramikronen. Schafft eine chemische Verbindung zwischen Keramik und Bracketadhäsiv. Flasche mit 8 cc.

Porcelain Conditioner	1006-81582
-----------------------	------------





## Ätzen & Konditionieren



### Reliance Ätzflüssigkeit- und Gel

Zum Anätzen der Schmelzoberfläche, grüne Farbe. Optional mit Kirschgeschmack.

	Menge	Art.Nr.
Reliance Ätzflüssigkeit	9 ml	1006-81571
Reliance Ätzflüssigkeit	23 ml	1006-81571g
Reliance Ätzflüssigkeit Cherry	23 ml	1006-81572g
Reliance Ätzgel	9 ml	1006-81572



### Reliance Ätzgel

Zum Anätzen der Schmelzoberfläche, grüne Farbe. Einfaches Applizieren durch feine Kanülen. Packung mit 1 Spritze à 6,5 g und 20 Kanülen.

Reliance Ätzgel in Spritze	1006-815701
----------------------------	-------------



### Onyx Black Etch

Zum Anätzen der Schmelzoberfläche, schwarze Farbe. Ätzgel mit 40 % Phosphorsäure in praktischen, handlichen Spritzen. Packung mit 15 Spritzen à 1,2 g und 50 Kanülen.

Onyx Black Etch in Spritzen	1012-049644
-----------------------------	-------------



### Porc-Etch

Zum Anätzen von Porzellan. Packung mit 7 g Etching und 3 cc Abdeckgel.

Porc-Etch & Abdeckgel	1006-81581
-----------------------	------------



### Benda Brushes

Einwegpinsel zum Abknicken. Packung mit 250 Stück.

Benda Brushes, abknickbar	1006-815901
---------------------------	-------------

## Zubehör

### Mixspatel

Mixspatel aus Plastik. Packung mit 50 Stück.

Mixspatel	1006-81593
-----------	------------



### Anmischblock

Anmischblock, wasserabstoßend mit 50 Blatt, 6 x 6 cm. Packung mit 1 Stück.

Anmischblock	1006-815921
--------------	-------------



### Mischtray

Praktischer Helfer für alle lichthärtenden Klebmaterialien und selbstzähenden Primer. Mischschale mit lichtundurchlässigem Deckel und 3 Fächern. Packung mit 4 Stück.

Mischtray mit Abdeckung	1006-815981
-------------------------	-------------



### Microbrush

Original Microbrush Bürstchen mit biegbarem Griff für punktgenaues Applizieren von Sealants, Ätzmitteln und Primern.

	Menge	Art.Nr.
Microbrush regular, bunt gemischt	400 Stck	1006-19100
Microbrush regular, grün	100 Stck	1012-049615
Microbrush regular, blau	100 Stck	1012-049616
Microbrush regular, lila	100 Stck	1012-049618
Microbrush fein, gelb	100 Stck	1012-049621
Microbrush superfein, weiß	100 Stck	1012-049622



### Dry Tips

Dry Tips sind mehrschichtig aufgebaut und passen sich der Mundschleimhaut und allen Mundbewegungen problemlos an. Ein Tip reicht für ca. 15 Minuten Behandlungsdauer.

	Menge	Art.Nr.
Dry Tips Speichelabsorber klein	50 Stck	1006-81700
Dry Tips Speichelabsorber groß	50 Stck	1006-81702



## Zubehör



### Reliance 1st & Final

Portionierte Prophykapseln. Frei von Zusatzstoffen für optimale Ätzergebnisse. Dose mit 200 Kapseln.

Reliance 1st & Final Prophykapseln	1006-81575
------------------------------------	------------



### Compo-Ject Applikator

Der Applikator für hohe Ansprüche. Modernes dänisches Design aus hochwertigem, säurefestem Edelstahl, für jede Sterilisationsart bis 180° C geeignet. Arbeitet zuverlässig mit hohem Druck. 5 Jahre Garantie.

Compo-Ject	1006-81610
------------	------------



### Centrix Spritze

Dispenserspritze mit Edelstahlverschluss für Kompositkapseln.

Centrix Spritze	1006-81594
-----------------	------------



### UV Mini Kontrolllicht

Pro Seal Sealant und Pad Lock Paste fluoreszieren, wenn sie mit dem kleinen batteriebetriebenen Kontrolllicht angeleuchtet werden. So können die Versiegelung kontrolliert und die Überschüsse beim Kleben sichtbar gemacht werden.

UV Mini Kontrolllicht	1006-81599
-----------------------	------------

## Finierer & Polierer

### Hartmetallfinierer

Hartmetallfinierer mit abgerundeter Spitze zum Entfernen von Kunststoffresten; in vielen Varianten lieferbar.

	Menge	Art.Nr.
HM Finierer fein	10 Stck	1009-DB040118
HM Finierer medium	10 Stck	1009-DB040119
HM Finierer medium für Turbine/FG	10 Stck	1009-DB040120
HM Finierer lingual	5 Stck	1009-DB040115
HM Finierer lingual für Turbine/FG	5 Stck	1009-DB040116
HM Finierer rund	Stck	1009-DB040121



### Reliance Renew Finishing Burs

Hartmetallfinierer zum schonenden Entfernen von Kunststoffresten durch spezielles Rillen-Design.


	Menge	Art.Nr.
Reliance Renew 118S für Turbine/FG	Stck	1006-81605
Reliance Renew 218 für Turbine/FG	Stck	1006-81606
Reliance Renew 118L für Turbine/FG	Stck	1006-81607



### Stainbusters Finierer

Stainbusters Glasfiber Finierer mit konstanter, abrasiver Kraft. Wir empfehlen den Einsatz nach dem Vorarbeiten mit HM-Finierern. Stainbusters entfernen alle Kunststoffreste und schonen Schmelz und Weichgewebe.

	Menge	Art.Nr.
Stainbusters Finierer spitz (2501)	6 Stck	1009-92005
Stainbusters Finierer Flämmchen (2502)	6 Stck	1009-92004
Stainbusters Finierer gerade (2504)	6 Stck	1009-92007
Stainbusters Finierer JUMBO spitz (4002)	6 Stck	1009-92008
Stainbusters Finierer JUMBO Kelch (4001)	6 Stck	1009-92009



### Polierer

Zur Anwendung nach dem Entfernen der Kunststoffreste.

	Menge	Art.Nr.
Polierer grün Flämmchen	6 Stck	1009-92018
Reliance Renew Finishing Polierer	12 Stck	1006-81608



## Wangenhalter



### Nola Dry Field

Das Nola Dry Field System ist eine Kombination aus Wangenhalter und Zungenretainer mit Absaugvorrichtung. Es ist einfach in der Anwendung und ideal für alle Klebearbeiten. In 2 Ausführungen erhältlich: klein (rot) und Standard (weiß). Aufbereitung im Autoklaven bis maximal 135° C. Ein Set enthält Wangenhalter, Zungenschutz, zwei bilaterale Speichelsauger und eine Kupplung mit Low-Volume Adapter. Der High-Volume Adapter ist separat erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Nola Dry Field rot klein	Sort	1006-30101
Nola Dry Field weiß Standard	Sort	1006-30102
Nola Dry Field Wangenhalter klein	Stck	1006-30130
Nola Dry Field Wangenhalter groß	Stck	1006-30131
Nola Dry Field HV Adapter inkl. Y-Steckverbindung	4 Stck	1006-30132
Nola Dry Field LV Adapter inkl. Y-Steckverbindung	4 Stck	1006-30133
Nola Dry Field Silikonschläuche	10 Stck	1006-30134
Nola Dry Field Zungenschild klein	2 Stck	1006-30135
Nola Dry Field Zungenschild groß	2 Stck	1006-30136
Nola Dry Field Y-Steckverbindung	4 Stck	1006-30137

### Spandex Soft Wangenhalter


Wangenhalter aus Softplastik; bruchresistent und flexibler als Wangenhalter aus Hartplastik. Mattes Finish, eignen sich auch für intraorale Fotografie. Sterilisierbar bis 127° C. Erhältlich in klein und groß.

	Menge	Art.Nr.
Spandex Soft groß	2 Stck	1006-19632
Spandex Soft klein	2 Stck	1006-19633

### Spand-Ezz Wangenhalter

Hervorragend für alle Klebeaufgaben. Aus transparentem, thermoplastischem Kunststoff. Autoklavierbar bis 120° C.

	Menge	Art.Nr.
Spand-Ezz Wangenhalter klein	Stck	1006-DB040180
Spand-Ezz Wangenhalter medium	Stck	1006-DB040181
Spand-Ezz Wangenhalter groß	Stck	1006-DB040182



## Mini-Molds & Bissrampen

### Mini-Molds

Die Mini-Mold Formen geben dem Attachment die gewünschte, individuelle Form und eine ideal geformte Klebebasis, da sie direkt auf die Zahnoberfläche appliziert werden. Die entsprechende Form mit lighthärtendem Adhäsiv füllen, an die geätzte Zahnfläche drücken, mit der Lampe polymerisieren und das Attachment ist gesetzt. Die Formen sind kalt sterilisierbar und vielfach zu benutzen. Das Starterkit enthält je 3 Stück aller 10 Formen (Bissrampe, Röhrchen, Einzelbracket, Spikes, Molarpolster, Knöpfchen, Retainer) und 2 Griffe.


	Menge	Art.Nr.
Mini-Mold Starterkit	Sort	1006-91010
Mini-Mold Retainer klein inkl. Griff	10 Stck	1006-91011
Mini-Mold Retainer groß inkl. Griff	10 Stck	1006-91012
Mini-Mold Knöpfchen inkl. Griff	10 Stck	1006-91013
Mini-Mold Individualbracket inkl. Griff	10 Stck	1006-91014
Mini-Mold Spikes inkl. Griff	10 Stck	1006-91015
Mini-Mold Röhrchen inkl. Griff	10 Stck	1006-91016
Mini-Mold Bissrampe (3 mm) inkl. Griff	8 Stck	1006-91017
Mini-Mold Bissrampe (5 mm) inkl. Griff	8 Stck	1006-91019
Mini-Mold Molarpolster inkl. Griff	10 Stck	1006-91018
Mini-Mold Griff	Stck	1006-91020



### Bite Bumpers

Aus speziellem Kompositpolymer gefertigt, bieten sie einen hohen Anspruch an Komfort und Ästhetik und sind auch für Patienten mit Nickelempfindlichkeit geeignet. Die fest montierte Setzhilfe ermöglicht ein exaktes Platzieren auf der Palatinalfläche. Bite Bumpers lassen sich wie Metallbrackets kleben (mechanische Basis). Packung mit 10 Stück.

Bite Bumpers	1013-3BB0001
--------------	--------------





01 Brackets

02 Bänder & Bukkalröhrchen

03 Bögen & Drähte

04 Kleber & Zement

05 **Elastomerics**

06 Extraoral

07 Instrumente

08 Carriere Motion 3D

09 Tiefziehtechnik & Aligner

10 Zubehör

11 Labor & Geräte

12 Praxisorganisation

13 Inhaltsverzeichnis

























## Intraorale Gummizüge

### Intraorale Gummizüge Jimmy Dent

Hergestellt aus chirurgischem **Latex**. Dauerhafte, gleichmäßige Zugkräfte. Die Kraftangabe stellt die dreifache Dehnung des Innendurchmessers dar. Hohe Patientenmotivation durch bunte Jimmy Dent Motive.  
Verpackungseinheit: je 100 Gummizüge pro Patiententütchen, 50 Tütchen pro Packung (5000 Stück). Lieferung erfolgt im praktischen Spenderkarton.

	2,5 oz. (71 g)	3,5 oz. (99 g)	4,5 oz. (128 g)	6 oz. (170 g)
○ 1/8" (3,2 mm)	 Jonglieren 1006-10401	 Golfen 1006-10411	 Skifahren 1006-10421	 Boxen 1006-10431
○ 3/16" (4,8 mm)	 Rollschuhe 1006-10402	 Trampolin 1006-10412	 Tennis 1006-10422	 Basketball 1006-10432
○ 1/4" (6,4 mm)	 Hockey 1006-10403	 Roller 1006-10413	 Skateboard 1006-10423	 Fußball 1006-10433
○ 5/16" (7,9 mm)	 Fallschirm 1006-10404	 Seilspringen 1006-10414	 Schwimmen 1006-10424	 HulaHoop 1006-10434
○ 3/8" (9,6 mm)	 Stelzen 1006-10405	 Angeln 1006-10415	 Rudern 1006-10425	 Klettern 1006-10435

## Intraorale Gummizüge

### Intraorale Gummizüge Letter Bags

**Latexfrei**, zur Anwendung bei empfindlichen Patienten. Perfekte Ästhetik durch transparente Optik, empfehlenswert bei Alignerbehandlungen und zur Verwendung bei Keramik- und Kunststoffbrackets. Die Kraftangabe stellt die dreifache Dehnung des Innendurchmessers dar. Markierung der Patiententütchen durch bunte Buchstaben. Verpackungseinheit: je 100 Gummizüge pro Patiententütchen, 50 Tütchen pro Packung (5000 Stück). Lieferung erfolgt im praktischen Spenderkarton.

	2,5 oz. (71 g)	3,5 oz. (99 g)	4,5 oz. (128 g)	6 oz. (170 g)
○ 1/8" (3,2 mm)	<b>A</b> 1006-10441	<b>A</b> 1006-10451	<b>A</b> 1006-10461	<b>A</b> 1006-10471
○ 3/16" (4,8 mm)	<b>B</b> 1006-10442	<b>B</b> 1006-10452	<b>B</b> 1006-10462	<b>B</b> 1006-10472
○ 1/4" (6,4 mm)	<b>C</b> 1006-10443	<b>C</b> 1006-10453	<b>C</b> 1006-10463	<b>C</b> 1006-10473
○ 5/16" (7,9 mm)	<b>D</b> 1006-10444	<b>D</b> 1006-10454	<b>D</b> 1006-10464	<b>D</b> 1006-10474
○ 3/8" (9,6 mm)	<b>E</b> 1006-10445	<b>E</b> 1006-10455	<b>E</b> 1006-10465	<b>E</b> 1006-10475

## Intra- und extraorale Gummizüge



### Extraorale Gummizüge

Großpackung mit 1000 Stück und kleinen Zip-Tüten zum Abpacken.

	8 oz. (227 g)	14 oz. (397 g)	16 oz. (454 g)
Elastics 1/4" (6,3 mm)	1010-1040100	1010-1040110	1010-1040120
Elastics 5/16" (7,9 mm)	1010-1040101	1010-1040111	1010-1040121
Elastics 3/8" (9,6 mm)	1010-1040102	1010-1040112	1010-1040122
Elastics 1/2" (12,7 mm)	1010-1040103	1010-1040113	1010-1040123

### Rainbow Elastik Einhängelhilfen

Kleines Hilfsinstrument, erleichtert das Einsetzen der Elastics. Bunt gemischt (4 Farben).



	Menge	Art.Nr.
Einhängehilfen für Gummizüge	100 Stck	1006-19090
Einhängehilfen für Gummizüge	500 Stck	1006-19091



### Carriere Motion 3D Gummizüge

Hergestellt aus chirurgischem Latex, in den Kräften Force I und II für die unterschiedlichen Behandlungsphasen. Verpackungseinheit: je 100 Gummizüge pro Patiententütchen, 50 Tütchen pro Packung (5000 Stück). Lieferung erfolgt im praktischen Spenderkarton.

	Menge	Art.Nr.
Carriere Motion 3D Elastics Force I, 6 oz. 1/4"	5000 Stck	1010-4249F1
carriere Motion 3D Elastics Force II, 8 oz. 3/16"	5000 Stck	1010-4249F2



Alle Informationen zum Carriere Motion finden Sie ab Seite 136!

## Elastische Ligaturen

### Colour Boutique

Besonders die kleinen Patienten schätzen die große Farbauswahl unserer Colour Boutique Serie. Ligaturen in 28 frischen Farben am praktischen Dispenserstick mit je 26 Ligaturen. Verpackungseinheit 1040 Stück (40 Sticks mit je 26 Ligaturen) pro Farbe und als Mixpack.

	Art.Nr.
Red	1006-DB033000
Orange	1006-DB033001
Silver	1006-DB033002
Neon Pink	1006-DB033003
Pink	1006-DB033004
Baby Pink	1006-DB033005
Deep Pink	1006-DB033006
Lavender	1006-DB033007
Neon Green	1006-DB033008
Purple	1006-DB033009
Baby Blue	1006-DB033010
Black	1006-DB033011
Metallic Blue	1006-DB033012
Navy Blue	1006-DB033013
Blue	1006-DB033014
Metallic Purple	1006-DB033015
White	1006-DB033016
Clear	1006-DB033017
Cyan	1006-DB033018
Turquoise	1006-DB033019
Lilac	1006-DB033020
Green	1006-DB033021
Racing Green	1006-DB033022
Aubergine	1006-DB033023
Sky Blue	1006-DB033024
Ice White	1006-DB033025
Bunt gemischt	1006-DB033026
Yellow	1006-DB033027
Gold	1006-DB033028

	Menge	Art.Nr.
Colour Boutique Sortiment mit Spenderbox (20 Farben)	10400 Stck	1006-DB033050
Colour Boutique Farbfächer (gedruckt)	Stck	1006-DB033CHA
Colour Boutique Farbfächer mit Ligaturen	Stck	1006-DB033CHAT
Ligaturen Box mit 20 Fächern Maße: 30 x 16,5 x 4,5 cm	Stck	1006-DB03LBox



## Elastische Ligaturen

### DB Ligaturen

Hervorragend in Festigkeit und Elastizität. Ligaturen in 12 bunten Farben am praktischen Dispenserstick mit je 22 Ligaturen.  
Verpackungseinheit 990 Stück (45 Sticks mit je 22 Ligaturen) pro Farbe und als Mixpack.



		Art.Nr.
DB Ligaturen Red	●	1006-DB030058
DB Ligaturen Orange	●	1006-DB030062
DB Ligaturen Silver	●	1006-DB030051
DB Ligaturen Hot Pink	●	1006-DB030055
DB Ligaturen Lavender	●	1006-DB030080
DB Ligaturen Purple	●	1006-DB030063
DB Ligaturen Black	●	1006-DB030060
DB Ligaturen Blue	●	1006-DB030059
DB Ligaturen Sky Blue	●	1006-DB030104
DB Ligaturen White	○	1006-DB030068
DB Ligaturen Clear	○	1006-DB030052
DB Ligaturen Pearl	○	1006-DB030101
DB Ligaturen Green	●	1006-DB030061
DB Ligaturen Yellow	●	1006-DB030064
DB Ligaturen bunt gemischt	●	1006-DB030073

### DB Ligaturen Sortimente

Unsere Sortimente enthalten die beliebtesten Farben der DB Ligaturen und sind erhältlich in 2 Größen: Starter Kit mit 4400 Ligaturen und Introductory Kit mit 8800 Ligaturen. Lieferung in praktischer Box mit Deckel Maße: 30 x 16,5 x 4,5 cm.

	Menge	Art.Nr.
DB Ligaturen Starter Kit (4400 Ligaturen)	Set	1006-DB03SKit
DB Ligaturen Introductory Kit (8800 Ligaturen)	Set	1006-DB03IKit
DB Ligaturen Box mit 20 Fächern	Stck	1006-DB03LBox




## Elastische Ligaturen

### Classic Silikon Ties

Spezielle elastische Ligaturen mit Silikonzusatz, der die Aufnahme von Flüssigkeit verhindert und die Oberfläche verbessert. In transparent besonders gut für Keramik- und Kunststoffbrackets geeignet.  
Verpackungseinheit 990 Stück (45 Sticks mit je 22 Ligaturen).

	Menge	Art.Nr.
Classic Silikon Ties transparent	990 Stck	1010-105001
Classic Silikon Ties silber	990 Stck	1010-105003



### Euro Sani Ties

Sani Ties Ligaturen speziell für Mini- und Lingualbrackets mit extra kleinem Durchmesser 2,8 mm. Verpackungseinheit 990 Stück (45 Sticks mit je 22 Ligaturen).

	Menge	Art.Nr.
Euro Sani Ties transparent	990 Stck	1006-10102
Euro Sani Ties silber	990 Stck	1006-10114



### Star Mini Ties

Dünne, äußerst elastische Ligaturen mit extra kleinem Durchmesser (2,5 mm) für Mini- und Lingualbrackets.  
Verpackungseinheit 1008 Stück (7 sternförmige Sticks mit je 144 Ligaturen).

Star Min Ties grau	1008 Stck	1006-10310
--------------------	-----------	------------



### Aufbeißalastiks

Elastische Ligaturen mit Aufbisspolster. Reduzieren den okklusalen Kontakt zu den Unterkieferbrackets. Verpackungseinheit 100 Stück (10 runde Sticks mit je 10 Ligaturen).

	Menge	Art.Nr.
Aufbeißalastiks silber	100 Stck	1014-406429
Aufbeißalastiks transparent	100 Stck	1014-406430





## Elastische Ketten

## ODS Closing Chain

Alastikkette ohne, mit kurzem und langem Steg in transparent und metallic silber, Spule mit 4,6 m.

	ohne Steg	kurzer Steg	langer Steg
ODS Closing Chain transparent	1010-102101	1010-102201	1010-102301
ODS Closing Chain metallic silber	1010-102150	1010-102250	1010-102350

## Classic Silikon Chain

Äußerst elastische Kette mit Silikonzusatz, exzellente Gleiteigenschaften und widerstandsfähig gegen Verfärbungen. In transparent besonders gut für Keramik- und Kunststoffbrackets geeignet. Ohne, mit kurzem und mit langem Steg in transparent und hell silber, Spule mit 4,6 m.

	ohne Steg	kurzer Steg	langer Steg
Classic Silikon Chain transparent	1010-102190	1010-102290	1010-102390
Classic Silikon Chain hell silber	1010-102191	1010-102291	1010-102391

## Japan Premium Chain

Extrem dauerhafte und gleichmäßige Kraftabgabe. Kette ohne, mit kurzem, langem und extra langem Steg in transparent, grau und metallic silber, Spule mit 4,6 m.

	ohne Steg	kurzer Steg	langer Steg	x-langer Steg
Japan Premium Chain transparent	1006-12322	1006-12323	1006-12324	1006-12325
Japan Premium Chain grau	1006-12326	1006-12327	1006-12328	1006-12329
Japan Premium Chain metallic silber	1006-12330	1006-12331	1006-12332	1006-12333

## Ketten Spender aus Acryl

Kompakter Organizer aus Acryl mit Schiebedeckel für Alastikketten und Fäden. Fasst bis zu 10 Spulen. Maße: 14 x 7,6 cm x 7,6 cm.


Ketten Spender aus Acryl	1006-19993
--------------------------	------------

## Elastische Ketten

## Colour Boutique Chain

Passend zu unseren elastischen Ligaturen, besonders beliebt bei den kleinen Patienten dank großer Farbauswahl. Colour Boutique Chain Alastikkette ohne, mit kurzem und mit langem Steg, Spule mit 4,6 m.

	ohne Steg	kurzer Steg	langer Steg
Red	1006-DB033100	1006-DB033200	1006-DB033300
Orange	1006-DB033101	1006-DB033201	1006-DB033301
Silver	1006-DB033102	1006-DB033202	1006-DB033302
Neon Pink	1006-DB033103	1006-DB033203	1006-DB033303
Pink	1006-DB033104	1006-DB033204	1006-DB033304
Baby Pink	1006-DB033105	1006-DB033205	1006-DB033305
Deep Pink	1006-DB033106	1006-DB033206	1006-DB033306
Lavender	1006-DB033107	1006-DB033207	1006-DB033307
Neon Green	1006-DB033108	1006-DB033208	1006-DB033308
Purple	1006-DB033109	1006-DB033209	1006-DB033309
Black	1006-DB033111	1006-DB033211	1006-DB033311
Metallic Blue	1006-DB033112	1006-DB033212	1006-DB033312
Navy Blue	1006-DB033113	1006-DB033213	1006-DB033313
Blue	1006-DB033114	1006-DB033214	1006-DB033314
White	1006-DB033116	1006-DB033216	1006-DB033316
Clear	1006-DB033117	1006-DB033217	1006-DB033317
Cyan	1006-DB033118	1006-DB033218	1006-DB033318
Turquoise	1006-DB033119	1006-DB033219	1006-DB033319
Lilac	1006-DB033120	1006-DB033220	1006-DB033320
Yellow	1006-DB033121	1006-DB033221	1006-DB033321
Gold	1006-DB033122	1006-DB033222	1006-DB033322



Die passenden  
Ligaturen finden Sie  
auf Seite 81.



## Elastomere Hilfsteile



### Separiermodule

ODS Separiergummis sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen und Verpackungseinheiten, am praktischen Dispenserstick und lose erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Separiermodule Standard, hellblau, am Stick	100 Stck	1006-14021
Separiermodule Standard, hellblau, am Stick	1000 Stck	1006-140211
Separiermodule Standard, röntgensichtbar, dunkelblau, am Stick	100 Stck	1006-14022
Separiermodule Standard, röntgensichtbar, dunkelblau, am Stick	1000 Stck	1006-140221
Separiermodule extra dick, hellblau, am Stick	100 Stck	1006-14023
Separiermodule Jumbo, hellblau, am Stick	32 Stck	1006-14024
Separiermodule für Frontzähne, transparent, am Stick	500 Stck	1006-14025
Separiermodule für Frontzähne, grün, lose	100 Stck	1006-14026
Separiermodule Standard, hellblau, lose	100 Stck	1006-14027

### Separierzange

Einfaches Setzen aller Arten von elastischen Separiermodulen und -ringen.

Separierzange	1009-IX841
---------------	------------



### Stegmodule

Ligiermodule, durch einen Steg verbunden, eignen sich exzellent zum Lückenschluss, zum Rotieren einzelner Zähne und zum Verbinden von Brackethäkchen. Lieferbar in grau und transparent, Verpackungseinheit 100 Stück (25 Sticks mit je 4 Modulen).

	grau	transparent
Stegmodule 4,3 mm	1006-14102	1006-14107
Stegmodule 6,0 mm	1006-14103	1006-14108
Stegmodule 8,5 mm	1006-14104	1006-14109
Stegmodule 11,5 mm	1006-14105	1006-14110




## Elastomere Hilfsteile

### Rotationsmodule

Optimale anatomische Form für Rotation/Derotation eines Zahnes. Erhältlich in grau und transparent, Verpackungseinheit 100 Stück (10 Sticks mit je 10 Modulen).


	grau	transparent
Rotationsmodule Standard	1006-14111	1006-14112
Rotationsmodule extra stark	1006-14113	



### Delta Force Rotationsmodule

Spezielles Design für Carriere SLX Brackets mit einer größeren Öffnung für perfekte Verankerung am Bracket. Verpackungseinheit 50 Stück (5 Sticks mit 10 je Modulen).


	metallic silber	transparent
Delta Force Rotationsmodule	1010-400302	1010-400303



### Elastischer Faden

Höchste Elastizität für Rotations- und Retraktionsaufgaben. Spezielle aufgeraute Oberflächen bei den runden Fäden verhindern unerwünschtes Rutschen. Spulen mit 7,6 m.

	grau	transparent
Elastischer Faden 0,64 x 0,64 mm		1006-13351
Elastischer Faden 0,76 x 0,76 mm		1006-13353
Elastischer Faden 0,51 mm	1006-13358	1006-13359
Elastischer Faden 0,64 mm	1006-13360	1006-13361
Elastischer Faden 0,76 mm	1006-13362	1006-13363
Elastischer Faden <b>hohl</b> , 0,64 mm	1006-13372	1006-13373
Elastischer Faden <b>hohl</b> , 0,76 mm		1006-13375




### Bogenschutzschlauch

Entlastung für empfindliche Patienten. Für Bögen und Lipbumper (bis .046" Stärke) erhältlich. Spulen mit 3 m.

	grau	transparent
Bogenschutzschlauch 0,46 mm Ø		1006-18009
Bogenschutzschlauch 0,70 mm Ø	1006-18011	1006-18012
Lipbumper Schutzschlauch bis .046" Ø	1006-18013	1006-18016

01	Brackets
02	Bänder & Bukkalröhrchen
03	Bögen & Drähte
04	Kleber & Zement
05	Elastomerics
<b>06</b>	<b>Extraoral</b>
07	Instrumente
08	Carriere Motion 3D
09	Tiefziehtechnik & Aligner
10	Zubehör
11	Labor & Geräte
12	Praxisorganisation
13	Inhaltsverzeichnis



## Kopfkappen/Nackenzüge

### Kopfkappen

Unterteil aus formstabilem Baumwoll-Jeansstoff, Oberteil aus farbechter Baumwolle. Mit breiter Schlaufe für den Einsatz mit ODS Sicherheitsmodulen. Erhältlich in bunt (Kopf-/Wangenteil in verschiedenen Farben), einfarbig und als rein Jeans.

	Menge	Art.Nr.
Rainbow Kopfkappe, bunt	Stck	1001-48141
Rainbow Kopfkappe, gelb	Stck	1001-481411
Rainbow Kopfkappe, grün	Stck	1001-481412
Rainbow Kopfkappe, pink	Stck	1001-481413
Rainbow Kopfkappe, rot	Stck	1001-481414
Rainbow Kopfkappe, schwarz	Stck	1001-48147
Rainbow Kopfkappe, blau	Stck	1001-48149
Rainbow Kopfkappe, Jeans	Stck	1001-48197
Kopfkappe Wangenpolster nachrüstbar, blau	Paar	1001-48142
Kopfkappe Wangenpolster nachrüstbar, schwarz	Paar	1001-48143

### Super Soft Nackenband

Polster aus weicher, farbechter Baumwolle. Mit breiter Schlaufe, geeignet für den Einsatz mit ODS Sicherheitsmodulen.

	Menge	Art.Nr.
Super Soft Nackenband gelb	Stck	1001-481601
Super Soft Nackenband grün	Stck	1001-481602
Super Soft Nackenband pink	Stck	1001-481603
Super Soft Nackenband rot	Stck	1001-481604
Super Soft Nackenband blau	Stck	1001-481605
Super Soft Nackenband schwarz	Stck	1001-481606

### Jeans Nackenpolster

Unterteil aus formstabilem Baumwoll-Jeansstoff, Oberteil aus farbechter Baumwolle, in 3 Längen. Mit breiter Schlaufe, geeignet für den Einsatz mit ODS Sicherheitsmodulen. Bunt gemischt oder einfarbig erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Jeans-Nackepolster bunt	5 Stck	1001-48181
Jeans-Nackepolster bunt, lang	5 Stck	1001-481811
Jeans-Nackepolster bunt, extra-lang	5 Stck	1001-481812
Jeans-Nackepolster schwarz	5 Stck	1001-481830
Jeans-Nackepolster blau	5 Stck	1001-481831
Jeans-Nackepolster gelb	5 Stck	1001-481832
Jeans-Nackepolster rot	5 Stck	1001-481833
Jeans-Nackepolster jeans	5 Stck	1001-48187

## Kopfkappen/Nackenzüge

### T-Gear Nackenzug

Sicherheit, Komfort und weitgehend gleichbleibende Kräfte durch eine spezielle Gleitmechanik und die eingebaute superelastische Feder, welche ungewollte und asymmetrische Kräfte auf den Gesichtsbogen (besonders während der Nacht) vermeidet. Erhältlich im Set mit blauem Nackenpolster.

	Menge	Art.Nr.
T-Gear Nackenzug universal	Set	1001-53802
T-Gear Nackenzug stark (ca. 500 g)	Set	1001-53803

### ODS Standard Sicherheitsmodule

Sicherheitsmodule mit Metallclip für Textilien mit breiten Schlaufen. Erhältlich in blau und schwarz in 3 Stärken.

	Menge	Art.Nr.
Sicherheitsmodule blau 450 g	5 Paar	1001-50100
Sicherheitsmodule blau 600 g	5 Paar	1001-50101
Sicherheitsmodule blau 750 g	5 Paar	1001-50102
Sicherheitsmodule schwarz 450 g	5 Paar	1001-50106
Sicherheitsmodule schwarz 600 g	5 Paar	1001-50107
Sicherheitsmodule schwarz 750 g	5 Paar	1001-50108

### Headgear Taschen

Praktischer Begleiter zur Aufbewahrung von Gesichtsbögen und Headgear. Maße: 15 x 24 cm. In 4 Farben erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Headgear Taschen blau	5 Stck	1010-8740400
Headgear Taschen lila	5 Stck	1010-8740401
Headgear Taschen rot	5 Stck	1010-8740402
Headgear Taschen schwarz	5 Stck	1010-8740403






## Gesichtsbögen


### Gesichtsbögen Edelstahl

Gesichtsbögen aus hochglanzpoliertem Edelstahl, mit farbigen Endkappen zur Größenerkennung. Beidseitige, stabile Laserschweißung. Mit und ohne Stoppschlaufen. Der Drahtdurchmesser des Innenbogens ist 1,15 mm / .045". Alle Gesichtsbögen werden einzeln geliefert.



	Art.Nr.
Gesichtsbogen Außenbogen <b>Standard</b> , ohne Stoppschlaufe	1001-50017
Gesichtsbogen Außenbogen <b>kurz</b> , ohne Stoppschlaufe	1001-50018

	Art.Nr.
Gesichtsbogen Außenbogen <b>kurz</b> , mit Stoppschlaufe, Gr. 1 (83 mm)	1001-50001
Gesichtsbogen Außenbogen <b>kurz</b> , mit Stoppschlaufe, Gr. 2 (90 mm)	1001-50002
Gesichtsbogen Außenbogen <b>kurz</b> , mit Stoppschlaufe, Gr. 3 (97 mm)	1001-50003
Gesichtsbogen Außenbogen <b>kurz</b> , mit Stoppschlaufe, Gr. 4 (104 mm)	1001-50004
Gesichtsbogen Außenbogen <b>kurz</b> , mit Stoppschlaufe, Gr. 5 (111 mm)	1001-50005



	Art.Nr.
Gesichtsbogen Außenbogen <b>Standard</b> , mit Stoppschlaufe, Gr. 1 (83 mm)	1001-50021
Gesichtsbogen Außenbogen <b>Standard</b> , mit Stoppschlaufe, Gr. 2 (90 mm)	1001-50022
Gesichtsbogen Außenbogen <b>Standard</b> , mit Stoppschlaufe, Gr. 3 (97 mm)	1001-50023
Gesichtsbogen Außenbogen <b>Standard</b> , mit Stoppschlaufe, Gr. 4 (104 mm)	1001-50024
Gesichtsbogen Außenbogen <b>Standard</b> , mit Stoppschlaufe, Gr. 5 (111 mm)	1001-50025

### Gesichtsbögen beschichtet

Gesichtsbögen aus Edelstahl, farbig beschichtet. Ohne Stoppschlaufen. Der Durchmesser des Innenbogens ist 1,15 mm / .045". Alle Gesichtsbögen werden einzeln geliefert.

	Art.Nr.
Gesichtsbogen Außenbogen Standard weiß	1001-51000
Gesichtsbogen Außenbogen Standard blau	1001-51010
Gesichtsbogen Außenbogen Standard gelb	1001-51020
Gesichtsbogen Außenbogen Standard rosa	1001-51030
Gesichtsbogen Außenbogen Standard schwarz	1001-51050



## Gesichtsmasken

### ODS Delairmaske

Kinn- und Stirneinlagen aus Stoff. Variabel fixierbar durch Stellschrauben. Stellschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

ODS Delairmaske mit Kinnkappe	1001-715101
-------------------------------	-------------



### Gesichtsmaske Multi-Variabel

Vielfach einstellbar, auch für kleine Patienten ab 4 Jahren geeignet. Die Gesichtsmaske wird als Set geliefert mit Aufbewahrungstasche und 2 Ersatzeinlagen für Kinn und Stirn. Stellschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

	Menge	Art.Nr.
Gesichtsmaske Multi-Variabel blau	Stck	1010-3806100
Gesichtsmaske Multi-Variabel rot	Stck	1010-3806101
Gesichtsmaske Multi-Variabel silber perlmutt	Stck	1010-3806103




### Extraorale Gummizüge

Großpackung mit 1000 Stück und kleinen Ziptüten zum Abpacken.

	8 oz. (227 g)	14 oz. (397 g)	16 oz. (454 g)
Elastics 1/4" (6,3 mm)	1010-1040100	1010-1040110	1010-1040120
Elastics 5/16" (7,9 mm)	1010-1040101	1010-1040111	1010-1040121
Elastics 3/8" (9,6 mm)	1010-1040102	1010-1040112	1010-1040122
Elastics 1/2" (12,7 mm)	1010-1040103	1010-1040113	1010-1040123



01	Brackets
02	Bänder & Bukkalröhrchen
03	Bögen & Drähte
04	Kleber & Zement
05	Elastomerics
06	Extraoral
<b>07</b>	<b>Instrumente</b>
08	Carriere Motion 3D
09	Tiefziehtechnik & Aligner
10	Zubehör
11	Labor & Geräte
12	Praxisorganisation
13	Inhaltsverzeichnis



**ixion**<sup>TM</sup>  
Instruments



iXion Instrumente werden aus deutschem **chirurgischen Stahl** hergestellt und überzeugen nicht nur durch ihre **satinierte** und **blendfreie Oberfläche**.

Sie verfügen über ein stabiles **Box-Gelenk**, welches eine gleichmäßige, sanfte Bewegung und eine präzise Ausrichtung der Spitzen gewährleistet. Darüber hinaus sind alle Schneiden aus hochwertigem T.C. (**Tungsten Carbide**) Stahl gefertigt, der überragende Stabilität und Schärfe garantiert.

iXion Instrumente weisen eine einzigartige stromlinienförmige Kontur auf und die sanften, sorgfältig **gerundeten Kanten** bieten ein Maximum an Komfort und Sicherheit für Sie und Ihre Patienten. Alle Instrumente mit Hartmetalleinsätzen haben platinfarbene, glänzende Griffenden.

Eine Reihe von iXion Instrumenten verfügen über längere, den Bedürfnissen angepassten Griffe für optimalen Einsatz im posterioren Bereich oder in der Lingualtechnik.

## Schneideinstrumente

### Distal End Cutter

Distal End Cutter mit Sicherheitsfangvorrichtung und Hartmetalleinsätzen. Die zierliche Spitze erlaubt ein Abschneiden kurz hinter dem distalen Ende des Röhrchens. Für Drähte bis .021" x .025"

Distal End Cutter	1009-IX900
-------------------	------------



### Distal End Cutter XL

Distal End Cutter wie IX900 mit extra langem Griff. Für Drähte bis .021" x .025"

Distal End Cutter XL	1009-IX901
----------------------	------------




## Schneideinstrumente

### Flush Cut Distal End Cutter

Distal End Cutter als Flush Cut, mit Sicherheitsfangvorrichtung und Hartmetalleinsätzen. Die Aussparung ermöglicht ein Abschneiden unmittelbar am distalen Ende des Bogens. Nicht geeignet für Beta Titan und verseilte Drähte.

IX902S für Drähte von .012" bis .016" x .025".  
IX902 für Drähte von .016" bis .021" x .025".

Flush Cut Distal End Cutter	1009-IX902
Flush Cut Distal End Cutter small	1009-IX902S




**Flush Cutter**  
schneidet direkt  
hinter dem Tube!

### Hard Wire Cutter

Hard Wire Cutter mit Hartmetalleinsätzen. Schneidet sicher alle Arten von Bögen, Lock Pins, elastischen Ligaturen und Ketten. Für Drähte bis .021" x .025".

Hard Wire Cutter	1009-IX915
------------------	------------



### Hard Wire Cutter 15°

Hard Wire Cutter, Schneiden um 15° abgewinkelt für leichteren Zugang zum posterioren Bereich, mit Hartmetalleinsätzen ausgestattet. Schneidet sicher alle Arten von Bögen, Lock Pins, elastischen Ligaturen und Ketten. Für Drähte bis .021" x .025".


Hard Wire Cutter 15°	1009-IX916
----------------------	------------



### Heavy Duty Cutter

Hebelseitenschneider mit Hartmetalleinsätzen. Macht das Schneiden dickerer Drähte einfach und mühelos. Für Drähte von .014" bis .060".

Heavy Duty Cutter	1009-IX908
-------------------	------------





## Schneideinstrumente

### Pin Ligaturencutter

Ligaturencutter mit Hartmetalleinsätzen für Ligaturendraht, Lock Pins und Elastics. Die um 7° abgewinkelten Spitzen erleichtern den Zugang zu schwer erreichbaren Regionen. Für weiche Drähte bis .016".

Pin Ligaturencutter	1009-IX910
---------------------	------------



### Standard Ligaturencutter

Ligaturencutter mit Hartmetalleinsätzen und sehr feinen Spitzen für Ligaturendraht, Lock Pins und Elastics. Für weiche Drähte bis .015".

Standard Ligaturencutter	1009-IX912
--------------------------	------------



### Micro Ligaturencutter

Sehr zierlicher Ligaturencutter mit Hartmetalleinsätzen für Ligaturendraht und Elastics. Für weiche Drähte bis .012".

Micro Ligaturencutter	1009-IX911
-----------------------	------------



### Micro Ligaturencutter lang

Sehr zierlicher Ligaturencutter mit extra langem Griff und Hartmetalleinsätzen für Ligaturendraht und Elastics. Für weiche Drähte bis .012".

Micro Ligaturencutter	1009-IX911L
-----------------------	-------------




## Utility Instrumente

### Weingart Zange zierlich

Exakt schließende, geriffelte Branchen für sicheres Einführen und Halten von Drähten. Für Drähte bis .022" x .028".

Weingart Zange	1009-IX800
----------------	------------



### Weingart Zange T.C. zierlich

Exakt schließende, geriffelte Branchen mit Hartmetalleinsätzen für geringere Abnutzung der Riffelung. Zum sicheren Einführen und Halten von Drähten. Für Drähte bis .022" x .028".

Weingart Zange T.C. zierlich	1009-IX801
------------------------------	------------



### Weingart Zange

Exakt schließende, geriffelte Branchen für sicheres Einführen und Halten von Drähten. Für Drähte bis .030".

Weingart Zange	1009-IX802
----------------	------------



### Weingart Zange T.C.

Exakt schließende, geriffelte Branchen mit Hartmetalleinsätzen für geringere Abnutzung der Riffelung. Zum sicheren Einführen und Halten von Drähten. Für Drähte bis .030".

Weingart Zange T.C.	1009-IX803
---------------------	------------



### Weingart Zange fein

Sehr feine, exakt schließende Branchen für sicheres Einführen und Halten von Drähten, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Für Drähte bis .022" x .028".

Weingart Zange fein	1009-IX804
---------------------	------------



## Utility Instrumente

### Weingart Allroundzange

Sehr feine, geschwungene Branchen mit Hartmetalleinsätzen für sicheres Einligieren, besonders bei schwer zugänglichen Bereichen und der Lingualtechnik. Unverzichtbar bei TPA's und allen Arten der intraoralen Verankerungstechnik. Für Drähte bis .022" x .028".

Weingart Allroundzange	1009-IX843
------------------------	------------



### How Zange

Mit runden, geriffelten Enden mit 2,4 mm Durchmesser. Für Drähte bis .022" x .028".

How Zange	1009-IX805
-----------	------------



### How Zange abgewinkelt

Mit runden, geriffelten Enden mit 2,4 mm Durchmesser. Branchen sind um 45° abgewinkelt für schwer zugängliche Bereiche.

How Zange abgewinkelt	1009-IX806
-----------------------	------------



### Crimp Hook Zange

Zum Positionieren und Befestigen von Klemmhäkchen auf Bögen. Die Häkchen werden durch die Kerbe sicher gehalten.

Crimp Hook Zange	1009-IX820
------------------	------------



### Crimp Zange

Zum sicheren Applizieren von Bogenstopps.

Crimp Zange	1009-IX834
-------------	------------



## Safe Cinch - die patentierte Lösung bei pieksenden Bogenenden!

Mehr Komfort und Sicherheit für Ihre Patienten. Keine pieksenden Bogenenden mehr mit dem eigens für die Safe Cinch Zange abgerundeten Stopps! Ein System aus der Praxis für die Praxis.

Safe Cinch ist ein patentiertes System, welches aus Zange und passenden Stopps besteht. Es wurde speziell entwickelt, um das immer wieder auftauchende Problem pieksender Bogenenden im Rahmen einer Multibandbehandlung auf einfache und sichere Art zu lösen und Behandlungen somit noch komfortabler für den Patienten zu gestalten. Die Safe Cinches (Stopps) weisen ganz besondere Eigenschaften auf, wie stark abgerundetes Design für einen optimalen Patientenkomfort, und sind kompatibel mit der Safe Cinch Zange und somit absolut einfach zu handhaben. Der abgerundete, crimbare Stopp wird mithilfe der Safe Cinch Zange aufgenommen und auf das abstehende Ende des Bogens hinter dem Röhrchen aufgesetzt. Da die Stopps über eine Kerbe verfügen, können sie leicht auf dem Bogen platziert werden. Um den Stopp auf den Bogen zu crimpen, ist ein kräftiger Druck erforderlich. Die Stopps wurden so gestaltet, dass sie auf einem Klebepad halten, sodass sie leicht mit der Zange aufgenommen werden können. Zudem verfügen die Stopps auf der Außenseite über eine kleine „Nase“, für welche es in einer der Zangenbacken eine entsprechende Aussparung gibt. Somit wird nicht nur ein sicheres Halten der Stopps in den Zangenbacken gewährleistet. Auch das sichere Hinführen der Stopps zum Bogen sowie deren korrektes Positionieren auf diesem wird ermöglicht.



### Safe Cinch Zange

Für Drähte von .012" bis .017" x .025".

Safe Cinch Zange	1009-IX920
Safe Cinch Zange mit 40 Stopps	1009-IX922



### Safe Cinches

Safe Cinch Stopps zum Aufklebmen, passend zur Zange.

Safe Cinches (Stopps) 40 Stck	1009-IX921
-------------------------------	------------



## Utility Instrumente

### Bandentfernungszange kurz

Mit austauschbarem Kunststoffeinsatz. Die scharfe Kante endet am Rand des Einsatzes.

Bandentfernungszange kurz	1009-IX825
---------------------------	------------



### Bandentfernungszange lang

Mit austauschbarem Kunststoffeinsatz. Die scharfe Kante endet in der Mitte des Einsatzes.


Bandentfernungszange lang	1009-IX826
---------------------------	------------



### Kunststoffeinsätze für Bandentfernungszangen

Kunststoffeinsätze mit Schraubgewinde.  
Für IX825 und IX826: Ø 5 mm.

	Menge	Art.Nr.
Kunststoffeinsätze Ø 3/16" 5 mm	3 Stck	1009-IX895S
Kunststoffeinsätze Ø 1/8" 4 mm	3 Stck	1009-IX896S



### Bandentfernungszange

Bandentfernungszange mit längerem Kopf und austauschbarer Kunststoffkappe.

Bandentfernungszange	1009-IX838
Kunststoffkappen sterilisierbar 10 Stck	1009-IX838S




## Utility Instrumente

### Bracketentfernungszange gerade

Mit Hartmetalleinsätzen. Zum sicheren Entfernen von Brackets.

Bracketentfernungszange gerade	1009-IX827
--------------------------------	------------



### Bracketentfernungszange abgewinkelt

Mit Hartmetalleinsätzen. Zum sicheren Entfernen von Brackets. Die um 60° abgewinkelten Branchen ermöglichen leichteres Arbeiten im posterioren Bereich.


Bracketentfernungszange abgewinkelt	1009-IX828
-------------------------------------	------------



### Bracketentfernungszange

Mit Hartmetalleinsätzen. Die stabilen Spitzen halten das Bracket sicher unter den Bracketflügeln. Entfernen der Brackets durch Torque- oder Drehbewegung.

Bracketentfernungszange	1009-IX829
-------------------------	------------



### Separierzange

Zum einfachen Setzen aller Arten von elastischen Separierringen.

Separierzange	1009-IX841
---------------	------------





## Biegezangen

### Light Wire Zange

Für Drähte von .012" bis .020".

Light Wire Zange	1009-IX807
------------------	------------



### Light Wire Zange mit Cutter und Kerben

Biegezange mit 2 Kerben (1 mm und 2 mm von der Spitze) und Cutter. Biegt Drähte von .012" bis .020". Der Cutter schneidet Drähte von .014" bis .020".

Light Wire Zange mit Cutter und Kerben	1009-IX808
--	------------



### Light Wire Zange mit Cutter

Biegezange mit Cutter. Biegt Drähte von .012" bis .020". Der Cutter schneidet Drähte von .014" bis .020".

Light Wire Zange mit Cutter	1009-IX809
-----------------------------	------------



### Light Wire Konturenzange mit Cutter

Biegezange mit Cutter, hervorragend für kleinere Loops geeignet. Biegt Drähte bis .021" x .025". Der Cutter schneidet Drähte von .014" bis .020".

Light Wire Konturenzange mit Cutter	1009-IX811
-------------------------------------	------------



### Tweed Loop Formzange mit Cutter

Ideal um Loops zu biegen. Die runde Spitze verfügt über drei Abstufungen: 1,2, 1,8 und 2 mm. Biegt Drähte bis .021" x .025". Der Cutter schneidet Drähte von .014" bis .020".

Tweed Loop Formzange mit Cutter	1009-IX812
---------------------------------	------------



## Biegezangen

### O'Brien Loop Zange

Konkave, geriffelte Spitzen verhindern ein Gleiten des Drahtes beim Formen. Für Drähte bis .021" x .025".

O'Brien Loop Zange	1009-IX814
--------------------	------------



### Jarabak Zange

Mit 3 Führungsgrillen. Für Drähte bis .018".

Jarabak Zange	1009-IX831
---------------	------------



### Bird Beak Zange

Für vielseitigen Einsatz. Der runde Kegel und das pyramidenförmige Gegenstück sind jeweils an der Spitze 0,6 mm. Für Drähte bis .028".


Bird Beak Zange	1009-IX810
-----------------	------------



### Bird Beak Zange T.C.

Wie IX810, aber mit Hartmetalleinsätzen ausgestattet für dauerhafteren Halt. Für Drähte bis .028".

Bird Beak Zange T.C.	1009-IX872
----------------------	------------



### Bird Beak Zange lang

Mit längerem Schnabel für feinere Loops. Für Drähte bis .020".

Bird Beak Zange lang	1009-IX821
----------------------	------------



## Biegezangen

### Nance Biegezange

Für Präzisionsloops. Spitze mit 4 Stufen: 3, 4, 5 und 6 mm.

Nance Biegezange	1009-IX815
------------------	------------



### De La Rosa Zange

Ideal zum torquefreien Formen von Bögen.  
Für Drähte bis .021" x .025".

De La Rosa Zange	1009-IX817
------------------	------------



### Tweed Zange

Zum Torquen von Vierkantdrähten. Für Drähte bis .021" x .025".


Tweed Zange	1009-IX813
-------------	------------



### Tweed Zange zierlich

Zum Torquen von Vierkantdrähten. Sehr zierliche Branchen (0,9 mm), daher auch bestens für die Lingualtechnik geeignet.  
Für Drähte bis .019" x .025".

Tweed Zange zierlich	1009-IX949
----------------------	------------





## Biegezangen

### Torque Zangen Set

Leichtes, akkurates Einbringen von Einzelzahn torque. Das Set besteht aus 2 Zangen, die beide über Hartmetalleinsätze verfügen. Für Drähte bis .030".


Torque Zangen Set	1009-IX873
-------------------	------------



### V-Stopp Zange

Erzeugt einen 1 mm v-förmigen Stopp, um den Bogen am Rutschen zu hindern. Mit Hartmetalleinsätzen.  
Für Nickeltitandrähte bis .018".


V-Stopp Zange	1009-IX832
---------------	------------



### Hohlkehlzange

Konvexe und konkave Branchen ermöglichen leichtes Adaptieren aller Arten von Loops.

Hohlkehlzange	1009-IX830
---------------	------------



### Zangenständer Plexi

Transparenter Zangenständer für bis zu 15 Zangen.

Zangenständer Plexi	1009-19994
---------------------	------------



## Biegezangen

### Aderer Dreifingerzange

Sorgfältig abgerundete Kanten verhindern ein Beschädigen der Drahtoberfläche. Für Drähte bis .030".


Aderer Dreifingerzange	1009-IX816
------------------------	------------



### Aderer Dreifingerzange klein

Sorgfältig abgerundete Kanten verhindern ein Beschädigen der Drahtoberfläche. Deutlich dünnere Branchen als IX816 für Drähte bis .020".

Aderer Dreifingerzange klein	1009-IX819
------------------------------	------------



### Aderer Dreifingerzange fein

Sehr feine Branchen zum Biegen, auch intraoral. Für Drähte bis .020".

Aderer Dreifingerzange fein	1009-IX823
-----------------------------	------------



### Aderer Dreifingerzange extra fein

Extra feine, eng anliegende Branchen zum Biegen von Nickeltitandrähten bis .014".

Aderer Dreifingerzange extra fein	1009-IX823XF
-----------------------------------	--------------



### Zangenständer Edelstahl

Autoklavierbar. Maße: L 15,5 x H 12 cm.

Zangenständer Edelstahl	1009-IX102
-------------------------	------------



## Biegezangen

### Detailing Zange 0,75

Präzises und schnelles Einbringen von 0,75 mm Stufen in situ. Der zierlich gestaltete Zangenkopf ermöglicht Stufen sogar interproximal bei Lingualbrackets. Für Drähte bis .018" x .018".


Detailing Zange 0,75 mm	1009-IX975
-------------------------	------------



### Detailing Zange 0,50

Präzises und schnelles Einbringen von 0,50 mm Stufen in situ. Der zierlich gestaltete Zangenkopf ermöglicht Stufen sogar interproximal bei Lingualbrackets. Für Drähte bis .018" x .018".



Detailing Zange 0,50 mm	1009-IX976
-------------------------	------------



### Cinch Back Hammerhai Zange

Zum Umbiegen von Nickeltitanbögen distal des Tubes. Die geriffelte Spitze hält den Draht sicher während der 90° Biegung. Für Nickeltitandrähte von .012" bis .018".

Cinch Back Zange	1009-IX953
------------------	------------



### Cinch Back Hammerhai Zange groß

Zum Umbiegen von Nickeltitanbögen distal des Tubes. Die geriffelte Spitze hält den Draht sicher während der 90° Biegung. Für Drähte von .016" bis .021" x .025".

Cinch Back Zange groß	1009-IX954
-----------------------	------------





## Handinstrumente

### Sonde

Sonde	1009-IX650
-------	------------



### Sonde doppelendig

Sonde doppelendig	1009-IX651
-------------------	------------



### Ligaturentucker

Ligaturentucker	1009-IX652
-----------------	------------



### Scaler

Scaler	1009-IX653
--------	------------



### Spatel mit Sonde

Spatel mit Sonde	1009-IX657
------------------	------------



## Handinstrumente

### Mundspiegelgriff

Mundspiegelgriff	1009-IX654
------------------	------------



### Mershon Bandandrücker

Mershon Bandandrücker	1009-IX845
-----------------------	------------



### Mershon Bandandrücker klein

Mit zierlicherem Griff, gleiche Spitze wie IX845.

Mershon Bandandrücker klein	1009-IX845
-----------------------------	------------



### Bracketpositionier .018

Präzises Platzieren von Brackets, vier Maße: 3,5, 4,0, 4,5 und 5,0 mm, für .018" Slot.

Bracketpositionier .018 Slot	1009-IX866
------------------------------	------------



### Bracketpositionier .022

Präzises Platzieren von Brackets, vier Maße: 3,5, 4,0, 4,5 und 5,0 mm, für .022" Slot.

Bracketpositionier .022 Slot	1009-IX867
------------------------------	------------



## Handinstrumente

### Bracketpinzette abgewinkelt

Das Pinzetenende kann als Angulierungshilfe genutzt werden.


Bracketpinzette abgewinkelt	1009-IX850
-----------------------------	------------



### Bracketpinzette Classic

Das Pinzetenende kann als Angulierungshilfe genutzt werden.

Bracketpinzette Classic	1009-IX630
-------------------------	------------



### Bracketpinzette extra fein

Mit extra zierlicher Spitze. Das Pinzetenende kann als Angulierungshilfe genutzt werden.

Bracketpinzette extra fein	1009-IX631
----------------------------	------------



### Klebebinzette

Zierliche Klebebinzette mit geschwungener Spitze. Ideal für Bukkalröhrchen und Lingualbrackets.

Klebebinzette	1009-IX632
---------------	------------



### Klebebinzette gebogen

Klebebinzette mit gebogener Spitze für Lingualbrackets und Attachments.

Klebebinzette gebogen	1009-IX633
-----------------------	------------



## Handinstrumente

### Mathieu Nadelhalter fein

Mit feiner, kurzer Spitze.

Mathieu Nadelhalter fein	1009-IX860
--------------------------	------------



### Mathieu Nadelhalter T.C.

Robuste, abgerundete Spitzen mit Hartmetalleinsätzen für Drahtligaturen.

Mathieu Nadelhalter T.C.	1009-IX861
--------------------------	------------



### Mathieu Nadelhalter

Robuste, abgerundete Spitzen für Drahtligaturen.

Mathieu Nadelhalter	1009-IX862
---------------------	------------



### Smaha

Feine gezackte Spitzen für elastische Ligaturen.

Smaha	1009-IX863
-------	------------



### Moskitoklemme

Feine gezackte Spitzen für elastische Ligaturen.

Moskitoklemme	1009-IX855
---------------	------------




## Aligner Zangen

### Horizontal Zange

Ermöglicht horizontale Aktivierungen (Vertiefung: 0,75 mm lang und 1,5 mm breit) zur Verstärkung des Wurzeltorques. Auch zur Verbesserung der Retention von Alignern anwendbar. Die Zange muss vor Gebrauch **nicht** erhitzt werden.


Horizontal Zange	1009-IX887
------------------	------------



### Vertikal Zange

Ermöglicht vertikale Aktivierungen (Vertiefung: 1,5 mm lang und 0,75 mm breit) mesial oder distal der vestibulären Seite des Aligners (und/oder der oralen Seite). Die Zange muss vor Gebrauch **nicht** erhitzt werden.


Vertikal Zange	1009-IX888
----------------	------------



### Retention Zange

Kreisförmige Einkerbungen mit einem Durchmesser von 1 mm können in die Schiene eingebracht werden. Die Zange muss vor Gebrauch **nicht** erhitzt werden.

Retention Zange	1009-IX889
-----------------	------------



### Tear Drop Zange

Zum Ausstanzen einer tränenförmigen Einkerbung am gingivalen Rand des Aligners; zum einfachen Einhängen von Elastics. Die Zange muss vor Gebrauch **nicht** erhitzt werden.

Tear Drop Zange	1009-IX890
-----------------	------------



### Hole Punch Zange

Halbmondförmige Ausstanzungen können in die Schiene eingebracht werden, um Platz für Attachments zu schaffen. Die Zange muss vor Gebrauch **nicht** erhitzt werden.

Hole Punch Zange	1009-IX891
------------------	------------




## Laborzangen

### Adamszange zierlich

Hartmetalleinsätze an den Spitzen für dauerhaften Einsatz. Quadratische Spitze 1 mm, parallele Öffnung bei .045". Für Drähte bis 0,76 mm.


Adamszange zierlich	1009-IX840
---------------------	------------



### Adamszange Maxi

Einsätze aus Hartmetall. Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt. Für Drähte bis 1 mm.

Adamszange	1009-IX164
------------	------------



### Bird Beak Zange

Loop- und Drahtbiegezange mit Hartmetalleinsätzen. Für Drähte bis 0,7 mm.

Bird Beak Zange	1009-IX165
-----------------	------------



### Bird Beak Zange Maxi

Loop- und Drahtbiegezange mit Hartmetalleinsätzen. Für Drähte bis 1 mm.

Bird Beak Zange Maxi	1009-IX711
----------------------	------------



### Kramponzange

Universelle Biege- und Schneidezange mit Hartmetalleinsätzen. Beide Spitzen sind geriffelt. Biegt Drähte bis 1 mm. Der Cutter schneidet Drähte bis 0,7 mm.

Kramponzange	1009-IX700
--------------	------------





## Laborzangen

### Young Schlaufenbiegezange

Für Schlaufen und Labialbögen. Für Drähte bis 0,7 mm.

Young Schlaufenbiegezange	1009-IX703
---------------------------	------------



### Swartz Klammerbiegezange

Speziell zum Formen von Pfeilkammern. Für Drähte bis 0,7 mm.

Swartz Klammerbiegezange	1009-IX704
--------------------------	------------



### Lingualbogenformzange

Zum exakten Biegen des Retentionsteils für Lingualschlösser und zum Halten des Retentionsteils beim Adaptieren von Goshgarians und Quad Helix. Für Drähte bis 0,91 mm.


Lingualbogenformzange	1009-IX705
-----------------------	------------



### Aderer Dreifingerzange Medium

Für Drähte bis 1,0 mm.

Aderer Dreifingerzange Medium	1009-IX702
-------------------------------	------------



### Aderer Dreifingerzange Maxi

Für Drähte bis 1,5 mm.

Aderer Dreifingerzange Maxi	1009-IX701
-----------------------------	------------




## Laborzangen

### Hohlkehlzange

Für Drähte bis 0,7 mm.


Hohlkehlzange	1009-IX708
---------------	------------



### Flachspitzzange kurz

Die beliebte Allweckzange. Beide Spitzen mit Führungsrille. Für Drähte bis 0,7 mm.

Flachspitzzange kurz	1009-IX710
----------------------	------------



### Flachzange

Beide Spitzen sind flach ausgeformt und gezahnt. Für Drähte bis 0,9 mm.

Flachzange	1009-IX706
------------	------------



### Flachspitzzange

Eine geriffelte, eine glatte Spitze. Für Drähte bis 0,7 mm.

Flachspitzzange	1009-IX707
-----------------	------------



### Heavy Duty Cutter

Für Drähte bis 1,5 mm.

Heavy Duty Cutter	1009-IX712
-------------------	------------



## Lingualinstrumente

### Weingart Zange

Zierliche, geriffelte Spitzen, um 60° abgewinkelt. Für Drähte bis .018".

Weingart Zange	1009-IX950
----------------	------------



### Weingart Zange T.C.

Mit Hartmetalleinsätzen. Zierliche, geriffelte Spitzen, um 60° abgewinkelt. Für Drähte bis .018".

Weingart Zange T.C.	1009-IX951
---------------------	------------



### Bracketentfernungszange

Sicheres und einfaches Debonden von Lingualbrackets durch sehr scharfe, abgewinkelte Spitzen.


Bracketentfernungszange	1009-IX955
-------------------------	------------



### Bracketentfernungszange Anterior

Einfaches Debonden im Frontzahnbereich.

Bracketentfernungszange Anterior	1009-IX960
----------------------------------	------------



## Lingualinstrumente

### Micro Ligaturecutter lang

Sehr zierlicher Ligaturecutter mit langem Griff und Hartmetalleinsätzen für Ligaturendraht und Elastics. Für weiche Drähte bis .012".

Micro Ligaturecutter	1009-IX911L
----------------------	-------------



### Mini Ligaturecutter OK

Sehr zierlicher Ligaturecutter mit extra langem Griff und Hartmetalleinsätzen für Ligaturendraht und Elastics. Spitzen um 50° abgewinkelt für das Arbeiten im Oberkiefer. Für weiche Drähte bis .012".

Mini Ligaturecutter OK 50°	1009-IX956
----------------------------	------------



### Mini Ligaturecutter OK kurz

Sehr zierlicher Ligaturecutter mit kurzem Griff und Hartmetalleinsätzen für Ligaturendraht und Elastics. Spitzen um 50° abgewinkelt für das Arbeiten im Oberkiefer. Für weiche Drähte bis .012".

Mini Ligaturecutter OK 50° kurz	1009-IX956S
---------------------------------	-------------



### Mini Ligaturecutter UK

Sehr zierlicher Ligaturecutter mit extra langem Griff und Hartmetalleinsätzen für Ligaturendraht und Elastics. Spitzen um 60° abgewinkelt für das Arbeiten im Unterkiefer. Für weiche Drähte bis .012".

Mini Ligaturecutter UK 60°	1009-IX957
----------------------------	------------



### Mini Ligaturecutter UK kurz

Sehr zierlicher Ligaturecutter mit kurzem Griff und Hartmetalleinsätzen für Ligaturendraht und Elastics. Spitzen um 60° abgewinkelt für das Arbeiten im Unterkiefer. Für weiche Drähte bis .012".

Mini Ligaturecutter UK 60° kurz	1009-IX957S
---------------------------------	-------------



## Lingualinstrumente

### Flush Cut Distal End Cutter

Distal End Cutter als Flush Cut, mit extra langem Griff, Sicherheitsfangvorrichtung und Hartmetalleinsätzen. Die Aussparung ermöglicht ein Abschneiden unmittelbar am Röhrchen oder Bracket.

IX958S für Drähte von .012" bis .016" x .025".  
IX958 für Drähte von .016" bis .021" x .025".

Flush Cut Distal End Cutter small	1009-IX958S
Flush Cut Distal End Cutter	1009-IX958



### Distal End Cutter

Distal End Cutter mit Sicherheitsfangvorrichtung und Hartmetalleinsätzen. Die zierliche Spitze erlaubt ein Abschneiden kurz hinter dem distalen Ende des Tubes. Für Drähte von .012" bis .018" x .025".

Distal End Cutter	1009-IX959
-------------------	------------



### Stepped Tweed Zange

Zum Torquen von Vierkantdrähten. Extrem zierliche Branchen für die Lingualtechnik. Für Drähte bis .019" x .025".


Stepped Tweed Zange	1009-IX952
---------------------	------------



### Tweed Zange zierlich

Zum Torquen von Vierkantdrähten. Sehr zierliche Branchen (0,9 mm) für die Lingualtechnik. Für Drähte bis .019" x .025".

Tweed Zange zierlich	1009-IX949
----------------------	------------



## Lingualinstrumente

### Detailing Zange 0,75

Präzises und schnelles Einbringen von 0,75 mm Stufen in situ. Der zierlich gestaltete Zangenkopf ermöglicht Stufen sogar interproximal bei Lingualbrackets. Für Drähte bis .018" x .018".


Detailing Zange 0,75 mm	1009-IX975
-------------------------	------------



### Detailing Zange 0,50

Präzises und schnelles Einbringen von 0,50 mm Stufen in situ. Der zierlich gestaltete Zangenkopf ermöglicht Stufen sogar interproximal bei Lingualbrackets. Für Drähte bis .018" x .018".

Detailing Zange 0,50 mm	1009-IX976
-------------------------	------------



### Cinch Back Hammerhai Zange

Zum Umbiegen von Nickeltitanbögen distal des Tubes. Die geriffelte Spitze hält den Draht sicher während der 90° Biegung. Für Nickeltitandrähte von .012" bis .018".

Cinch Back Zange	1009-IX953
------------------	------------



### Cinch Back Hammerhai Zange groß

Zum Umbiegen von Nickeltitanbögen distal des Tubes. Die geriffelte Spitze hält den Draht sicher während der 90° Biegung. Für Drähte von .016" bis .021" x .025".

Cinch Back Zange groß	1009-IX954
-----------------------	------------





## Lingualinstrumente

### Smaha gebogen

Extra zierlich, mit geriffelten scharfen Spitzen für elastische Ligaturen und Ligaturendraht.

Smaha gebogen	1009-IX940
---------------	------------



### Moskitoklemme gebogen

Extra zierlich, mit geriffelten Spitzen für elastische Ligaturen.


Moskitoklemme gebogen	1009-IX941
-----------------------	------------



### Lingual Tucker

Zum Fixieren des Bogens in der Lingualtechnik.

Lingual Tucker	1009-IX945
----------------	------------



### Klebepinzette

Zierliche Klebepinzette mit geschwungener Spitze. Ideal für Lingualbrackets.

Klebepinzette	1009-IX632
---------------	------------



## Zubehör

### Zangenständer Edelstahl

Autoklavierbar.

	Art.Nr.
Zangenständer klein, L 110 mm, H 120 mm	1009-IX101
Zangenständer mittel, L 155 mm, H 120 mm	1009-IX102
Zangenständer groß, L 310 mm, H 120 mm	1009-IX103



### Zangenständer Plexi

Transparenter Zangenständer für bis zu 15 Zangen.

Zangenständer Plexi	1009-19994
---------------------	------------



### Markierungsringe für Instrumente

Aus Silikon, latexfrei und autoklavierbar.

	Menge	Art.Nr.
Markierungsringe blau	100 Stck	1006-19701
Markierungsringe grün	100 Stck	1006-19702
Markierungsringe rot	100 Stck	1006-19703
Markierungsringe gelb	100 Stck	1006-19704
Markierungsringe schwarz	100 Stck	1006-19705
Markierungsringe weiß	100 Stck	1006-19706
Markierungsringe pink	100 Stck	1006-19708
Markierungsringe orange	100 Stck	1006-19709



## Schneideinstrumente

### Ligaturecutter TASK

Ligaturecutter mit Hartmetalleinsätzen für Ligaturendraht und Lock Pins. Für weiche Drähte bis .015".

Ligaturecutter TASK	1009-60605
---------------------	------------



### Mini Ligaturecutter TASK

Ligaturecutter mit Hartmetalleinsätzen für Ligaturendraht und Lock Pins. Für weiche Drähte bis .015".

Mini Ligatureschneider TASK	1009-60605S
-----------------------------	-------------



### Ligaturecutter 45° TASK

Ligaturecutter mit Hartmetalleinsätzen für Ligaturendraht, Lock Pins und Elastics. Die um 45° abgewinkelte Spitze erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Regionen. Ideal auch für die Lingualtechnik. Für weiche Drähte bis .015".

Ligaturecutter 45° TASK	1009-60620
-------------------------	------------



### Ligaturecutter 40° TASK

Ligaturecutter mit extra zierlicher Spitze für Ligaturendraht und Elastics. Die um 40° abgewinkelte Spitze erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Regionen. Ideal auch für die Lingualtechnik. Für weiche Drähte bis .008".

Ligaturecutter 40° TASK	1009-P400
-------------------------	-----------



### Micro Pin Ligaturecutter Triumph

Ligaturecutter mit Hartmetalleinsätzen für Ligaturendraht, Elastics und Lock Pins. Für weiche Drähte bis .012".

Micro Pin Ligaturecutter Triumph	1010-205107
----------------------------------	-------------



## Schneideinstrumente

### Heavy Wire Cutter

Starker Seitenschneider für Drähte bis 1,1 mm.

Heavy Wire Cutter	1009-51010
-------------------	------------



### Power Cutter TASK

Für Drähte bis 1,5 mm.

Power Cutter TASK	1009-60004
-------------------	------------



### Heavy Duty Cutter

Mit parallel ausgerichteten Spitzen. Ideal zum Anpassen von Gesichtsbögen. Für Drähte bis 2,3 mm.

Heavy Duty Cutter	1010-4150824
-------------------	--------------



### Hebelseitenschneider XL

Mit Hartmetalleinsätzen. Für Drähte bis 2,5 mm.

Hebelseitenschneider XL	1009-7201
-------------------------	-----------



## Utility Instrumente

### Weingart Universalzange TASK

Zum Halten und Positionieren von Bögen, mit und ohne Hartmetalleinsätzen lieferbar.


Weingart Universalzange TASK	1009-60501
Weingart Universalzange T.C. TASK	1009-60501T



### Crimpzange für Bogenhooks

Auch für extra kurze Bogenhooks geeignet. Mit geradem und abgewinkeltem Kopf lieferbar.


Crimpzange	1009-5130
Crimpzange abgewinkelt	1009-51302



### Lingualbogensetzzange abgewinkelt

Zum sicheren Setzen und Entfernen von Lingualbögen und Palatal Bars.


Lingualbogensetzzange	1009-5155
-----------------------	-----------



### Lingualbogensetzzange gerade

Zum sicheren Setzen und Entfernen von Lingualbögen und Palatal Bars. Mit feiner und starker Spitze.

Lingualbogensetzzange gerade, fein	1009-5159
Lingualbogensetzzange gerade, stark	1009-51592



### Bracketentfernungszange Keramik

Spezielles Design zum Debonden von Keramikbrackets.

Bracketentfernungszange Keramik	1009-DB050301
---------------------------------	---------------



## Biegezangen

### Hammerhai Zange TASK

Für 90°-Biegungen distal des Bukkalröhrchens.  
Für Nickeltitandrähte bis .025".

Hammerhai Zange TASK	1009-60900
----------------------	------------



### Aderer Dreifingerzange fein TASK

Besonders zierliche Branchen für das Biegen von  
Nickeltitandrähten. Für Drähte bis .028".

Aderer Dreifingerzange fein TASK	1009-60313
----------------------------------	------------



### Bird Beak Zange T.C. TASK

Klassisches Design, mit Hartmetalleinsätzen ausgestattet. Auch bei der herausnehmbaren Technik einsetzbar. Für Drähte bis .032".

Bird Beak Zange T.C. TASK	1009-60314T
---------------------------	-------------



### Tweedzange TASK

Zum Torquen von Vierkantdrähten und Aufsetzen von  
Bogenstopps. Für Drähte bis .022" x .028".

Tweedzange TASK	1009-60303
-----------------	------------



### Distal Bender

Zum Umbiegen von Bogenenden. Für Drähte bis .021" x .028".

Distal Bender	1009-DB050321
---------------	---------------





## Handinstrumente

### Mathieu Nadelhalter

Zum Ligieren von Drahtligaturen.

Mathieu Nadelhalter	1009-501
---------------------	----------



### Nadelhalter mit Kerbe

Fein gezackte Spitze mit Kerbe, zum Ligieren von Drahtligaturen.

Nadelhalter	1009-DB050408
-------------	---------------



### Smaha

Feine gezackte Spitzen für elastische Ligaturen.

Smaha Nadelhalter	1009-DB050409
-------------------	---------------



### Moskitoklemme

Zum Setzen von Gummiligaturen.

Moskitoklemme	1009-81010
---------------	------------



### Moskitoklemme gebogen

Mit gebogener Spitze. Zum Setzen von Gummiligaturen.

Moskitoklemme gebogen	1009-DB050315C
-----------------------	----------------



## Handinstrumente

### Setzpinzette diamantiert

Zum sicheren Setzen von Brackets. Kein Abgleiten durch diamantierte Spitze. Wahlweise mit Schnappverschluss lieferbar.

Setzpinzette diamantiert	1009-80012
Setzpinzette diamantiert, mit Schnappverschluss	1009-80013



### Bracketpinzette Classic

Das Pinzettenende kann als Angulierungshilfe genutzt werden.

Bracketpinzette Classic	1009-100
-------------------------	----------



### Bracketpinzette mit Positionierhilfe

Mit fein gezackter Spitze und Positionierhilfe.

Bracketpinzette mit Positionierhilfe	1009-DB050420
--------------------------------------	---------------



### Bracketpinzette extra fein

Mit extra zierlicher Spitze. Das Pinzettenende kann als Angulierungshilfe genutzt werden.

Bracketpinzette extra fein	1009-DB050421
----------------------------	---------------



### Klebebinzette

Zierliche Klebebinzette mit geschwungener Spitze. Ideal für Bukkalröhrchen und Lingualbrackets.

Klebebinzette	1009-DB050423
---------------	---------------



## Handinstrumente

### J. Nielsen Sonde

Mit 8-Kant-Griff, geriffelt.

J. Nielsen Sonde	1009-81009
------------------	------------



### Sonde einendig

Mit 8-Kant-Griff, geriffelt.

Sonde einendig	1009-DB050304
----------------	---------------



### Scaler doppelendig

Mit 8-Kant-Griff, geriffelt.

Scaler doppelendig	1009-DB050312
--------------------	---------------



### Band Seater & Scaler

Mit rundem geriffelten Griff.

Band Seater & Scaler	1010-85018
----------------------	------------



### Scaler einendig

Mit 8-Kant-Griff, geriffelt.

Scaler einendig	1009-81004
-----------------	------------



### Spatel mit Sonde

Mit rundem geriffelten Griff.

Spatel mit Sonde	1009-DB050320
------------------	---------------



## Handinstrumente

### Sonde mit Scaler

Zum Entfernen von überschüssigem Klebmaterial. 8-Kant-Griff.

Sonde mit Scaler	1009-81003
------------------	------------



### Ligaturenverstecker doppelendig

Mit 8-Kant-Griff, geriffelt.

Ligaturenverstecker doppelendig	1009-81002
---------------------------------	------------



### Ligaturenverstecker doppelendig

Mit rundem geriffelten Griff.

Ligaturenverstecker doppelendig	1009-DB050311
---------------------------------	---------------



### Ligaturenverstecker doppelendig

Mit rundem geriffelten Griff.

Ligaturenverstecker doppelendig	1010-85016
---------------------------------	------------



### Twirl-On Ligator

Mit rundem geriffelten Griff.

Twirl-On Ligator	1009-DB055317
------------------	---------------



### Ligiermodul Entferner doppelendig

Mit 8-Kant-Griff, geriffelt.

Ligiermodul Entferner	1010-85015
-----------------------	------------



## Handinstrumente

### Zementspatel

Mit 8-Kant-Griff, geriffelt.

Zementspatel	1009-DB050325
--------------	---------------



### Heidemann Spatel

Doppelendig. Zum Anmischen von Zement und Befüllen von Molarenbändern.

Heidemann-Spatel	1012-811600
------------------	-------------



### College Pinzette

College Pinzette 15 cm, geriffelt.


College Pinzette	1012-270241
------------------	-------------



### Carriere Motion Setzpinzette

Setzpinzette mit Kerbe an der Spitze.


Carriere Motion Setzpinzette	1010-201507
------------------------------	-------------



### SLX 3D EZ Twist Opener

Doppelendiges Öffnungsinstrument für Carriere SLX 3D Brackets. Eine Seite mit spitzem Dorn, die andere Seite wahlweise mit abgewinkelter Setzpinzette oder klassischer College Pinzette.

SLX 3D EZ Twist mit Setzpinzette	1010-201508
SLX 3D EZ Twist mit College Pinzette	1010-201509



## Handinstrumente

### Mundspiegelgriff COLORI

	Art.Nr.
Mundspiegelgriff COLORI blau	1009-490BL
Mundspiegelgriff COLORI gelb	1009-490GE
Mundspiegelgriff COLORI grün	1009-490GR
Mundspiegelgriff COLORI rot	1009-490RO
Mundspiegelgriff COLORI schwarz	1009-490SC



### Mundspiegelgriff

Mundspiegel Größe 4 plan und passender Griff.

	Art.Nr.
Mundspiegelgriff	1009-DB050313
Mundspiegel 12 Stck	1009-DB050313M
Mundspiegelgriff und Mundspiegel 12 Stck	1009-DB050313H



### Beißknochen

Autoklavierbar.

	Art.Nr.
Beißknochen blau	1006-19401
Beißknochen orange	1006-19402
Beißknochen hellgrün	1006-19403
Beißknochen lila	1006-19404
Beißknochen rot	1006-19405
Beißknochen türkis	1006-19406
Beißknochen weiß	1006-19407





## Diagnostik

### Schieblehre Münchner Modell

Nur für extraorale Messungen.

Schieblehre Münchner Modell	1009-80081
-----------------------------	------------



### Schieblehre Zürcher Modell

Nur für extraorale Messungen.

Schieblehre Zürcher Modell	1009-80083
----------------------------	------------



### Schieblehre Beerendonk

Nur für extraorale Messungen.

Schieblehre Beerendonk	1009-80084
------------------------	------------



### Messlineal

Aus Edelstahl, 150 mm.


Messlineal	1009-DB050318
------------	---------------



### Messlineal overbite

Aus Edelstahl, 6 cm.

Messlineal overbite	1009-DB050001
---------------------	---------------



### Durchzeichenfolie

Für Fernröntgenbilder, Format 18 x 24 cm. Packung mit 100 Blatt.

Durchzeichenfolie	1090-00010
-------------------	------------



## Diagnostik

### Bracket-Markierkreuz mit Stahlspitzen

Aus Edelstahl. Abstände 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm mit Stahlspitzen.

Bracket-Markierkreuz	1009-DB050004
----------------------	---------------



### Bracket-Markierkreuz mit Grafitminen

Aus Edelstahl, mit auswechselbaren Grafitminen (0,5 mm Härtegrad B). Abstände 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm.

	Menge	Art.Nr.
Bracket-Markierkreuz	1 Stck	1009-80031
Grafitminen 0,5 mm	12 Stck	1009-80032
Ersatzkappen für Markierkreuz	4 Stck	1009-80033



### Markierungsringe für Instrumente

Aus Silikon, latexfrei und autoklavierbar.

	Menge	Art.Nr.
Markierungsringe blau	100 Stck	1006-19701
Markierungsringe grün	100 Stck	1006-19702
Markierungsringe rot	100 Stck	1006-19703
Markierungsringe gelb	100 Stck	1006-19704
Markierungsringe schwarz	100 Stck	1006-19705
Markierungsringe weiß	100 Stck	1006-19706
Markierungsringe pink	100 Stck	1006-19708
Markierungsringe orange	100 Stck	1006-19709



01	Brackets
02	Bänder & Bukkalröhrchen
03	Bögen & Drähte
04	Kleber & Zement
05	Elastomerics
06	Extraoral
07	Instrumente
<b>08</b>	<b>Carriere Motion 3D</b>
09	Tiefziehtechnik & Aligner
10	Zubehör
11	Labor & Geräte
12	Praxisorganisation
13	Inhaltsverzeichnis



## Carriere Motion 3D - Schnell. Schonend. Natürlich.

### Schnell.

Mit dem Carriere Motion 3D verkürzen Sie die Behandlungszeit einer Klasse II um bis zu vier Monate, da die Malokklusion zu Beginn behandelt wird und keine divergierenden Kräfte von Brackets oder anderen Apparaturen auftreten. Zu diesem Zeitpunkt ist die Motivation und damit die Kooperationsbereitschaft Ihrer Patienten am größten. Somit kann eine Klasse II-Korrektur durchschnittlich in etwa drei bis vier Monaten abgeschlossen werden.

### Schonend.

Die geringen Kräfte des Carriere Motion 3D sorgen für eine sanfte Behandlung Ihrer Patienten. Das Low Profile-Design gewährleistet ein hohes Maß an Patientenfreundlichkeit. Weil bereits im ersten Schritt die Klasse-II-Plattform korrigiert wird, gestaltet sich die gesamte weitere Behandlung für Sie leichter und für Ihre Patienten komfortabler.


### Natürlich.

Das menschliche Hüftgelenk mit Gelenkkopf und Gelenkpfanne dient dem Carriere Motion 3D als Vorbild und ermöglicht dem ersten Molaren das Drehen und die Aufrichtung in seine natürliche und korrekte Schlussposition. Die dauerhafte und gleichmäßige Kraft stellt die Molarenbewegung nach distal mit kontrollierter Rotation sicher. Die integrierten Stopps verhindern dabei eine Überrotation der Molaren und bewahren die Zahnkronen der Molaren davor, nach distal zu kippen. Der Carriere Motion 3D wirkt während der gesamten Klasse II-Behandlung linear zu den natürlichen Kräften.

### Die Carriere Motion 3D Technik - richtungweisend für die Kieferorthopädie.

Mit der Reduzierung der Extraktionen und der Umwandlung von schwierigen Klasse II-Patienten in einfache Klasse I-Patienten ist eine Vision wahr geworden – zum Vorteil für Sie und Ihre Patienten. Das schlanke, ästhetische und nicht-invasive Design sowie eine bis zu vier Monate verkürzte Behandlungszeit gestalten Klasse II-Behandlungen effizient, komfortabel und patientenfreundlich. Die Funktion der natürlichen, schonenden und gleichmäßigen Kraft zur distalen Molarenbewegung mit kontrollierter Rotation und einer Korrektur der Kippung der Molaren löst komplexe Problemstellungen geradezu mühelos, noch ehe Brackets oder weitere Apparaturen eingesetzt werden.

Das Kugelgelenk des Molarenpads ermöglicht die Rotation und Aufrichtung der Molaren in deren jeweils optimale Position.



Schlanke, komfortable Design für höheren Tragekomfort.

Die Haken gewährleisten ein einfaches Einhängen der Gummizüge.

Der stabile Steg passt sich im Seitenzahnbereich aufgrund seiner leichten Wölbung optimal der Krümmung der beiden oberen Prämolaren an.

Das Eckzahnpad wird auf das mesiale Drittel des oberen Eckzahns geklebt. Es ermöglicht somit dessen Bewegung entlang des Alveolarfortsatzes, ohne dass er dabei kippt.

## Carriere Motion 3D - Schnell. Schonend. Natürlich.

### Die Funktionsweise

- Es wird die posteriore Okklusion in eine ideale Klasse I-Plattform korrigiert, indem zunächst die Oberkiefermolaren distalisiert, derotiert und aufgerichtet werden, während gleichzeitig das posteriore Bogensegment vom Eckzahn oder Prämolare bis zum Molaren in eine perfekte Okklusions-Relation gestellt wird.
- Der Carriere Motion 3D gibt gleichzeitig leichte, natürliche und gleichmäßige Kräfte zur Distalisierung des Molaren ab.
- Die Korrektur der Klasse II-Malokklusion wird gleich zu Beginn der kieferorthopädischen Behandlung vorgenommen; dabei treten noch keine divergierenden Kräfte auf. Dies macht eine Distalisierung der Molaren und Prämolaren in einer Größenordnung von durchschnittlich 3 bis 6 mm möglich.

### Die Indikationen

- Hervorragende Behandlung von symmetrischen und asymmetrischen Malokklusionen ohne Extraktionen.
- Einsatz bei vielen Klasse I-Patienten mit mesial positionierten Oberkiefermolaren.
- Ideal für Patienten im Wachstum, es können aber ebenso erwachsene Patienten behandelt werden.
- Patienten im Wechselgebiss mit voll eruptierten Molaren sind als mögliche Zielgruppe für die Phase 1 der Behandlung anzusehen, um eine Klasse I-Plattform zu realisieren.


### Leichte Platzierung

Der Carriere Motion 3D wird im Oberkiefer geklebt, benötigt jedoch eine solide und gleichmäßige Art von Unterkieferverankerung, um eine Protrusion der unteren Front zu vermeiden. Dies wird erreicht durch:

- den Einsatz einer Essix-Schiene im Unterkiefer, kombiniert mit Carriere Motion 3D Sidekick Hooks oder Klebe-Bukkalaröhren auf den Unterkiefermolaren
- die Verwendung eines passiven Lingualbogens
- die Anwendung einer vollen Behänderung im Unterkiefer
- die Fixierung mit Minischrauben

Ist die Apparatur geklebt, werden die Carriere Gummizüge vom Molaren bis zum Haken am Oberkiefer-Eckzahn oder Prämolare eingehängt und der Carriere Motion 3D ist aktiv.

### Vor der Behandlung



1. Stark ausgeprägter Überbiss.
2. Engstand im Frontzahnbereich.
3. Nach mesial rotierte Molaren.

### Nach der Behandlung




1. Die Molaren sind derotiert und aufgerichtet.
2. Es konnte Platz zur Auflösung des Engstandes ohne Extraktionen geschaffen werden.
3. Die Molaren und Eckzähne haben sich in eine Klasse I-Beziehung bewegt.



## Carriere Motion 3D Klasse II

## Bestellinformation Einzelgrößen

Größe	Farbcode	links	rechts	Paar
12 mm	-	1010-424912LN	1010-424912RN	1010-424912CN
13 mm	-	1010-424913LN	1010-424913RN	1010-424913CN
14 mm	-	1010-424914LN	1010-424914RN	1010-424914CN
15 mm	gelb ●	1010-424915LN ●●	1010-424915RN ●●	1010-424915CN ●●
16 mm	weiß ○	1010-424916LN ○○	1010-424916RN ○○	1010-424916CN ○○
17 mm	rot ●	1010-424917LN ●●	1010-424917RN ●●	1010-424917CN ●●
18 mm	blau ●	1010-424918LN ●●	1010-424918RN ●●	1010-424918CN ●●
19 mm	grün ●	1010-424919LN ●●	1010-424919RN ●●	1010-424919CN ●●
20 mm	pink ●	1010-424920LN ●●	1010-424920RN ●●	1010-424920CN ●●
21 mm	violett ●	1010-424921LN ●●	1010-424921RN ●●	1010-424921CN ●●
22 mm	schwarz ●	1010-424922LN ●●	1010-424922RN ●●	1010-424922CN ●●
23 mm	gelb ●	1010-424923LN ●●	1010-424923RN ●●	1010-424923CN ●●
24 mm	weiß ○	1010-424924LN ○○	1010-424924RN ○○	1010-424924CN ○○
25 mm	rot ●	1010-424925LN ●●	1010-424925RN ●●	1010-424925CN ●●
26 mm	blau ●	1010-424926LN ●●	1010-424926RN ●●	1010-424926CN ●●
27 mm	grün ●	1010-424927LN ●●	1010-424927RN ●●	1010-424927CN ●●
28 mm	pink ●	1010-424928LN ●●	1010-424928RN ●●	1010-424928CN ●●
29 mm	violett ●	1010-424929LN ●●	1010-424929RN ●●	1010-424929CN ●●
30 mm	schwarz ●	1010-424930LN ●●	1010-424930RN ●●	1010-424930CN ●●
31 mm	grau ●	1010-424931LN ●●	1010-424931RN ●●	1010-424931CN ●●
32 mm	-	1010-424932LN	1010-424932RN	1010-424932CN
33 mm	-	1010-424933LN	1010-424933RN	1010-424933CN
34 mm	-	1010-424934LN	1010-424934RN	1010-424934CN



## Bestellinformation Sortimente

	Art.Nr.
Carriere Motion 3D Trial Kit mit je 1 Paar 23, 25 und 27 mm	1010-424900CN
Carriere Motion 3D Trial Kit mit je 1 Paar 16, 18, 20, 23, 25 und 27 mm	1010-424901CN
Carriere Motion 3D Standard Kit mit 20 Paar (2 x 16, 3 x 18, 2 x 20, 3 x 23, 6 x 25, 4 x 27 mm)	1010-424902CN

## Carriere Motion 3D Klasse II Colors

## Bestellinformation Einzelgrößen

Farbe	Größe	Farbcode	links	rechts	Paar
	16 mm	○	1010-425116L	1010-425116R	1010-425116C
	18 mm	●	1010-425118L	1010-425118R	1010-425118C
	20 mm	●	1010-425120L	1010-425120R	1010-425120C
	23 mm	●	1010-425123L	1010-425123R	1010-425123C
	25 mm	●	1010-425125L	1010-425125R	1010-425125C
	27 mm	●	1010-425127L	1010-425127R	1010-425127C
	16 mm	○	1010-425216L	1010-425216R	1010-425216C
	18 mm	●	1010-425218L	1010-425218R	1010-425218C
	20 mm	●	1010-425220L	1010-425220R	1010-425220C
	23 mm	●	1010-425223L	1010-425223R	1010-425223C
	25 mm	●	1010-425225L	1010-425225R	1010-425225C
	27 mm	●	1010-425227L	1010-425227R	1010-425227C
	16 mm	○	1010-425316L	1010-425316R	1010-425316C
	18 mm	●	1010-425318L	1010-425318R	1010-425318C
	20 mm	●	1010-425320L	1010-425320R	1010-425320C
	23 mm	●	1010-425323L	1010-425323R	1010-425323C
	25 mm	●	1010-425325L	1010-425325R	1010-425325C
	27 mm	●	1010-425327L	1010-425327R	1010-425327C
	16 mm	○	1010-425416L	1010-425416R	1010-425416C
	18 mm	●	1010-425418L	1010-425418R	1010-425418C
	20 mm	●	1010-425420L	1010-425420R	1010-425420C
	23 mm	●	1010-425423L	1010-425423R	1010-425423C
	25 mm	●	1010-425425L	1010-425425R	1010-425425C
	27 mm	●	1010-425427L	1010-425427R	1010-425427C
	16 mm	○	1010-425516L	1010-425516R	1010-425516C
	18 mm	●	1010-425518L	1010-425518R	1010-425518C
	20 mm	●	1010-425520L	1010-425520R	1010-425520C
	23 mm	●	1010-425523L	1010-425523R	1010-425523C
	25 mm	●	1010-425525L	1010-425525R	1010-425525C
	27 mm	●	1010-425527L	1010-425527R	1010-425527C



## Carriere Motion 3D Klasse II Clear

### Bestellinformation Einzelgrößen

	Farbcode		links		rechts	Paar
Carriere Motion 3D Clear 16 mm	weiß	○	1010-424816LC	○○	1010-424816RC	1010-424816C
Carriere Motion 3D Clear 18 mm	blau	●	1010-424818LC	●●	1010-424818RC	1010-424818C
Carriere Motion 3D Clear 20 mm	pink	●	1010-424820LC	●●	1010-424820RC	1010-424820C
Carriere Motion 3D Clear 23 mm	gelb	●	1010-424823LC	●●	1010-424823RC	1010-424823C
Carriere Motion 3D Clear 25 mm	rot	●	1010-424825LC	●●	1010-424825RC	1010-424825C
Carriere Motion 3D Clear 27 mm	grün	●	1010-424827LC	●●	1010-424827RC	1010-424827C

### Bestellinformation Sortimente

	Art.Nr.
Carriere Motion 3D Clear Trial Kit mit je 1 Paar 23, 25 und 27 mm	1010-424800C
Carriere Motion 3D Clear Intro Kit mit je 1 Paar 16, 18, 20, 23, 25 und 27 mm	1010-424801C
Carriere Motion 3D Clear Standard Kit mit 20 Paar (2 x 16, 3 x 18, 2 x 20, 3 x 23, 6 x 25, 4 x 27 mm)	1010-424802C




Weiterführende Informationen zum Carriere Motion 3D, zur Größenbestimmung, Verankerungsmöglichkeiten und Tragezeiten der Gummizüge finden Sie in unserem Carriere Motion 3D Handbuch!

## Carriere Motion 3D Klasse III - Einfach einfacher.

Der Carriere Motion 3D Klasse III ist eine minimal-invasive Lösung zur Behandlung von Klasse III-Fehlstellungen ohne Extraktionen, kieferchirurgische Operationen oder unangenehme und auffällige Delairmasken. Er ist genauso einfach zu platzieren wie ein Bracket oder Bukkalröhrchen und wurde so entwickelt, dass zuverlässige Ergebnisse erzielt werden. Die Apparatur wird bereits zu Beginn der Behandlung eingesetzt. Auf diese Weise wird eine rasche anteriore/posteriore Korrektur ermöglicht, wodurch die Gesamtbehandlungszeit um mehrere Monate verkürzt werden kann. Intraorale Gummizüge verbinden den Carriere Motion 3D Klasse III mit einer Verankerung im Oberkiefer, um den posterioren Bereich im Unterkiefer zu aktivieren und ihn physisch als Block in eine Klasse I-Plattform zu bewegen. Sobald die Klasse I erreicht ist, kann mit Multiband oder Alignern fortgefahren werden, um den Fall schnell und einfach abzuschließen.

Einfache, zuverlässige und direkt zu klebende Attachmentpunkte.

Multilaterale Krümmung in der Mitte und an den distalen Segmenten, die eine optimale anatomische Passung sowie ein sanftes Repositionieren des Molaren gewährleistet.



Das Material zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität und ein einzigartiges Federvermögen aus. Verformungen können somit erst gar nicht entstehen.

Die Universalapparatur (links/rechts identisch) ist in acht verschiedenen Größen erhältlich. Um ein leichtes Identifizieren zu gewährleisten, sind die 6 Standardgrößen farbcodiert.



## Carriere Motion 3D Klasse III

### Bestellinformation Einzelgrößen

	Farbcode		rechts/links	Paar
Carriere Motion 3D Klasse III 16 mm universal	weiß	○	1010-424416	1010-424416C
Carriere Motion 3D Klasse III 18 mm universal	blau	●	1010-424418	1010-424418C
Carriere Motion 3D Klasse III 20 mm universal	pink	●	1010-424420	1010-424420C
Carriere Motion 3D Klasse III 23 mm universal	gelb	●	1010-424423	1010-424423C
Carriere Motion 3D Klasse III 25 mm universal	rot	●	1010-424425	1010-424425C
Carriere Motion 3D Klasse III 27 mm universal	grün	●	1010-424427	1010-424427C
Carriere Motion 3D Klasse III 29 mm universal			1010-424429	1010-424429C
Carriere Motion 3D Klasse III 31 mm universal			1010-424431	1010-424431C

### Bestellinformation Sortiment

	Art.Nr.
Carriere Motion 3D Klasse III Trial Kit mit je 1 Paar 23, 25 und 27 mm	1010-424407C
Carriere Motion 3D Klasse III Intro Kit mit je 1 Paar 16, 18, 20, 23, 25 und 27 mm	1010-424408C

## Carriere Motion 3D Zubehör

### Carriere Motion 3D Aufbewahrungsbox

Mit transparentem Deckel, für bis zu 10 Größen.

Carriere Motion 3D Aufbewahrungsbox	1010-CDATRAY
-------------------------------------	--------------



### Carriere Motion 3D Gummizüge

Hergestellt aus chirurgischem Latex, in den Kräften Force I und II für die unterschiedlichen Behandlungsphasen. Verpackungseinheit: je 100 Gummizüge pro Patiententütchen, 50 Tütchen pro Packung (5000 Stück). Lieferung erfolgt im praktischen Spender-Karton.


	Menge	Art.Nr.
Carriere Motion 3D Elastics Force I, 6 oz. 1/4"	5000 Stck	1010-4249F1
Carriere Motion 3D Elastics Force II, 8 oz. 3/16"	5000 Stck	1010-4249F2



### Carriere Motion 3D Sidekick Hooks

Die Carriere Klebehäkchen wurden speziell für die Anwendung mit der Motion Apparatur design. Für leichteres Einhängen der Gummizüge, auch Force II. Packung mit 10 Stück.

Carriere Motion 3D Sidekick Hooks	1010-430003
-----------------------------------	-------------





## Carriere Motion 3D Zubehör



### Carriere Motion 3D Setzpinzette

Spezielles Design mit Kerbe an der Spitze.

Carriere Motion 3D Setzpinzette	1010-201507
---------------------------------	-------------



### Triumph Micro Pin Ligaturecutter

Ligaturecutter mit Hartmetalleinsätzen für Ligaturrendraht, Elastics und Lock Pins. Für weiche Drähte bis .012". Auch zum Debonden des Carriere Motion 3D Klasse III geeignet.

Triumph Micro Mini Pin Ligaturecutter	1010-205107
---------------------------------------	-------------



### Triumph Bracketentfernungszange

Abgewinkelte Bracketentfernungszange mit scharfen Spitzen. Auch geeignet zum Debonden des Carriere Motion 3D.

Triumph Bracketentfernungszange	1010-205220XL
---------------------------------	---------------



## Carriere Motion 3D Zubehör

### iXion Hole Punch Zange

Halbmondförmige Ausstanzungen können in die Verankerungsschiene beim Einsatz des Carriere Motion eingebracht werden, um Platz für das Häkchen zum Einhängen der Gummizüge zu schaffen. Die Zange muss vor Gebrauch **nicht** erhitzt werden.

Hole Punch Zange	1009-IX891
------------------	------------



### Carriere Motion 3D Typodonten & Schaumodelle

Für die Patientenaufklärung und zu Schulungszwecken im Team bieten wir 5-fach vergrößerte Modelle der Apparaturen und verschiedene Varianten von Typodonten an. Auf Wunsch fertigen wir Typodonten auch individuell an.

	Art.Nr.
Carriere Motion 3D Typodont Idealokkl., UK Schiene/Tubes	1010-6310217CM
Carriere Motion 3D Typodont Idealokkl., UK LB/Bänder	1010-6310227CM
Carriere Motion 3D Typodont Idealokkl., UK Schiene/Sidekick Hooks	1010-631017DNE
Carriere Motion 3D Typodont Malokkl., UK Schiene/Tubes	1010-6310218CM
Carriere Motion 3D Typodont Malokkl., UK LB/Bänder	1010-6310228CM
Carriere Motion 3D Typodont Stahl/Clear Idealokkl., UK Schiene/Tubes	1010-631017CMNE
Carriere Motion 3D Clear Typodont Idealokkl., UK Schiene/Sidekick Hooks	1010-631017CNE
Carriere Motion 3D Kl. III Typodont Idealokkl., OK Schiene/Sidekick Hooks	1010-631033DNE
Carriere Motion 3D Schaumodell 5-fach vergrößert	1010-631424X
Carriere Motion 3D Clear Schaumodell 5-fach vergrößert	1010-631424CX
Carriere Motion 3D Klasse III Schaumodell 5-fach vergrößert	1010-631433X
Carriere Motion 3D Palette mit allen 8 Varianten	1010-631021



### Carriere Motion 3D Praxismarketing

Wir unterstützen Sie mit dem richtigen Carriere Motion Praxismarketing bei der gezielten Patientenkommunikation. Neben Broschüren, Aufsteller und Poster bieten wir auch eine Reihe von Bildmaterial z.B. für Ihre Webseite an.

	Art.Nr.
Carriere Motion 3D Patientenbroschüre	.PB001-04
Carriere Motion 3D Clear Patientenbroschüre	.PB007-01
Carriere Motion 3D Klasse III Patientenbroschüre	.PB008-01
Carriere Motion 3D Colors Patientenbroschüre	.PB009-01
Carriere Motion 3D Praxisaufsteller	.PA001-03
Carriere Motion 3D Praxisposter DIN A2	.PP001-02



**01** Brackets

**02** Bänder & Bukkalröhrchen

**03** Bögen & Drähte

**04** Kleber & Zement

**05** Elastomerics

**06** Extraoral

**07** Instrumente

**08** Carriere Motion 3D


**09** Tiefziehtechnik & Aligner

**10** Zubehör

**11** Labor & Geräte

**12** Praxisorganisation

**13** Inhaltsverzeichnis



## Tiefziehfolien

Für jede Anwendung die passende Folie



	Aligner	Retainer	Knirscherschiene	Aufbissschiene	Bleachingschiene	Sport-Mundschutz	zum Dublieren	Verbindet sich mit Acrylat und Klebern	Temporäre Kronen und Brücken
Essix PLUS		x	x					x	x
Essix ACE	x	x							x
Essix C+			x	x					
Essix A+				x				x	
Essix Bleach Tray & Model Duplication					x		x		
iconic Original	x	x	x	x				x	
iconic Alpha	x	x		x					
iconic Mouthguard						x			
iconic Soft EVA					x	x	x		



## Essix PLUS

Retentions- und Knirscherschienen.  
Essix PLUS Folien sind kristallklar und somit absolut unauffällig. Zudem weisen die Folien eine extrem hohe Strapazierfähigkeit und Formstabilität auf. Sie sind angenehm zu tragen und eignen sich zur Fertigung von Retainern oder Knirscherschienen bei Bruxismus-Patienten. Sie verbinden sich mit Acryl und Haftvermittlern und sind als Aligner für geringe Zahnbewegungen, temporäre Brücken sowie exzellent zur UK-Verankerung bei Einsatz des Carriere Motion geeignet. Mühelos vom Modell entfernbar lassen sich Essix PLUS Folien problemlos trimmen.

	Menge	127 mm eckig	125 mm eckig	125 mm rund	120 mm rund
.035" / 0,875 mm	80 Stck	1004-1APL35S5	1004-1APL35S125	1004-1APL35C125	1004-1APL35C120
.040" / 1 mm	80 Stck	1004-1APL40S5	1004-1APL40S125	1004-1APL40C125	1004-1APL40C120

## Tiefziehfolien

## Essix ACE

Aligner- und Retentionsschienen.  
Ideal auch für geringe Zahnbewegungen mit dem Hilliard System und temporäre, anteriore Brücken. Durchschnittliche Nutzungsdauer 18 bis 24 Monate.



	Menge	127mm eckig	125mm eckig	125mm rund	120mm rund
.030" / 0,75 mm	100 Stck	1004-11A350	1004-11A347	1004-11A325	1004-11A320
.035" / 0,875 mm	100 Stck	1004-11AH50	1004-11AH347	1004-11AH25	1004-11AH20
.040" / 1 mm	100 Stck	1004-11A450	1004-11A478	1004-11A425	1004-11A420

## Essix C+

Aligner und Retainer für Knirscher, auch für Aufbissschienen geeignet. Verbindet sich nicht mit Acrylaten und Haftvermittlern. Durchschnittliche Nutzungsdauer 24 Monate.



	Menge	127 mm eckig	125 mm eckig	125 mm rund	120 mm rund
.040" / 1 mm	100 Stck	1004-11C500	1004-11C478	1004-11C125	1004-11C120

## Essix A+

Die klassische Aufbissschiene. Verbindet sich mit Acrylat und allen gängigen Klebern. Geeignet für Splints und Schnarcherschienen. Durchschnittliche Nutzungsdauer 12 Monate.

	Menge	127 mm eckig	125 mm eckig	125 mm rund	120 mm rund
.020" / 0,5 mm	100 Stck	1004-110025	1004-110020	1004-111020	1004-111021
.030" / 0,75 mm	100 Stck	1004-110035	1004-110030	1004-111030	1004-111031
.040" / 1 mm	100 Stck	1004-110045	1004-110040	1004-111040	1004-111041
.060" / 1,5 mm	50 Stck	1004-110065	1004-110060	1004-111060	1004-111061
.080" / 2 mm	50 Stck	1004-110085	1004-110080	1004-111080	1004-111081
.0120" / 3 mm	25 Stck	1004-113500		1004-113125	1004-113120

## Essix Bleach Tray &amp; Model Duplication

Für Bleachingschienen (1 oder 1,5 mm Stärke) und zum Dublieren von Modellen.

	Menge	127 mm eckig	125 mm rund
.040" / 1 mm	25 Stck	1004-11M045	1004-11M04C
.060" / 1,5 mm	25 Stck	1004-11M065	1004-11M06C
.080" / 2 mm	25 Stck	1004-11M085	1004-11M08C





## Tiefziehfolien



## iconic Original

Zur Herstellung von Aligner- und Retentionsschienen. Ideal auch für geringe Zahnbewegungen, Aufbiss- und Knirscherschienen. Verbindet sich mit Acrylat und allen gängigen Klebern. **Folie** auf beiden Seiten, die als **Isolier-** bzw. **Platzhalterfolie** eingesetzt werden kann (hitzebeständig). Durchschnittliche Nutzungsdauer 18 bis 24 Monate.

	Menge	127mm eckig	125mm rund	120mm rund
.030" / 0,75 mm	50 Stck	1004-DBL30600	1004-DBL30601	1004-DBL30602
.040" / 1 mm	50 Stck	1004-DBL30603	1004-DBL30604	1004-DBL30605
.060" / 1,5 mm	50 Stck	1004-DBL30606	1004-DBL30607	1004-DBL30608



## iconic Alpha

Zur Herstellung von Alignern und Retainern für Knirscher, auch für Aufbisschienen geeignet. Verbindet sich nicht mit Acrylaten und Haftvermittlern. Durchschnittliche Nutzungsdauer 24 Monate.

	Menge	127 mm eckig	125 mm rund	120 mm rund
.040" / 1 mm	50 Stck	1004-DBL30802	1004-DBL30800	1004-DBL30801



## iconic Soft

Zum Dublieren von Modellen, für die Herstellung von Nachtschienen und Mundschutzen.

	Menge	127 mm eckig	125 mm rund	120 mm rund
.080" / 2 mm	25 Stck	1004-DBL30008	1004-DBL30105	1004-DBL30003
.120" / 3 mm	25 Stck	1004-DBL30009	1004-DBL30104	1004-DBL30004
.160" / 4 mm	25 Stck	1004-DBL30010	1004-DBL30106	1004-DBL30005

## Tiefziehfolien




## iconic Mouthguard

EVA Sportmundschutzmaterial, exzellenter Halt, einfach laminierbar. Einzeln bestellbar - unkomplizierte Lagerhaltung der bunten Farben.

	Menge	Farbe	127 mm eckig	125 mm rund	120 mm rund
.120" / 3 mm	Stck	blau	1004-DBL31018	1004-DBL31017A	1004-DBL31017
.120" / 3 mm	Stck	grün	1004-DBL31020	1004-DBL31019A	1004-DBL31019
.120" / 3 mm	Stck	gelb	1004-DBL31012	1004-DBL31011A	1004-DBL31011
.120" / 3 mm	Stck	schwarz	1004-DBL31024	1004-DBL31023A	1004-DBL31023
.120" / 3 mm	Stck	rot	1004-DBL31014	1004-DBL31013A	1004-DBL31013
.120" / 3 mm	Stck	weiß	1004-DBL31051	1004-DBL31050A	1004-DBL31050
.160" / 4 mm	Stck	blau	1004-DBL30018	1004-DBL30017A	1004-DBL30017
.160" / 4 mm	Stck	grün	1004-DBL30020	1004-DBL31009A	1004-DBL30019
.160" / 4 mm	Stck	gelb	1004-DBL30012	1004-DBL30011A	1004-DBL30011
.160" / 4 mm	Stck	schwarz	1004-DBL30024	1004-DBL30023A	1004-DBL30023
.160" / 4 mm	Stck	rot	1004-DBL30014	1004-DBL30013A	1004-DBL30013
.160" / 4 mm	Stck	weiß	1004-DBL30051	1004-DBL30050A	1004-DBL30050
.160" / 4 mm	Stck	orange	1004-DBL30022	1004-DBL30021A	1004-DBL30021


## Fräsen & Trimmwerkzeuge



### Essix Fensterschneider

Zum Ausschneiden von Fenstern und Trimmen der Konturen von Schienen.

	Menge	Art.Nr.
Fensterschneider	1	1004-118925



### Trennscheibe iconic

Sägeblatt zum einfachen Trimmen der Schienen noch am Modell.

	Menge	Art.Nr.
Trennscheibe iconic	1	1004-DBL40150



### Skalpell

Zum Schneiden von Schienen noch am Modell, zum Abschneiden distaler Enden oder Ausschneiden von Fenstern.

	Menge	Art.Nr.
Skalpell	1 Stck	1004-118800
Ersatzklingen	25 Stck	1004-1188RF



### Folienscheren

Zum Zuschneiden von Schienen; auch geeignet für das präzise Anpassen der Ränder.

	Menge	Art.Nr.
Folienschere db	1 Stck	1009-DB050331
Folienschere Dreve, schwarz	1 Stck	1017-D4369



## Fräsen und Trimmwerkzeuge

### Folienpolierer

Zum Polieren der Kanten.

	Menge	Art.Nr.
Folienpolierer Set je 1 Stck	3 Stck	1004-118970
Folienpolierer fein, gelb	1 Stck	1004-118971
Folienpolierer medium, schwarz	1 Stck	1004-118972
Folienpolierer grob, grün	1 Stck	1004-118973



### Polierbürsten

Zum Polieren der Kanten.

	Menge	Art.Nr.
Polierbürsten Set je 4 Stck	12 Stck	1004-11898C
Polierbürsten fein, rot	12 Stck	1004-118983
Polierbürsten medium, schwarz	12 Stck	1004-118982
Polierbürsten grob, braun	12 Stck	1004-118981



### Trimmfräsen

Zum einfachen und effizienten Fräsen von Schienen. Für gerade Handstücke mit einer maximalen Drehzahl von 10.000 U/min.

	Menge	Art.Nr.
Trimmfräse regulär (gold) Kopfgröße 5,5 x 13,2 mm	1 Stck	1004-118901
Trimmfräse schmal Kopfgröße 2,3 x 23 mm	1 Stck	1004-118979N
Trimmfräse breit Kopfgröße 7 x 14 mm	1 Stck	1004-118979W



### Big Burtha

Spezieller Trimmer für Sportmundschutz mit Zirkon-Nitrid-Beschichtung. Ideal für alle EVA Materialien. Glatte Kanten nach dem Entfernen überstehenden Kunststoffs, keinerlei Wärmeentwicklung.

Big Burtha Trimmfräse	1	1004-DBL40005
-----------------------	---	---------------

*Big Burtha*





## Tiefziehtechnik



### Isofolan-Folie

Folie mit optimaler Isolierwirkung für Gips/Kunststoff in der Tiefziehtechnik, auch als Platzhalterfolie in der Schienentechnik einsetzbar. Verbindet sich nicht mit Acrylat.

	Menge	Art.Nr.
Isofolan-Folie 0,1 x 120 mm rund	100 Stck	1018-0700.1
Isofolan-Folie 0,1 x 125 mm rund	100 Stck	1018-3207.1

### Triad Gel

Zum Ausblocken übermäßiger Unterschnitte am Gips, zur Korrektur kleiner Abweichungen oder Beschädigungen am Modell. Auch zur Fertigung von Aufbissen oder Splints. Packung mit je 4 Tuben, in den Farben pink, blau und transparent.

	Menge	Art.Nr.
Triad Gel clear pink, 4 Tuben (4 x 22 g)	88 g	1004-130004
Triad Gel clear blue, 4 Tuben (4 x 22 g)	88 g	1004-130005
Triad Gel clear, 4 Tuben (4 x 22 g)	88 g	1004-130006

### Fillin

Wiederverwendbares, leicht formbares Ausblockmaterial auf Silikonbasis zum Auffüllen unter sich gehender Modellbereiche. Packung mit 60 g.

	Art.Nr.
Fillin in Streifen	1017-D4254

### Reliance Aligner Attachments

Alles was Sie benötigen um Aligner Attachments in oval, rechteckig oder mit Häkchen herzustellen.

	Menge	Art.Nr.
Aligner Attachments rechteckig	5 Stck	1006-81566
Aligner Attachments oval	5 Stck	1006-81567
Aligner Attachments Knöpfchen mit Hook	5 Stck	1006-81568
Light Cure Retainer Spritze	1,5 g	1006-81185K
Assure Bonding Flasche	2 cc	1006-81193K



## Zubehör

### Bond Aligner

Einfaches und sicheres Anbringen von Attachments aus Metall, Kunststoff oder Keramik auf Schienen, ohne aufwändiges Vorbereiten der Klebefläche. Wir empfehlen ein kurzes Anrauen der zu beklebenden Fläche. Paste ist lichthärtend. Spritze mit 1,5 g.

	Art.Nr.
Bond Aligner Spritze mit 5 Tips	1006-81510



### Klebeattachments

Zum Einhängen von Gummizügen und anderen elastomerischen Hilfsmitteln. Die transparenten Klebknöpfchen lassen sich mithilfe von Acrylharz oder anderen Haftvermittlern problemlos am Aligner befestigen. Packung mit 10 Stck.


	Art.Nr.
Klebeattachments	1004-182604



### Perfect A Smile

Zahnfarbendes Komposit, der ideale Platzhalter während der Aligner Therapie. Haftet direkt auf der Schiene. Die Paste muss im Vorfeld nicht bearbeitet werden und es bedarf auch keiner zusätzlichen Hilfsmittel wie Konditioner oder Primer. In 5 Farben erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Perfect A Smile light, Dose	4 g	1006-81504
Perfect A Smile medium, Dose	4 g	1006-81505
Perfect A Smile light (B1), Dose	4 g	1006-81507
Perfect A Smile medium (A2), Dose	4 g	1006-81508
Perfect A Smile dark, Dose (A3)	4 g	1006-81509



Durch Mischen der unterschiedlichen Farbnuancen kann die Farbe auch individuell angepasst werden.






## Approximale Schmelzreduktion



### FlexView Strippstreifen

Flexview Strippstreifen ermöglichen durch ihre Wabenstruktur eine optimale Schmelzreduktion. Die diamantierten, einseitig belegten Streifen werden in drei Körnungen angeboten. Maße Streifen: 148 mm lang, 3,75 mm breit.

	Menge	Art.Nr.
 FlexView extra-fein 15 µ, 0,08 mm, 3,75 mm breit	10 Stck	1004-15VWX1
 FlexView fein 30 µ, 0,10 mm, 3,75 mm breit	10 Stck	1004-15VWF1
 FlexView medium 45 µ, 0,13 mm, 3,75 mm breit	10 Stck	1004-15VWM1
FlexView Sortiment je 5 Stck pro Körnung	15 Stck	1004-15VW15

### Horico Diamant Strippstreifen

Große Auswahl an Strippstreifen, ein- und beidseitig belegt. Schonend an der Zahnschubstanz durch niedrige Temperaturentwicklung. Die Wabenstruktur des Materials erleichtert den Abtransport des Abriebs. Maße Streifen: 150 mm lang, 3 und 4 mm breit.



	Menge	Art.Nr.
Strippstreifen extra-fein, einseitig, 0,07 mm, 3 mm breit	10 Stck	1013-2U373
Strippstreifen extra-fein, einseitig, 0,07 mm, 4 mm breit	10 Stck	1013-2U374
Strippstreifen fein, einseitig, 0,10 mm, 3 mm breit	10 Stck	1013-2F373
Strippstreifen fein, einseitig, 0,10 mm, 4 mm breit	10 Stck	1013-2F374
Strippstreifen medium, einseitig, 0,14 mm, 3 mm breit	10 Stck	1013-2C373
Strippstreifen medium, einseitig, 0,14 mm, 4 mm breit	10 Stck	1013-2C374
Strippstreifen fein, beidseitig, 0,11 mm, 3 mm breit	10 Stck	1013-2F373D
Strippstreifen fein, beidseitig, 0,11 mm, 4 mm breit	10 Stck	1013-2F374D
Strippstreifen medium, beidseitig, 0,16 mm, 3 mm breit	10 Stck	1013-2C373D
Strippstreifen medium, beidseitig, 0,16 mm, 4 mm breit	10 Stck	1013-2C374D

### Diamant-Fräse

Zur schonenden ASR. Für FG-Schaft (Turbine). In extra-fein, fein und medium.

	Menge	Art.Nr.
ASR Diamant-Fräse, extra-fein	5 Stck	1004-DB041018
ASR Diamant-Fräse, fein	5 Stck	1004-DB041019
ASR Diamant-Fräse, medium	5 Stck	1004-DB041017



## Approximale Schmelzreduktion

### Airo Strips

Leichte Einhand-Bedienung, ergonomisches Design. Keine Verletzungsgefahr für Lippen und Gingiva. In 8 Varianten erhältlich.

Airo  
strips



	Menge	Art.Nr.
0,06 mm, einseitig, gezackt Extra feine Körnung für einen zuverlässigen Start der ASR (Reduzierung der approximalen Kontaktpunkte)	 8 Stck	1004-DB050900
0,12 mm, doppelseitig Mittlere Körnung, trägt den Schmelz effektiv und gleichmäßig von zwei benachbarten Zähnen ab	 8 Stck	1004-DB050901
0,15 mm, doppelseitig Grobe Körnung, weitere Öffnung der approximalen Kontaktpunkte und Reduktion des Zahnschmelzes	 8 Stck	1004-DB050902
0,20 mm, doppelseitig Grobe Körnung, weitere Öffnung der approximalen Kontaktpunkte	 8 Stck	1004-DB050903
0,10 mm, einseitig, gezackt Medium-feine Körnung, Schmelzreduktion der Approximalfläche eines Zahnes	 8 Stck	1004-DB050904
0,12 mm, einseitig Medium-grobe Körnung, weitere Schmelzreduktion der Approximalfläche eines Zahnes	 8 Stck	1004-DB050905
0,25 mm, doppelseitig Grobe Körnung, weitere Schmelzreduktion zweier benachbarter Zähne	 8 Stck	1004-DB050906
0,30 mm, doppelseitig Grobe Körnung, weitere Schmelzreduktion zweier benachbarter Zähne	 8 Stck	1004-DB050907
Airo Strips Testpack je 1 Strip aller Varianten	8 Stck	1004-DB050908

## Approximale Schmelzreduktion

### SpaceFile


Mit dem SpaceFile System kann die ASR mit höchster Präzision durchgeführt werden. Diamantbeschichtete Feilen ermöglichen eine Vielzahl an Anwendungen wie z.B. Kontaktbearbeitung, Reduktion, Konturierung, Feintrimmen oder Finishing. Die Feilen unterschiedlicher Körnungen können entweder zusammen mit einem EVA-Winkelstück oder mit einem einfachen abnehmbaren Griff manuell verwendet werden. Belüftungslöcher ermöglichen ein Arbeiten im Niedrigtemperaturbereich und verhindern das Zusetzen der Feile. Die SpaceFiles sind entweder mit einem ein- oder doppelseitige Feilblatt verfügbar. Alle Feilen und Griffe eignen sich für den Autoklaven. Die SpaceFiles sind als gemischte Packung mit je 8 Feilen eines Typs (Stärke) und einer Kontaktpunkt-Säge oder mit je einer Feile jedes Typs (Stärke) zzgl. eines Griffes erhältlich.

# SpaceFile®



## Approximale Schmelzreduktion

### SpaceFile



		doppelseitig	einseitig links	einseitig rechts
Polieren Zahnoberflächen-Restaurations		1004-140035G 0,085 mm	1004-140035LSG 0,070 mm	1004-140035RSG 0,070 mm
Finishing Finishing vor dem letzten Polieren		1004-140035P 0,110 mm	1004-140035LSP 0,100 mm	1004-140035RSP 0,100 mm
XX Fein Vorpulieren und Finishing reduzierter Bereiche; initiales Strippen bei ausgeprägtem Engstand		1004-140035W 0,140 mm	1004-140035LSW 0,123 mm	1004-140035RSW 0,123 mm
X Fein Vorpulieren gestrippter Bereiche; Strippen bei Engstand		1004-140035Y 0,160 mm	1004-140035LSY 0,138 mm	1004-140035RSY 0,138 mm
Fein initiale Reduktion bei Engstand; Konturierung nach Reduktion		1004-140035R 0,270 mm	1004-140035LSR 0,180 mm	1004-140035RSR 0,180 mm
Medium Reduktion bei leichtem Engstand oder wenn ein paar Lücken existieren		1004-140035BL 0,330 mm	1004-140035LSBL 0,210 mm	1004-140035RSBL 0,210 mm
Grob primäre Feile für eine ASR; auch zum Trimmen und Konturieren geeignet		1004-140035GR 0,370 mm	1004-140035LSGR 0,235 mm	1004-140035RSGR 0,235 mm
X Grob maximale Reduktion zu Beginn einer ASR		1004-140035BLK 0,490 mm	1004-140035LSBLK 0,290 mm	1004-140035RSBLK 0,290 mm
Kontaktpunkt-Säge, gezackt Bearbeitung von Kontaktpunkten (Schmelz, Komposit, Amalgam, Keramik oder Gold)		1004-140035CS		
Gemischte Packung (je eine Feile jeder Stärke + eine Kontaktpunkt-Säge)		1004-140034	1004-140034LS	1004-140034RS



## Approximale Schmelzreduktion

### ProLign ASR

Sichere, akkurate und minimal invasive Platzschaffung durch kalibrierte, autoklavierbare Feilen und Polierer von 0,09 bis 0,50 mm Stärke. Die besten und schonendsten Ergebnisse werden mit Hilfe eines oszillierenden EVA-Winkelstückes erreicht.

		Art.Nr.
ProLign Mini Kit Ortho	je 1 Feile einseitig 0,1 mm, 0,2 mm je 1 Feile doppelseitig 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm 1 Combistrip einseitig 6 micron 1 Combistrip einseitig 15 micron 1 APR Mess-Set (5 Maße) 5 rosa Schäfte	1004-1411000
ProLign Starter Kit Deluxe mit Winkelstück (NSK)	je 1 Feile einseitig 0,1 mm, 0,2 mm je 1 Feile doppelseitig 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm 1 Feile 0,09 mm ultra-soft 1 Combistrip einseitig 6 micron 1 Combistrip einseitig 15 micron 1 ASR Mess-Set (5 Maße) 20 rosa Schäfte 1 Winkelstück NSK Ti Max X55 4:1 mit Wasser	1004-1411300NSK
S4-Set	je 1 Feile 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm und 0,4 mm einseitig	1004-1411300S4
S7-Set	je 1 Feile 0,1 mm, 0,2 mm einseitig 0,09 mm, 0,1 mm, 0,2 mm 0,3 mm, 0,4 mm doppelseitig	1004-1411300S7



## Approximale Schmelzreduktion

		Menge	Art.Nr.
0,09 mm, doppelseitig, 6 micron Politur		3 Stck	1004-1411106
0,10 mm, einseitig, 6 micron Konturierung		3 Stck	1004-14113101
0,10 mm, doppelseitig, 6 micron Reduktion		3 Stck	1004-1411310
0,20 mm, einseitig, 15 micron Reduktion		3 Stck	1004-14113201
0,20 mm, doppelseitig, 15 micron Reduktion		3 Stck	1004-1411320
0,30 mm, doppelseitig, 25 micron Reduktion		3 Stck	1004-1411330
0,40 mm, doppelseitig, 40 micron Reduktion		3 Stck	1004-1411340
0,50 mm, doppelseitig, 60 micron Reduktion		3 Stck	1004-1411350
ProLign Schaft, rosa		40 Stck	1004-1411990
ProLign Schaft, rosa		20 Stck	1004-1411990K



## ASR Zubehör



## Mark IV Mess-Set

Das Mark IV Set aus Edelstahl misst den interproximalen Abstand während, vor oder nach der approximalen Schmelzreduktion. Der benötigte Platzbedarf kann so ganz einfach ermittelt werden. 6 Maße: 0,10 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 und 0,50 mm.

Mark IV Mess-Set mit 6 Maßen

1013-3MK0001



## ProLign Mess-Set

Das ProLign Mess-Set aus Edelstahl misst den interproximalen Abstand während, vor oder nach der approximalen Schmelzreduktion. Der benötigte Platzbedarf kann so ganz einfach ermittelt werden. Mit 5 oder 10 Maßen erhältlich:

5 Maße: 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 und 0,50 mm;

10 Maße: 0,10 - 0,12 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 und 0,50 mm.



	Menge	Art.Nr.
ProLigner Mess-Set mit 5 Maßen	Set	1004-1411991
ProLigner Mess-Set mit 10 Maßen	Set	1004-1411992

## Alignerdosen

Stabile Kunststoffdosen in weiß mit Belüftungslöchern und Spiegel im Deckel. Außenmaß: ø 80 mm, 25 mm hoch.

	Menge	Art.Nr.
Alignerdose mit Spiegel, weiß	12 Stck	1004-72500
Alignerdose mit Spiegel, weiß mit Aufdruck	ab 144 Stck	1004-72500P



Die Dosen können individuell mit Ihrem Praxislogo und/oder Ihren Kontaktdaten bedruckt werden. Sprechen Sie uns an!



## iXion Aligner Zangen




## iXion Horizontal Zange

Ermöglicht horizontale Aktivierungen (Vertiefung: 0,75 mm lang und 1,5 mm breit) zur Verstärkung des Wurzeltores. Auch zur Verbesserung der Retention von Alignern anwendbar. Die Zange muss vor Gebrauch **nicht** erhitzt werden.

Horizontal Zange

1009-IX887



## iXion Vertikal Zange

Ermöglicht vertikale Aktivierungen (Vertiefung: 1,5 mm lang und 0,75 mm breit) mesial oder distal der vestibulären Seite des Aligners (und/oder der oralen Seite). Die Zange muss vor Gebrauch **nicht** erhitzt werden.

Vertikal Zange

1009-IX888




## iXion Retention Zange

Kreisförmige Einkerbungen mit einem Durchmesser von 1 mm können in die Schiene eingebracht werden. Die Zange muss vor Gebrauch **nicht** erhitzt werden.

Retention Zange

1009-IX889



## iXion Tear Drop Zange

Zum Ausstanzen einer tränenförmigen Einkerbung am gingivalen Rand des Aligners; zum einfachen Einhängen von Elastics. Die Zange muss vor Gebrauch **nicht** erhitzt werden.

Tear Drop Zange

1009-IX890



## iXion Hole Punch Zange

Halbmondförmige Ausstanzungen können in die Schiene eingebracht werden, um Platz für Attachments zu schaffen. Die Zange muss vor Gebrauch **nicht** erhitzt werden.

Hole Punch Zange

1009-IX891



## MTM In-Office System

Neben den bekannten Methoden und Anbietern wird es zunehmend wichtiger, auch preiswerte Behandlungslösungen anzubieten, um den wachsenden ästhetischen Ansprüchen der Patienten gerecht zu werden. Das MTM (Minor Tooth Movement) In-Office-System von Dentsply Sirona Essix basiert auf der Technologie Dr. Keith Hilliards.

Diese ermöglicht es dem Behandler, mithilfe einfacher Arbeitsschritte Aligner kostengünstig selbst in der Praxis zu fertigen und diese für kleinere Zahnbewegungen zu individualisieren. Dabei kommen Tiefziehfolien und spezielle Thermozyangen zum Einsatz. Mit deren Hilfe werden – entsprechend den Grundprinzipien Dr. Keith Hilliards – Kraftpunkte in die Aligner eingebracht, um Zähne in die jeweils gewünschte Position zu bewegen. Vorab empfehlen sich hierbei das genaue Erfassen vorhandenen Platzes und gegebenenfalls eine Schmelzreduktion zur Platzbeschaffung.

Das MTM In-Office-System kann zur Realisierung körperlicher Zahnbewegungen (z. B. Translation, mesial-distale Zahnbewegung, Schließen von Diastemas), zum Torquen, Tipping (lingual/labial, mesial/distal), für Rotationen oder auch zur Intrusion eingesetzt werden.



**mtm**<sup>®</sup>  
clear·aligner  
in·office

## Hilliard Thermozyangen

Das MTM (Minor Tooth Movement) System basiert auf der Technologie Dr. Keith Hilliards. Diese ermöglicht es dem Behandler, mithilfe einfacher Arbeitsschritte Aligner kostengünstig selbst in der Praxis zu fertigen und diese für kleinere Zahnbewegungen zu individualisieren. Dabei kommen zum einen Essix Tiefziehfolien und zum anderen spezielle Hilliard Thermozyangen zum Einsatz. Mit deren Hilfe werden – entsprechend den Grundprinzipien Dr. Keith Hilliards – Kraftpunkte in die Aligner eingebracht, um Zähne in die jeweils gewünschte Position zu bewegen. Vorab empfehlen sich hierbei das genaue Erfassen vorhandenen Platzes und gegebenenfalls eine Schmelzreduktion zur Platzbeschaffung.

Das wichtigste Element innerhalb des MTM In-Office-Systems stellen die Hilliard Thermozyangen dar. Diese werden zum Realisieren oder Modifizieren von Kraftpunkten eingesetzt, um Platz zu schaffen, Slots zu kreieren, Kerben oder Haken in die Aligner einzubringen. Die Kraftpunkte generieren dabei den für die Bewegung des Zahns erforderlichen Druck und führen diesen so in seine gewünschte Position. **Die Zangen sind vor Gebrauch zu erhitzen.**



### Unterschnitt-Zange (rot)

Anpassung locker sitzender Aligner, Ausweiten des Kunststoffes an interproximalen Punkten.

**Position am Aligner:** Unterschnitt-Bereiche, wechselseitige Unterschnitte in Zwischenräumen an beiden Seiten des Aligners.

Unterschnitt-Zange (rot)

1004-182510

## Hilliard Thermozyangen


### Unterkiefer Zange (blau)

Tippen oder Rotieren kleinerer Zähne.

**Position am Aligner:** Mitte des Zielzahns.

Unterkiefer Zange (blau)

1004-182530



### Bite Plane Zange (schwarz)

Realisiert Aufbisse in den Alignern ohne zusätzliches Acryl.

**Position am Aligner:** an der durch das Artikulationspapier markierten Stelle.

Bite Plane Zange (schwarz)

1004-182540




### Oberkiefer Zange (weiß)

Tippen oder Rotieren größerer Zähne.

**Position am Aligner:** Mitte des Zielzahns.

Oberkiefer Zange (weiß)

1004-182520




### Haken Zange (grün)

Erzeugt eine Auswölbung, die zur Realisierung eines Hakens zum Einhängen von Gummizügen erforderlich ist.

**Position am Aligner:** Mitte des Zielzahns.

Haken Zange (grün)

1004-182550




### Micro Ramp Zange (gelb)

Laterales Tippen, Torquen oder Rotieren kleinerer Zähne; ermöglicht engen Kontakt zur Inzisalkante.

**Position am Aligner:** an der korrekten Position auf dem Zielzahn.

Micro Ramp Zange (gelb)

1004-182560





## Hilliard Thermozyangen



### Slot Forming Zange (orange)

Formt den entsprechenden Slot zum Aufnehmen von Gummizügen;  
**Position am Aligner:** an der durch die Haken Zange geformten Auswölbung.

Slot Forming Zange (orange)	1004-182570
-----------------------------	-------------



### Ausformzange (braun)

Schafft zusätzlichen Platz im Aligner, in welchem sich der Zielzahn bewegen kann.  
**Position am Aligner:** dem Kraftpunkt am Zielzahn gegenüber liegend.

Ausformzange (braun)	1004-182590
----------------------	-------------



### Große Rundzange (grau)

Vergößert den Durchmesser eines bereits existierenden großen Kraftpunktes.  
**Position am Aligner:** im Umfeld des Kraftpunktes oder Hakens.

Große Rundzange (grau)	1004-182610
------------------------	-------------



### Kleine Rundzange (rosa)

Vergößert den Durchmesser (Tiefe) eines bereits existierenden kleineren Kraftpunktes.  
**Position am Aligner:** am vorhandenen Kraftpunkt

Kleine Rundzange (rosa)	1004-182620
-------------------------	-------------



### Mesial-Distal Zange (lila)

Laterales Bewegen von posterioren und anterioren Zähnen; ermöglicht engen Kontakt zur Inzisalkante.  
**Position am Aligner:** geeignete interproximale Bereiche.

Mesial-Distal Zange (lila)	1004-182630
----------------------------	-------------

## Hilliard Thermozyangen Zubehör

### Dentalbrenner

Für ein einfaches, handliches und zuverlässiges Erhitzen der Hilliard Thermozyangen.  
Mit Piezokristall-Schnellzündung, einhändiger Bedienung und einstellbarer Flamme.  
Maße: 14 x 6,3 x 6,3 cm.

Dentalbrenner	1004-182TAB
---------------	-------------



### Hakko Thermometer

Für den reproduzierbaren, zuverlässigen Einsatz von Hilliard Thermozyangen. Überhitzte Zangen bergen das Risiko, ungewollt Löcher in den Aligner zu bohren, während nicht genügend erhitzte Zangen die Apparatur deformieren können. Mithilfe des Hakko Thermometers (14,6 x 6,3 x 4,45 cm) kann stets die exakte Zangentemperatur ermittelt werden – beste Voraussetzung für einen perfekten Einsatz am Aligner.

	Menge	Art.Nr.
Thermometer inkl. 10 Verbindungsstücke	Set	1004-182591C
Verbindungsstück	10 Stck	1004-182592



## H.I.T. Stanzzangen

Je nach Behandlungssituation können mithilfe der Fenster-Stanzzangen die vorliegenden Aligner für den Einsatz verschiedenster kieferorthopädischer Hilfsmittel angepasst werden. Und zwar direkt am Behandlungsstuhl und **ohne vorheriges Erhitzen** der autoklavierbaren Zangen.

### Stanzzange gingival

Stantzt an der gingivalen Kante des Aligners ein präzises Fenster für den Einsatz zusätzlicher Hilfsmittel wie z.B. Knöpfchen.  
**Position am Aligner:** gingivale Kante.

Stanzzange für Aligner GINGIVAL	1004-1827GW
---------------------------------	-------------



### Stanzzange inzisal

Stantzt an der inzisalen Kante ein Loch in den Aligner, um Platz für Hilfsmittel zu schaffen.  
**Position am Aligner:** inzisale Kante.

Stanzzange für Aligner INZISAL	1004-1827IW
--------------------------------	-------------





01	Brackets
02	Bänder & Bukkalröhrchen
03	Bögen & Drähte
04	Kleber & Zement
05	Elastomerics
06	Extraoral
07	Instrumente
08	Carriere Motion 3D
09	Tiefziehtechnik & Aligner
<b>10</b>	<b>Zubehör</b>
11	Labor & Geräte
12	Praxisorganisation
13	Inhaltsverzeichnis



## Patientenbedarf - Komfort & Schutz

### ODS Patientenschutzwachs

Wachsstäbchen helfen Irritationen im Mund, besonders zu Beginn der Behandlung, zu vermeiden oder zu lindern. ODS Schutzwachs ist patientengerecht verpackt in praktischen Döschen mit je 5 Streifen. Optional ist das Wachs auch mit Duft erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Schutzwachs neutral, Minipack weiß	50 Stck	1006-19203
Schutzwachs neutral, Minipack grün	50 Stck	1006-19207
Schutzwachs neutral, Minipack blau glitzernd	50 Stck	1006-19204
Schutzwachs neutral, Minipack rot	50 Stck	1006-19208
Schutzwachs <b>Minze</b> , Minipack grün	50 Stck	1006-19205
Schutzwachs <b>Bubblegum</b> , Minipack pink	50 Stck	1006-19206
Schutzwachs neutral, Minipack bunt gemischt	50 Stck	1006-19202

### Orthosil Silikonstäbchen

Orthosil Silikonstäbchen mit 6 dünnen Streifen. Packung mit 50 Döschen bunt gemischt.

Orthosil Silikonstreifen Minipack bunt gemischt	1006-19201
---	------------

### Bissplatten Therapy Wafers

Bissplatten erleichtern dem Patienten die Schmerzen nach einem Bogenwechsel oder nach dem Separieren. Packung mit 25 Platten mit leichtem Duft.

	Menge	Art.Nr.
Therapy Wafers transparent (Kirsche)	25 Stck	1010-90201
Therapy Wafers pink (Bubblegum)	25 Stck	1010-90201B
Therapy Wafers lila (Weintraube)	25 Stck	1010-90201G

### Lippenschutz

Lippenschutz für Patienten, die z.B. ein Musikinstrument spielen. Vorgeformt (OK/UK) und in Stangen à 13 cm erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Lippenschutz vorgeformt OK/UK	5 Sets	1010-Z40050
Lippenschutz Stangen für Brackets	10 Stck	1010-4383900

## Patientenbedarf - Komfort & Schutz

### Gishy Goo!

Gishy Goo! ist ein speziell konzipiertes Schutzsilikon (Polyvinylsiloxan-Elastomer) für Patienten mit Brackets. Im Gegensatz zu herkömmlichem Schutzwachs hält es bis zu 12 Stunden, auch während der Mahlzeiten. Einfache Handhabung dank Doppelkartusche.

	Menge	Art.Nr.
Gishy Goo! Applikationsspritze zahnfarben	50 Stck	1014-2749
Gishy Goo! Applikationsspritze zahnfarben	10 Stck	1014-500059

### opro Sportmundschutz

Eine preiswerte Alternative zu aufwendig im Labor gefertigten Mundschutzen. opro kann vom Patienten selbst angepasst werden. Und das auf schnelle und vor allem einfache Art und Weise.

Mehrmalige Anpassung entsprechend Behandlungsfortschritt: opro (oral protection) sorgt für einen umfassenden Schutz von festsitzender Apparatur und Zähnen und begleitet seinen Träger während dessen kieferorthopädischer Behandlung. So kann der Mundschutz aufgrund seines einzigartigen, flexiblen Materials mehrmals der vorliegenden Zahnsituation angepasst werden (d. h. zu Therapiebeginn sowie zwei weitere Male nach erfolgten Zahnbewegungen). Dies stellt einen großen Vorteil gegenüber laborgefertigten Mundschutzen dar, welche stets nur einer Momentaufnahme der Behandlungssituation entsprechen.

Antibakterielle Innenschicht beugt Keimbildung vor: der extra für Bracketpatienten entwickelte Mundschutz ist aus einem speziellen Material gefertigt, das während sportlicher Aktivitäten (insbesondere Kontaktsportarten) einen hervorragenden Stoßschutz gewährleistet. Das entsprechende Design basiert auf 15 oralen Kontaktpunkten, die den Tragekomfort unterstützen und eine genaue Passform ermöglichen. Eine antibakterielle Innenschicht beugt darüber hinaus Keimwachstum vor. Optimales Design für besten Komfort und Stoßschutz: opro schützt die Multibracketapparatur, ohne sich dabei in den Unterschnitten der Bracketflügel zu verfangen. Zudem verfügt der Mundschutz im Oberkiefer auf der Innenseite über spezielle Bracketaussparungen für einen optimalen Aufprallschutz.

In 4 Farbvarianten als Set mit Aufbewahrungsdose erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
opro Mundschutz Self-Fit Brackets schwarz	Set	1006-OPR2227005
opro Mundschutz Self-Fit Brackets blau	Set	1006-OPR2227006
opro Mundschutz Self-Fit Brackets pink	Set	1006-OPR2227007
opro Mundschutz Self-Fit Brackets rot	Set	1006-OPR2227008





## Patientenzubehör - Aufbewahrung

### ODS Spangendosen

ODS Spangendosen mit robustem Schnappverschluss.  
Standard Spangendose Außenmaße: 40 mm hoch, Ø 80 mm,  
XL Spangendose Außenmaße: 44 mm hoch, Ø 81 mm (auch für Aktivatoren geeignet).

	Menge	Art.Nr.
Spangendose Standard blau	Stck	1004-72401
Spangendose Standard lila	Stck	1004-72402
Spangendose Standard gelb	Stck	1004-72403
Spangendose Standard mint	Stck	1004-72404
Spangendose Standard pink	Stck	1004-72405
Spangendose Standard blau glitzernd	Stck	1004-72406
Spangendose Standard schwarz	Stck	1004-72407
Spangendose XL rot glitzernd	Stck	1004-72412
Spangendose XL schwarz glitzernd	Stck	1004-72416
Spangendose XL blau glitzernd	Stck	1004-72417

### Spangendosen Euro & Eco

Euro und Eco Spangendosen: eine schillernde Farbauswahl besonders für die kleinen Patienten! Euro Spangendose Außenmaße: 40 mm hoch, Ø 80 mm, Eco Spangendose Außenmaße: 30 mm hoch, Ø 80 mm.

	Menge	Euro	Eco
blau gesprenkelt	Stck	1004-DB040051	1004-DB040061
weiß gesprenkelt	Stck	1004-DB040052	1004-DB040062
rot gesprenkelt	Stck	1004-DB040053	1004-DB040063
lila gesprenkelt	Stck	1004-DB040054	1004-DB040064
grün gesprenkelt	Stck	1004-DB040055	1004-DB040065
schwarz glitzernd	Stck	1004-DB040022	1004-DB040032
grün glitzernd	Stck	1004-DB040024	1004-DB040034
lila glitzernd	Stck	1004-DB040025	1004-DB040035
rot glitzernd	Stck	1004-DB040026	1004-DB040036
tropical pink glitzernd	Stck	1004-DB040042	1004-DB040047
tropical orange glitzernd	Stck	1004-DB040043	1004-DB040048
tropical blau glitzernd	Stck	1004-DB040044	1004-DB040049
tropical grün glitzernd	Stck	1004-DB040045	1004-DB040050
perlfarben	Stck		1004-DB040028
glow	Stck		1004-DB040037
weiß	Stck		1004-DB040066

### Tragekordel für Spangendosen

Praktisches Band zum sicheren Tragen von Spangendosen.  
Packung mit 25 Stück bunt gemischt.

Tragekordel bunt gemischt	1004-72420
---------------------------	------------



## Patientenzubehör - Aufbewahrung

### SLIM LINE Spangendosen

Kleine Spangendosen für Retainer und Schienen. Außenmaße: 28 mm hoch, Ø 73 mm.

	Menge	Art.Nr.
SLIM LINE Spangendosen schwarz	10 Stck	1010-2020003
SLIM LINE Spangendosen lila	10 Stck	1010-2020004
SLIM LINE Spangendosen orange	10 Stck	1010-2020005
SLIM LINE Spangendosen rot	10 Stck	1010-2020007
SLIM LINE Spangendosen weiß	10 Stck	1010-2020008
SLIM LINE Spangendosen pink fluoreszierend	10 Stck	1010-2020106
SLIM LINE Spangendosen gelb	10 Stck	1010-2020107
SLIM LINE Spangendosen grün	10 Stck	1010-2020108
SLIM LINE Spangendosen blau	10 Stck	1010-2020109
SLIM LINE Spangendosen glow hellgrün	10 Stck	1010-2020130



### Alignerdosen

Stabile Kunststoffdosen in weiß mit Belüftungslöchern und Spiegel im Deckel.  
Außenmaße: 25 mm hoch, Ø 80 mm.

	Menge	Art.Nr.
Alignerdose mit Spiegel, weiß	12 Stck	1004-72500
Alignerdose mit Spiegel, weiß mit Aufdruck	ab 144 Stck	1004-72500P



**GEWÜST?**  
Auf Wunsch können die Alignerdosen mit Ihrem Logo und/oder Ihren Kontaktdaten bedruckt werden.  
Sprechen Sie uns an!



## Patientenzubehör - Reinigung & Pflege

### ODS Ortho Travel Kit

Ein praktischer Begleiter für die Patienten mit Zahnseide, Interdentalbürste, Reisezahnbürste, Schutzwachs, Mundspiegel und einer speziellen KFO-Zahnbürste mit integrierter Interdentalbürste. In 4 Farben erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Ortho Travel Kit lila	Set	1099-13011
Ortho Travel Kit grün	Set	1099-13012
Ortho Travel Kit blau	Set	1099-13013
Ortho Travel Kit rot	Set	1099-13014



### Proxy Brush Interdentalbürste

Proxy Brush mit Schutzkappe, nur konisch (eine Stärke). Die Bürsten sind einzeln verpackt (cellophaniert). Packung bunt gemischt mit 144 Stück.

Prox Brush bunt gemischt	1010-Z60017
--------------------------	-------------



### DENTAID interprox plus

Die interprox-Bürsten sind aus hochwertigen Tynex-Borsten gefertigt und können rechtwinklig eingeführt werden. Sie passen sich allen Zwischenräumen an. Perfekt auch für das Reinigen von Multibracketapparaturen. Dank der Schutzkappe können die Bürsten hygienisch aufbewahrt und mitgenommen werden. Die Bürsten sind einzeln verpackt (cellophaniert).

interprox plus super micro: 0,7 mm Zahnzwischenräume  
interprox plus micro: 0,9 mm Zahnzwischenräume  
interprox plus conical: 1,3 mm Zahnzwischenräume  
interprox plus maxi: 2,1 mm Zahnzwischenräume

	Menge	Art.Nr.
interprox plus maxi, lila	100 Stck	1016-1055
interprox plus conical, blau	100 Stck	1016-1153
interprox plus micro, mint grün	100 Stck	1016-1455
interprox plus super micro, orange	100 Stck	1016-1465



## Patientenzubehör - Reinigung & Pflege

### Zahnbürste Curaprox ORTHO

Die Curaprox CS Ortho Zahnbürste hat den ‚bracket groove‘, den Spezial-Schnitt für alle Bracketpatienten. Dank der Aussparung können Brackets und Bögen auf besonders sanfte und schonende Art gereinigt werden. Der Griff mit seinen 8 Kanten erleichtert das Putzen im 45° Winkel. Farbvarianten variieren. Die Bürsten sind einzeln erhältlich und verpackt (cellophaniert).

Zahnbürste Curaprox ORTHO	1013-4CS5460ORTHO
---------------------------	-------------------



### Zahnbürste Curaprox CS Single

Das Profiwerkzeug für Patienten mit einer Multibracketapparatur. Dank des runden, kurzen Bürstenkopfes wird das schwer zugängliche Bracketumfeld gut erreicht. Farbvarianten variieren. Die Bürsten sind einzeln erhältlich und verpackt (cellophaniert).

Curaprox CS single	1013-4CS1009
--------------------	--------------



### Einmalzahnbürsten soft

Ohne Zahnpasta. Kleine, weiche Bürstenköpfe. 100 Stück pro Box (je 25 Stück in rot, grün, gelb und blau). Die Bürsten sind einzeln verpackt (cellophaniert).

Einmalzahnbürsten soft	1004-72340
------------------------	------------



### Rush Brush Einmalzahnbürsten mit Zahnpasta

Hochwertige gebrauchsfertige Zahnbürste für den Einmalgebrauch. Imprägniert mit leicht minzhaltiger Zahnpasta. Mit seinem kleinen abgerundeten Bürstenkopf reinigt die Cavex RushBrush auch schwer erreichbare Stellen. Die weichen aber wirkungsvollen Borsten schonen dabei das Zahnfleisch. Die Bürsten sind einzeln verpackt (cellophaniert). 100 Stück pro Box (je 25 Stück in rot, grün, gelb und blau).

Rush Brush Einmalzahnbürsten	1006-20040
------------------------------	------------



## Patientenzubehör - Reinigung & Pflege

### Plaque HD

# PLAQUEHD®

## Die Zahncreme, die Plaque anzeigt



Plaque HD ist eine Plaque anzeigende Zahncreme. Durch den Einsatz spezieller Stoffe werden Plaqueanlagerungen an den Zähnen erkannt und entsprechend angefärbt. Bei Anwendung der Plaque HD Zahncreme wird eine türkisgrüne Farbe erkennbar, welche in jenen Bereichen dunkler erscheint, wo sich Plaque angesammelt hat. Die türkisgrüne Farbe sollte nicht auf der kompletten Zahnoberfläche zu sehen sein, vielmehr ist sie entlang des Zahnfleischrandes, in den Zahnzwischenräumen und im Bracketumfeld sichtbar. Um Ihre Zähne dauerhaft plaquefrei und gesund zu erhalten, sollte die Anwendung der Plaque HD täglich erfolgen. In den Geschmacksnoten Berry Bubble Gum, Fresh Mint und mit Whitening Effekt erhältlich. Tube mit 116 g.



	Menge	Art.Nr.
Plaque HD Fresh Mint	Stck	1004-72330
Plaque HD Berry Bubble Gum	Stck	1004-72331
Plaque HD Extra Whitening Clean Mint	Stck	1004-72332



## Patientenzubehör - Reinigung & Pflege

### Steraligner Reinigungslösung

Die spezielle, auf Sauerstoff basierende Lösung neutralisiert die durch Plaqueanlagerungen an der Aligneroberfläche entstandene Verfärbungen sowie Gerüche. Binnen weniger Minuten sind die Schienen von nahezu allen Bakterien befreit und darüber hinaus mit einer erfrischenden Geschmacksnote versehen. Die Anwendung des aus einer Flasche Reinigungslösung und einer Dose bestehenden Sets ist problemlos in die Tagesroutine von Alignerpatienten integrierbar. Auch zum Gebrauch in der Praxis bestens geeignet. Seine einzigartige Formel kann auch zur Reinigung von Retainern, FKO-Geräten, Nachtschienen oder Schlafapnoe-Mundstücken effektiv eingesetzt werden.

	Menge	Art.Nr.
Steraligner Reinigungslösung 473 ml, mit Reinigungsdose	Set	1004-72310
Steraligner Reinigungslösung 95 ml, mit Reinigungsdose	Set	1004-72312
Steraligner Reinigungslösung 473 ml	Fl	1004-72311
Steraligner Reinigungslösung 95 ml	Fl	1004-72313
Steraligner Reinigungsdose	Stck	1004-72314



CLEANER.  
FASTER.  
STERALIGNER.

# Steraligner™



## Patientenzubehör - Aligner



### Sonic Cleaner

Handliches, batteriebetriebenes Ultraschallgerät für problemloses Entfernen hartnäckiger Essensreste und anderer Rückstände. Die Apparatur bleibt sauber und hygienisch. Für den Gebrauch mit Retainer Brite oder Maxi Fresh Reinigungstabletten.

	Menge	Art.Nr.
Sonic Cleaner		1004-72302

### Retainer Brite Reinigungstabletten

Perfekte Sauberkeit und schonende Hygiene für Zahnschienen, Retentionsgeräte, Positioner und Aligner.

	Menge	Art.Nr.
Retainer Brite Tabletten Monatskarton	36 Stck	1004-72305
Retainer Brite Tabletten 3-Monatskarton	96 Stck	1004-72304



### MaxiFresh Reinigungstabletten

MaxiFresh zur Pflege und materialschonenden Reinigung von Schienen und Sportmundschützen.

	Menge	Art.Nr.
MaxiFresh Reinigungstabletten 24 Stück mit Dose	Set	1017-D4100
MaxiFresh Reinigungstabletten	24 Stck	1017-D4101

## Patientenzubehör - Aligner

### Aligner Chewies

Die kleinen Bissrollen sorgen für einen perfekten Sitz des Aligners. Erhältlich in 5 Farben und 4 unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Verpackt in wiederverschließbaren 1-Patienten-Folienbeuteln je 2 Stück.


	Menge	Art.Nr.
Chewies weiß, neutral	20 Stck	1006-19071
Chewies grün, Minze	20 Stck	1006-19072
Chewies gelb, Ananas	20 Stck	1006-19073
Chewies lila, Traube	20 Stck	1006-19074
Chewies pink, Bubblegum	20 Stck	1006-19075



### ART Aligner Entferner

Dieses kleine Hilfsinstrument macht das Entfernen aller gut sitzender Kunststoffschienen denkbar einfach. Packung mit 25 Stück in blau.

	Menge	Art.Nr.
ART Entferner		1006-19070



### Aligner Häkchen

Mit Hilfe dieses kleinen Tools kann der Patient den Aligner von der vestibulären Seite einfach entfernen. In 5 Farben erhältlich, verpackt in wiederverschließbaren 1-Patienten-Folienbeuteln je 1 Stück.

	Menge	Art.Nr.
Aligner Häkchen blau	10 Stck	1006-19065
Aligner Häkchen grün	10 Stck	1006-19066
Aligner Häkchen orange	10 Stck	1006-19067
Aligner Häkchen pink	10 Stck	1006-19068
Aligner Häkchen weiß	10 Stck	1006-19069



### Aligner Remover

Spezielles Design mit unterschiedlichen Enden für Ober- und Unterkiefer. Aus robustem Edelstahl, mit Titan beschichtet. Kann in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Einzeln erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Aligner Remover		1013-3DT0001





## Abdrucknahme

### Abdrucklöffel Ortho

Speziell für die Kieferorthopädie entwickelte Abdrucklöffel aus Kunststoff in 3 Größen mit extra hohen Rändern und guter Retention. Kaltsterilisation.



	Menge	OK	UK
Abdrucklöffel ORTHO Gr. 1 klein, gelb	10 Stck	1004-72511	1004-72516
Abdrucklöffel ORTHO Gr. 2 medium, rot	10 Stck	1004-72512	1004-72517
Abdrucklöffel ORTHO Gr. 3 groß, blau	10 Stck	1004-72513	1004-72518

### Abdrucklöffel LockTight

Abdrucklöffel aus Kunststoff in 6 Größen. Kaltsterilisation.



	Menge	OK	UK
Abdrucklöffel LockTight Gr. 1, rot	10 Stck	1006-DB040230U	1006-DB040230L
Abdrucklöffel LockTight Gr. 2, orange	10 Stck	1006-DB040231U	1006-DB040231L
Abdrucklöffel LockTight Gr. 3, blau	10 Stck	1006-DB040232U	1006-DB040232L
Abdrucklöffel LockTight Gr. 4, grün	10 Stck	1006-DB040233U	1006-DB040233L
Abdrucklöffel LockTight Gr. 5, gelb	10 Stck	1006-DB040234U	1006-DB040234L
Abdrucklöffel LockTight Gr. 6, lila	10 Stck	1006-DB040235U	1006-DB040235L



### Cavex GreenClean

Schnelle und einfache Entfernung von Alginat- und Gipsresten von Abformlöffeln, Spateln und anderen Instrumenten. 1 kg Pulver entspricht 10 Litern gebrauchsfertiger Lösung, ausreichend für 500 Löffel. GreenClean ist hoch wirksam, pH-neutral und voll biologisch abbaubar. Dose mit 1 kg Pulver und Messlöffel.

GreenClean	1006-20028
------------	------------

## Abdrucknahme

### Abdrucklöffel Perma-Lock "R"

Perforierte Abdrucklöffel aus rostfreiem Stahl mit Retentionsrand. Mit farbigem Punkt zur leichteren Erkennung der Größen.



	Menge	OK	UK
Abdrucklöffel Perma-Lock "R" Gr. 1, weiß	Stck	1006-19331	1006-19341
Abdrucklöffel Perma-Lock "R" Gr. 2, gelb	Stck	1006-19332	1006-19342
Abdrucklöffel Perma-Lock "R" Gr. 3, rot	Stck	1006-19333	1006-19343
Abdrucklöffel Perma-Lock "R" Gr. 4, hellblau	Stck	1006-19334	1006-19344
Abdrucklöffel Perma-Lock "R" Gr. 5, grün	Stck	1006-19335	1006-19345
Abdrucklöffel Perma-Lock "R" Gr. 6, dunkelblau	Stck	1006-19336	1006-19346

### Abdrucklöffel Perma-Lock

Perforierte Abdrucklöffel aus rostfreiem Stahl ohne Retentionsrand. Mit farbigem Punkt zur leichteren Erkennung der Größen.



	Menge	OK	UK
Abdrucklöffel Perma-Lock Gr. 1, weiß	Stck	1006-19531	1006-19541
Abdrucklöffel Perma-Lock Gr. 2, gelb	Stck	1006-19532	1006-19542
Abdrucklöffel Perma-Lock Gr. 3, rot	Stck	1006-19533	1006-19543
Abdrucklöffel Perma-Lock Gr. 4, hellblau	Stck	1006-19534	1006-19544
Abdrucklöffel Perma-Lock Gr. 5, grün	Stck	1006-19535	1006-19545
Abdrucklöffel Perma-Lock Gr. 6, dunkelblau	Stck	1006-19536	1006-19546

### Cavex Alginat Adhäsiv

Stärkt die Haftung zwischen Abformlöffel und Alginat, verringert die Deformierung der Abformung beim Herausnehmen aus dem Mund und verbessert damit insgesamt die Qualität der Abformung. Speziell zum Gebrauch mit Metall- und Kunststofflöffeln entwickelt. Präzise sparsame Anwendung durch Pinsel im Schraubverschluss. Ein Flascheninhalt reicht für 50 Anwendungen. Packung mit 2 x 14 mL.

Cavex Alginat Adhäsiv	1006-20035
-----------------------	------------



## Abdrucknahme

### Alginate Aromatropfen

Gibt jedem Alginate Geschmack; steigert die Mitarbeit, besonders der kleinen Patienten.



	Menge	Art.Nr.
Alginate Aromatropfen Banane	60 ml	1010-10332
Alginate Aromatropfen Bubblegum	60 ml	1010-10334
Alginate Aromatropfen Kirsche	60 ml	1010-10335
Alginate Aromatropfen Cola	60 ml	1010-10336
Alginate Aromatropfen Zitrone	60 ml	1010-10340
Alginate Aromatropfen Orange	60 ml	1010-10341
Alginate Aromatropfen Pfefferminze	60 ml	1010-10342
Alginate Aromatropfen Himbeere	60 ml	1010-10345
Alginate Aromatropfen Erdbeere	60 ml	1010-10347
Alginate Aromatropfen Apfel	60 ml	1010-10347003

### Anmischbecher

Anmischbecher für Alginate und Gips, äußerst flexibel für präzises Mischen.

	Menge	Art.Nr.
Anmischbecher tropical orange	Stck	1006-19301
Anmischbecher tropical grün	Stck	1006-19302
Anmischbecher tropical pink	Stck	1006-19303
Anmischbecher tropical blau	Stck	1006-19304
Anmischbecher tropical gelb	Stck	1006-19305

### Anmischspatel

Anmischspatel für Alginate und Gips, liegt gut in der Hand.

	Menge	Art.Nr.
Anmischspatel tropical orange	Stck	1006-19311
Anmischspatel tropical grün	Stck	1006-19312
Anmischspatel tropical pink	Stck	1006-19313
Anmischspatel tropical blau	Stck	1006-19314
Anmischspatel tropical gelb	Stck	1006-19315



## Abdrucknahme

### Cavex Alginatezubehör

Nützliche Helfer für den perfekten Abdruck: der **Cavex Alginatecontainer** schließt das Pulver luftdicht ein und verhindert so das Verklumpen des Materials. Der Behälter ist UV-Licht undurchlässig, was bei Farbumschlag-Alginaten wichtig ist. Durch das Abstreifen des Dosierlöffels am vorderen Behälterrand wird das Überdosieren des Alginatepulvers verhindert. Mit einer Hand leicht zu öffnen und zu verschließen. Erhältlich mit blauem oder pinkem Deckel, Maße: 15 x 15 x 18 cm. Präzise Wassermenge, konstante Wassertemperatur und somit konstante Abbindezeit wird durch den Einsatz der Cavex **Wasserdosierflasche** erreicht.

	Menge	Art.Nr.
Alginate Container weiß, blauer Deckel	Stck	1006-20020
Alginate Container weiß, pinker Deckel	Stck	1006-20021
Alginate Anmischbecher blau	Stck	1006-20024
Alginate Anmischspatel weiß	Stck	1006-20025
Alginate Wasserdosierflasche	Stck	1006-20026
Alginate Pulverlöffel + Dosierbecher	Stck	1006-20027



### Cavex ImpreSafe Abdruckdesinfektion


Cavex ImpreSafe ist eine Desinfektionslösung (Konzentrat) für Alginate und andere Abformmaterialien, wie Silikon und Polyether. Es ist frei von schädlichen Inhaltsstoffen wie z.B. Aldehyden. Die Wirkzeit beträgt nur 3 Minuten. Bei dieser kurzen Wirkzeit ist sichergestellt, dass die Abdruckoberfläche nach der Desinfektion 100 % intakt bleibt. Cavex ImpreSafe wird als Konzentrat geliefert. Dadurch ist es extrem wirtschaftlich und lässt sich platzsparend lagern. 1 Liter Cavex ImpreSafe entspricht 33 Litern gebrauchsfertiger Desinfektionslösung. Es ist DGHM gelistet und entspricht EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624, EN 14561 und EN 14562. Wirkt auch gegen MRSA.

	Menge	Art.Nr.
ImpreSafe Kit mit 1 L Konzentrat, Wanne, Timer	Set	1006-20030
ImpreSafe Konzentrat 6 x 1 L	Pckg	1006-20031
ImpreSafe Desinfektionswanne	Stck	1006-20032
ImpreSafe Konzentrat 1 L	Fl	1006-20033
ImpreSafe Timer	Stck	1006-20034






## Abdrucknahme - Alginate



### Cavex Orthotrace Alginat

Extra schnell abbindendes, extrem reißfestes Alginat. Abgestimmt auf die Bedürfnisse von KFO-Praxen und -Laboren. Die feste Konsistenz erleichtert die Anfertigung einer Vollabformung mit hoher Mucobuccalfalte. Orthotrace zeichnet sich durch seine hohe Gipskompatibilität aus, mindestens 2 x ausgießbar. Die naturgetreue Detailgenauigkeit (25 µm), das angenehme Beeren-Aroma (Farbe: pink) und das extra schnelle Setting (2.10 min inkl. Anmischen) machen es zu einem unentbehrlichen Helfer in Ihrer Praxis.



	Menge	Art.Nr.
Cavex Orthotrace 20 x 500g Beutel	10 kg	1006-20000
Cavex Orthotrace 500 g Beutel	500 g	1006-20003



### Cavex ColorChange Alginat

Farbumschlagalginat mit **9 Tagen Dimensionsstabilität**. Glatte Oberfläche und hohe Druckfestigkeit, ideal für die KFO-Praxis. Detailwiedergabe 25 µm, optimale Gipskompatibilität, staubfrei, innovatives Abbindeverhalten mit zwei deutlich sichtbaren Farbumschlägen. Patientenfreundliche Abbindezeit im Mund von nur 1 Minute.

	Menge	Art.Nr.
ColorChange 20 x 500 g Beutel	10 kg	1006-20006
ColorChange 500 g Beutel	500 g	1006-20011



### Cavex Cream Alginat

Cavex Cream lässt sich sehr einfach zu einer großartigen, glatten und cremigen Masse mischen. Dank der unvergleichlichen **Detailgenauigkeit von 5 µm** in Kombination mit den serienmäßigen Cavex Alginat-Eigenschaften, wie hohe Reißfestigkeit, staubfrei, Normalhärtung und 5 Jahre Haltbarkeit, beginnt sich Cavex Cream Alginat der Silikonqualität ernsthaft zu nähern. Und es ist scannbar.

	Menge	Art.Nr.
Cavex Cream 20 x 500 g Beutel	10 kg	1006-20012
Cavex Cream 500 g Beutel	500 g	1006-20013



## Abdrucknahme - Silikone

### S1 Suhy Silikon

Knetbares Silikonabformmaterial zum Füllen des Löffels in der Doppelmischtechnik oder in der Doppelabdrucktechnik. Aufgrund seiner geschmeidigen Anfangskonsistenz und Endhärte ist S1 suhy universell einsetzbar und garantiert die höchst mögliche Oberflächenqualität der Abformung.

Materialdaten:

- Endhärte 67 Shore A
- Farbe (A/B) weiß/grau-grün
- Konsistenz knetbar (softputty)
- Verarbeitungszeit 2:00 min (inkl. Mischzeit)

S1 Suhy, 2 x 300 ml Dose	1006-20067
--------------------------	------------



### S4 Suhy Silikon

Additionsvernetzendes, extrem feinfließendes Korrekturabformmaterial mit superhydrophilen Eigenschaften für alle Abformtechniken.

Materialdaten:

- Endhärte 50 Shore A
- Farbe violett
- Konsistenz feinfließend
- Aushärtezeit im Mund < 3:00 min
- Verarbeitungszeit 2:00 min

	Menge	Art.Nr.
S4 suhy 3 x 50 ml (inkl. 18 Mischer gelb, 10 IOT gelb)	Pckg	1006-20065
suhy Mixingtips gelb	50 Stck	1006-20064
Dispenser für 50 ml Kartuschen	Stck	1006-20066



### Plicafol Trennfolie

Anpassungsfähige Platzhalterfolie, welche die Abformung durch schnelle und einfache Handhabung erleichtert. Packung mit 100 Blatt.

Plicafol	1006-20070
----------	------------



### Bisico Zubehör

	Menge	Art.Nr.
Bisico Flüssighärter A für alle C-Silikone	25 ml	1006-20068
Bisico Adhesiv Haftvermittler	10 g	1006-20069





## Abdrucknahme - Silikone

## Dynax mono

**Der Allrounder.** Additionsvernetzendes Monophasen-Abformsilikon. Thixotrop und standfest. Geeignet für die Einphasenmethode, kombinierbar mit Dynax light.

- Materialdaten:
- Endhärte 58 Shore A
  - Farbe lavendelviolet
  - Konsistenz mittel - Typ 2
  - Mundverweildauer 1:30 min
  - Verarbeitungszeit 1:30 min



	Menge	Art.Nr.
Dynax mono 2 x 50 ml (inkl. 6 Mischer grün)	Pckg	1017-D6106
Dynax mono 8 x 50 ml Doppelkartuschen	Pckg	1017-D6107
Mischkanülen grün	40 Stck	1017-D4970X2



## Dynax putty

**Der Problemlöser.** Klebfrei und damit besonders leicht knetbar. Additionsvernetzendes Putty-Abformsilikon. Geeignet für Sandwich-, Korrektur-, Doppelmisch- und Funktionsrandabformung, kombinierbar mit Dynax light.

- Materialdaten:
- Endhärte 60 Shore A
  - Farbe sonnengelb
  - Konsistenz knetbar - Typ 0
  - Mundverweildauer 1:30 min
  - Verarbeitungszeit 1:30 min



Dynax putty 2 x 450 ml Dosen (inkl. Dosierlöffel)	1017-D6101
---	------------



## Dynax heavy body

**Der Druckvolle.** Standfestes, additionsvernetzendes "tray-type"-Silikon. Druckaufbauende Konsistenz mit thixotropen Eigenschaften. Speziell geeignet für die Sandwich-, Korrektur- und Doppelmischtechnik, kombinierbar mit Dynax light.

- Materialdaten:
- Endhärte 70 Shore A
  - Farbe himmelblau
  - Konsistenz hoch - Typ 1
  - Mundverweildauer 1:30 min
  - Verarbeitungszeit 1:30 min



	Menge	Art.Nr.
Dynax heavy body 2 x 50 ml (inkl. 6 Mischer grün)	Pckg	1017-D6112
Dynax mono 8 x 50 ml Doppelkartuschen	Pckg	1017-D6107
Mischkanülen grün	40 Stck	1017-D4970X2



## Abdrucknahme - Silikone

## Dynax light

**Der Korrekte.** Leichtfließendes, additionsvernetzendes Korrektursilikon mit hoher Detailpräzision. Geeignet für die Korrekturtechnik, kombinierbar mit Dynax clear, putty, heavy body und mono.

- Materialdaten:
- Endhärte 46 Shore A
  - Farbe smaragdgrün
  - Konsistenz niedrig - Typ 3
  - Mundverweildauer 1:30 min
  - Verarbeitungszeit 1:30 min



	Menge	Art.Nr.
Dynax light 2 x 50 ml (inkl. 12 Mischer gelb)	Pckg	1017-D6103
Dynax light 8 x 50 ml Doppelkartuschen	Pckg	1017-D6107
Mischkanülen gelb	40 Stck	1017-D4970X5

**GEWUSST?**  
Die Dynax Reihe ist perfekt aufeinander abgestimmt! Für beste Ergebnisse empfehlen wir, Dynax light nur mit den hydrophilen Basismaterialien Dynax putty und heavy body zu verwenden.

## DS 50 Injetor

Dosiergerät für Doppelkartuschen mit Mischverhältnis 1:1.

DS 50 Injetor	1017-D5007
---------------	------------



## Dynax clear

**Der Glasklare.** Transparentes, additionsvernetzendes Monophasen-Abformsilikon. Sehr gutes Anfließverhalten, perfekte Kontrolle während der Abformung. Speziell geeignet für die Implantat-Abformung, kombinierbar mit opakem Feinzeichner Dynax light.

- Materialdaten:
- Endhärte 60 Shore A
  - Farbe transparent
  - Konsistenz mittel - Typ 2
  - Mundverweildauer 2:30 min
  - Verarbeitungszeit 1:30 min



	Menge	Art.Nr.
Dynax clear 2 x 50 ml (inkl. 6 Mischer grün)	Pckg	1017-D6121
Dynax clear 8 x 50 ml Doppelkartuschen	Pckg	1017-D6122
Mischkanülen grün	40 Stck	1017-D4970X2



## Praxisfotografie



### Premium Fotospiegel

Intraorale Fotospiegel, beidseitig mit Chrom beschichtet für perfekte Aufnahmen.

	Menge	Art.Nr.
Fotospiegel bukkal	Stck	1004-76001
Fotospiegel lingual	Stck	1004-76003
Fotospiegel okklusale klein	Stck	1004-76004
Fotospiegel okklusale groß	Stck	1004-76005
Fotospiegel okklusale XL	Stck	1004-76007

### Spiegelgriff

Einstellbarer, flexibler Griff aus Edelstahl, überzogen mit einer Silikonschicht. Für den Autoklaven geeignet bis 137° C.

	Menge	Art.Nr.
Spiegelgriff blau	Stck	1004-76020
Spiegelgriff pink	Stck	1004-76021

### Metallspiegel

Polierte Stahlspiegel für die intraorale Fotografie. Groß für okklusale, klein für lingual. Für den Autoklaven geeignet bis 137° C.

	Menge	Art.Nr.
Metallspiegel klein	Stck	1004-76016
Metallspiegel groß	Stck	1004-76017

### Foto Kontrastoren

Kontrastoren aus schwarz eloxiertem Aluminium sorgen für sehr gute Kontraste bei intraoraler Fotografie (analog und digital). Für den Autoklaven geeignet bis 134° C. Set mit 2 Stück (breit und schmal).

Foto Kontrastoren	1004-76015
-------------------	------------



## Praxisfotografie

### Wangenhalter StSt lang

Aus Edelstahl, blendfreie Oberfläche. Ein großes und ein kleines Ende. Für den Autoklaven geeignet bis 137° C. Einzeln erhältlich.

Wangenhalter lang	1006-19616
-------------------	------------



### Wangenhalter StSt kurz

Aus Edelstahl, blendfreie Oberfläche. Ein großes und ein kleines Ende. Für den Autoklaven geeignet bis 137° C. Einzeln erhältlich.

Wangenhalter kurz	1006-19619
-------------------	------------



### Foto Lippenhalter StSt

Perfekt für okklusale Aufnahmen, blendfreie Oberfläche. Für den Autoklaven geeignet bis 137° C. Einzeln erhältlich.

Foto Lippenhalter Edelstahl	1006-19623
-----------------------------	------------



### Foto Lippenhalter Clear

Aus stabilem Kunststoff. Perfekt für okklusale Aufnahmen. Für den Autoklaven geeignet bis 121° C. Einzeln erhältlich.

Foto Lippenhalter Clear	1006-19622
-------------------------	------------



### Foto Wangenhalter kurz

Aus stabilem Kunststoff. Ein großes und ein kleines Ende. Für den Autoklaven geeignet bis 134° C. Als Paar erhältlich.

Wangenhalter	1010-330070
--------------	-------------



## Praxisfotografie

### Fotohaken

Fotohaken aus Kunststoff mit bukkaler Verlängerung. Für den Autoklaven geeignet bis 137° C. Als Paar erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Fotohaken klein	2 Stck	1010-330001
Fotohaken groß	2 Stck	1010-330002

### Fotohaken V

Fotohaken aus Kunststoff v-förmig. Für den Autoklaven geeignet bis 135° C. Als Paar erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Fotohaken V klein	2 Stck	1006-19641
Fotohaken V groß	2 Stck	1006-19642

### Wangenhalter langer Griff

Exzellente für intraorale Aufnahmen. Für den Autoklaven geeignet bis 121° C. In klein und groß, jeweils als Paar erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Wangenhalter langer Griff, klein	2 Stck	1006-19635
Wangenhalter langer Griff, groß	2 Stck	1006-19636

### Wangenhalter lang

Aus Kunststoff. Für den Autoklaven geeignet bis 134° C. In klein und groß, jeweils als Paar erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Wangenhalter lang, klein	2 Stck	1006-19648
Wangenhalter lang, groß	2 Stck	1006-19650

### Wangenhalter V lang

Aus Kunststoff, leicht v-förmig. Für den Autoklaven geeignet bis 137° C. In klein und groß, jeweils als Paar erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Wangenhalter V lang, klein	2 Stck	1006-19617
Wangenhalter V lang, groß	2 Stck	1006-19618

## Praxisfotografie

### Lippenringabhalter

Ideal für intraorale Fotografie, auch für alle Arten von Klebeaufgaben geeignet. Nur Kaltsterilisation möglich. Universalgröße, Packung mit 2 Stück.

Lippenringabhalter	1006-19631
--------------------	------------




### Foto Kassetten

Zur Aufbereitung und sicheren Lagerung von Fotospiegeln. Die Kassetten verfügen über weiche Silikoneinsätze, welche die Spiegel vor dem Verkratzen schützen und sie sicher halten.

Kassette medium für 3 Spiegel: 198 x 165 x 37 mm.


Kassette groß für 4 Spiegel und 2 Wangenhalter: 290 x 183 x 37 mm.

	Menge	Art.Nr.
Foto Kassette medium	Stck	1009-DB065028
Foto Kassette groß	Stck	1009-DB065029





01	Brackets
02	Bänder & Bukkalröhrchen
03	Bögen & Drähte
04	Kleber & Zement
05	Elastomerics
06	Extraoral
07	Instrumente
08	Carriere Motion 3D
09	Tiefziehtechnik & Aligner
10	Zubehör
<b>11</b>	<b>Labor &amp; Geräte</b>
12	Praxisorganisation
13	Inhaltsverzeichnis



## Tiefziehtechnik



### Osamu-Bond

Haftvermittler für die Tiefziehtechnik zur dauerhaften Verbindung einer harten und einer weichen Tiefziehfolie. Für die individuelle Herstellung von weich/harten Aufbisssschienen. Flasche mit 10 ml.

Osamu-Bond	1018-3246.1
------------	-------------



### Isolat Film

Hitzebeständiges, filmbildendes Isoliermittel auf Alginatbasis mit ausgezeichneter Trennwirkung für glatte und porenfreie Oberflächen. Geeignet für die Isolierung Kunststoff/Gips, Gips/Gips und Silikon/Gips. Flasche mit 1 L.

Isolat Film	1017-D4304
-------------	------------



### Aislar

Aislar ist eine formaldehydfreie, wässrige Lösung auf Alginatbasis zur Isolierung von Gipsoberflächen gegen Kunststoffe und Composite. Aufgrund der guten Isoliereigenschaften reduziert sich das Ausarbeiten auf ein Minimum. Im Lieferumfang enthalten ist ein Pinsel und ein weiterer Deckel mit Schraubverschluss.

	Menge	Art.Nr.
Aislar Isolierlösung	500 ml	1012-032127
Aislar Isolierlösung	80 ml	1012-032128

### Triad Gel

Zum Ausblocken übermäßiger Unterschnitte am Gips, zur Korrektur kleiner Abweichungen oder Beschädigungen am Modell. Auch zur Fertigung von Aufbissen oder Splints. Packung mit je 4 Tuben in den Farben pink, blau oder transparent.

	Menge	Art.Nr.
Triad Gel pink	88 g	1004-130004
Triad Gel blau	88 g	1004-130005
Triad Gel transparent	88 g	1004-130006



## Labor

### Memosil 2

Memosil 2 ist ein transparentes A-Silikon für spezielle Indikationen. Seine Transparenz ermöglicht eine optische Kontrolle bei der Positionierung von Hilfsteilen (z. B. Röntgenkugeln). Die Lichthärtung von Füllungs- und Fixierungsmaterialien durch einen Platzhalter hindurch ist mit Memosil 2 ebenfalls möglich.

Materialdaten:

• Endhärte	72 Shore A
• Farbe	transparent
• Mindestmundverweildauer	03:00 min
• Verarbeitungszeit	30 Sekunden



Eignet sich hervorragend als Übertragungsmatrix beim indirekten Kleben.



	Menge	Art.Nr.
Memosil 2 x 50 ml (inkl. 12 Mischer grün)	Pckg	1012-050791
Memosil 2 Dispensing Gun 2 1:1/2:1	Stck	1012-050765
Memosil 2 Mischkanülen grün	48 Stck	1012-050767

### Odontosil 60

Transparentes, additionsvernetzendes Silikon mit 60 Shore A Endhärte zur Anfertigung von Positionern. Die Vernetzung bei Raumtemperatur lässt neben der indirekten Küvettenmethode auch die Applikation aus der Doppelkartusche direkt auf das Set-up-Modell zu.

Materialdaten:

• Endhärte	60 Shore A
• Farbe	transparent
• Konsistenz	mittel - Typ 2
• Entformbarkeit	30:00 min
• Verarbeitungszeit	5:00 min

Odontosil 60 x 50 ml (inkl. 12 Mischer grün)	1017-D5038160
--	---------------



### Diamantfräsen

Geeignet für alle weichen Materialien wie Positioner. Fräsen werden gut gekühlt durch Luftschlitze, kein Verschmieren des Materials.

	Menge	Art.Nr.
Diamantfräse grob, klein	Stck	1009-92105
Diamantfräse grob, groß	Stck	1009-92106
Diamantfräse extra grob, klein	Stck	1009-92107
Diamantfräse extra grob, groß	Stck	1009-92108



## Bissregistrierung & Zubehör



### Coprwx Bisschablonen

Die Bisschablonen Coprwx sind mit einer mikrodünnen Folie versehen und sichern die zentrische Bisslage im Artikulator. Auch zur Vermeidung des Durchbeißen bei der Bissabnahme sowie zur Verminderung einer Deformation. Zur besseren Temperaturverteilung während des Erwärms und Abkühlens sind sie mit Kupferpulver imprägniert. Packung mit 84 Stück.

Coprwx Bisschablonen	1012-080221
----------------------	-------------



### Beauty Pink Wachsplatten

Rosa Plattenwachs für die Bissregistrierung.

	Menge	Art.Nr.
Beauty Pink Plattenwachs weich	454 g	1012-10680600027
Beauty Pink Plattenwachs mittel	454 g	1012-111103
Beauty Pink Plattenwachs hart	454 g	1012-111102
Beauty Pink Plattenwachs extra hart	454 g	1012-111101

### Wachsmesser

	Menge	Art.Nr.
Wachsmesser 13 cm	Stck	1004-DBL50104
Wachsmesser 17 cm	Stck	1004-DBL50105



### Exacto-Bite Bisschablonen

	Menge	Art.Nr.
Exacto-Bite Bisschablonen blau, 2 mm	25 Stck	1006-B040133
Exacto-Bite Bisschablonen weiß, 4 mm	25 Stck	1006-B040134




## Drahtprodukte

### Quad Helix

Aus Edelstahl (0,9 mm) mit gerader oder gekrümmter Retention, in 4 Größen einzeln erhältlich.

	gerade Retention	gekrümmte Retention
Quad Helix extra klein	1005-49110	1005-49111
Quad Helix klein	1005-49120	1005-49121
Quad Helix mittel	1005-49130	1005-49131
Quad Helix groß	1005-49140	1005-49141



### Lingual/Palatinalschlösser

	Menge	Art.Nr.
Linguenschloss geschlossen, gekrümmt	10 Stck	1003-80012
Linguenschloss mit Fenster	10 Stck	1003-80021
Linguenschloss mit Fenster und Häkchen re	10 Stck	1003-80023R
Linguenschloss mit Fenster und Häkchen li	10 Stck	1003-80023L
Linguenschloss mit Öse	10 Stck	1003-80022



### Dentaldraht

Lewanit Dentaldrähte werden aus hochfesten Chrom-Nickel-Legierungen hergestellt. Die diamantgezogenen, hellglänzenden Drähte sind in den 3 Festigkeiten erhältlich:

weich\* 600 - 800 N/mm<sup>2</sup> (\*auf Anfrage)  
hart 1400 - 1600 N/mm<sup>2</sup>  
federhart 1800 - 2000 N/mm<sup>2</sup>

	Menge	hart	federhart
Dentaldraht 0,4 mm/.016"	50 m	11-L804	11-L904
Dentaldraht 0,5 mm/.020"	50 m	11-L805	11-L905
Dentaldraht 0,6 mm/.024"	40 m	11-L806	11-L906
Dentaldraht 0,7 mm/.028"	30 m	11-L807	11-L907
Dentaldraht 0,8 mm/.032"	20 m	11-L808	11-L908
Dentaldraht 0,9 mm/.036"	10 m	11-L809	11-L909
Dentaldraht 1,0 mm/.040"	10 m	11-L810	11-L910
Dentaldraht 1,1 mm/.044"	10 m	11-L811	11-L911
Dentaldraht 1,2 mm/.048"	10 m	11-L812	11-L912



### Knopfanker

Sehr gute Halte- und Federkraft. Perfekt rund geformt.

	Menge	Art.Nr.
Knopfanker 0,7 mm	100 Stck	1004-DBL20007
Knopfanker 0,8 mm	100 Stck	1004-DBL20008
Knopfanker 0,9 mm	100 Stck	1004-DBL20009





## Gips & Zubehör

### GC FUJIROCK EP



Der hochwertige Superhartgips (Klasse IV) ist bestens für alle Modellarbeiten geeignet, die hohe Präzision, hervorragende Kantenhärte und hohe Druckstabilität erfordern. Sehr fließfähig, dennoch thixotrop für einfaches Ausgießen ohne Blasen und leichtes Handling. Eignet sich bestens für die Modelle beim indirekten Kleben.

	Menge	Art.Nr.
GC FUJIROCK EP goldbraun	5 kg	1012-047683
GC FUJIROCK EP goldbraun	12 kg	1012-047688

### Anmischbecher für Gips



	Menge	Art.Nr.
Anmischbecher für Gips extra klein 110 mm	Stck	1004-DBL50053
Anmischbecher für Gips klein 120 mm	Stck	1004-DBL50052
Anmischbecher für Gips mittel 140 mm	Stck	1004-DBL50051
Anmischbecher für Gips groß 160 mm	Stck	1004-DBL50050

### Gipsfräse HM



Für Kunststoffe, Gips und Metall. Max. Drehzahl 10.000 UpM.

Gipsfräse	1004-DBL4CX75SG
-----------	-----------------

### Gipsmesser

	Menge	Art.Nr.
Gipsmesser 17 cm	Stck	1004-DBL50100
Gipsmesser 16 cm	Stck	1004-DBL50103
Gipsmesser Gritmann 17 cm	Stck	1004-DBL50101

### Zementspatel

Zementspatel	1009-DB050325
--------------	---------------



## Instrumente

### Le Cron Modellierinstrument

Le Cron	1004-DBL50111
---------	---------------



### Adamszange

Mit 2 Vierkantbacken, innen glatt. Einsätze aus Hartmetall. Für Drähte bis 1 mm.

Adamszange	1009-IX164
------------	------------

### Bird Beak Zange

Innen glatt. Einsätze aus Hartmetall. Für Drähte bis 0,7 mm.

Bird Beak Zange	1009-IX165
-----------------	------------



### Kramponzange

Universelle Biege- und Schneidezange. Einsätze aus Hartmetall. Für Drähte bis 1 mm, Schneiden bis 0,7 mm.

Kramponzange	1009-IX700
--------------	------------



### Aderer Dreifingerzange Maxi

Für Drähte bis 1,5 mm.

Aderer Dreifingerzange Maxi	1009-IX701
-----------------------------	------------



## Alginate Mixer



### Cavex Alginate Mixer II

Perfekt gemischtes Alginate auf Knopfdruck. Präzise Abformungen auf Anrieb.

#### Eigenschaften

- Geringer Platzbedarf (L 205 x B 250 x H 285mm)
- Vibrationsarmer Lauf
- Mischzeit nur ca. 8 Sekunden

Im Lieferumfang enthalten sind 5 kg Cavex Alginate Ihrer Wahl, 1 Magnetbehälter für Spatel und Zubehör, 4 Mischbecher, 1 Kunststoffspatel, 1 Wasserdosierflasche und 1 Rührstab.

	Menge	Art.Nr.
Alginate Mixer II	Set	1006-20050
Mischbecher weiß für Mixer	Stck	1006-20023
Kunststoffspatel	Stck	1006-20019



### Cavex Alginatezubehör

Nützliche Helfer für den perfekten Abdruck: der Cavex **Alginatecontainer** schließt das Pulver luftdicht ein und verhindert so das Verklumpen des Materials. Der Behälter ist UV-Licht undurchlässig was bei Farbumschlag-Alginaten wichtig ist. Durch das Abstreifen des Dosierlöffels am vorderen Behälterrand wird das Überdosieren des Alginatepulvers verhindert. Mit einer Hand leicht zu öffnen und zu verschließen. Erhältlich mit blauem oder pinkem Deckel, Maße: 15 x 15 x 18 cm. Präzise Wassermenge, konstante Wassertemperatur und somit konstante Abbindezeit wird durch den Einsatz der Cavex **Wasserdosierflasche** erreicht.

	Menge	Art.Nr.
Alginate Container weiß, blauer Deckel	Stck	1006-20020
Alginate Container weiß, pinker Deckel	Stck	1006-20021
Alginate Anmischbecher blau	Stck	1006-20024
Alginate Anmischspatel weiß	Stck	1006-20025
Alginate Wasserdosierflasche	Stck	1006-20026
Alginate Pulverlöffel + Dosierbecher	Stck	1006-20027



## Sandstrahlen

### DENTO-PREP Pulverstrahlgerät

Der DENTO-PREP ist ein kompaktes, voll sterilisierbares Gerät für den Einsatz von Strahlmitteln wie Aluminiumoxidpulver. Das mikrofeine Abstrahlen dient der Vorbereitung der Oberflächen von Metall-, Keramik- und Kunststoffmaterialien zur wirkungsvollen Verstärkung des Verbundes mit Haftvermittlern. Wirkungsvoll für Schmelzvorbereitung für die Lingualtechnik und Retainer und zur Verbesserung und Reinigung der Retentionen von Klebebasen. Das Metallteil des DentoPrep ist aus rostfreiem Edelstahl; das Gerät und der Pulverbehälter sind autoklavierbar bis 135°C. Die Feinstrahldüse ist voll drehbar (360°) und in beliebiger Stellung fixierbar. Zahlreiche Kupplungsverbindungen für Turbinen von Sirona, W&H, KaVo Multiflex, Bien-Air, NSK oder MidWest sorgen für einfachste Installation. Schnellkupplungen für Labor-Druckluftsysteme sind ebenfalls lieferbar.



	Art.Nr.
DENTO-PREP mit Schnellkupplung und Schlauch	1004-221900
DENTO-PREP Ständer	1004-221950
DENTO-PREP Luftstecker	1004-220220D2
DENTO-PREP Midwest Kupplung	1004-221930
DENTO-PREP Sirona Kupplung	1004-221935
DENTO-PREP W&H Kupplung	1004-221936
DENTO-PREP Kavo Kupplung	1004-221937
DENTO-PREP Bien Air Kupplung	1004-221938
DENTO-PREP Hartmetalldüse	1004-2220045M1
DENTO-PREP Pulverbehälter	1004-2220190U1
DENTO-PREP Deckel für Pulverbehälter	1004-2220185G1
DENTO-PREP Schnellkupplung mit Schlauch (3 m)	1004-2220320A1

### Aluminiumoxid

In unterschiedlichen Körnungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

	Menge	Art.Nr.
Aluminiumoxid-Pulver 50 µm	900 g	1004-221906
Colet Sand 30 µm	120 g	1004-22492
Aluminiumoxid-Pulver H&W 50 µm	500 g	1004-22490
Aluminiumoxid-Pulver H&W 90 µm	500 g	1004-22491



### DUST-CABINET Absaugbox

Das DUST-CABINET macht aus dem DENTO-PREP ein professionelles Laborgerät. Es verhindert Staubbildung in den Räumen und die integrierte Beleuchtung erleichtert das Arbeiten. Der Filter ist einfach zu reinigen und auszuwechseln. Es ist handlich und mit einem Sichtfenster ausgestattet. Maße: H 180 x B 225 x T 315 mm).

	Menge	Art.Nr.
DUST-CABINET	Stck	1004-221903
DUST-CABINET Glasscheibe	Stck	1004-2222580U1
DUST-CABINET Filter	Stck	1004-2222585U1
DUST-CABINET Ersatzlampe	Stck	1004-225032



## Polymerisation

### Mini L.E.D. Ortho 2

Polymerisationszyklen mit 4, 8, 12 und 32 Sekunden, so lassen sich Metall- oder Keramikbrackets bzw. eine komplette Kieferhälfte mit nur einem einzigen Knopfdruck vollständig aushärten. Dank der zierlichen, um 360° drehbaren Spitze des Lichtleiters wird dabei auch der Molarenbereich zielsicher erreicht. Mit ihrer Leistungsdichte von 3.000 mW/cm<sup>2</sup> und ihrem breiten Emissionsspektrum kann die Polymerisationslampe jeden in der Kieferorthopädie verwendeten Kunststoff effizient und schnell aushärten. Produktdetails: Wellenlänge 420-480 nm, Gewicht 160 g, Durchmesser 24 mm, Länge 201 mm, Lithium-Ion Akku, Ladezustandsanzeige. Im Lieferumfang enthalten sind Netzteil, Blendschutz, Akku und Ladestation.

	Menge	Art.Nr.
Mini L.E.D. Ortho 2 Polymerisationslampe	Set	1004-25450
Mini L.E.D. Ortho 2 Lichtleiter	Stck	1004-25410
Mini L.E.D. Ortho 2 Lithium-Ionen-Akku	Stck	1004-25414
Mini L.E.D. Ortho 2 Blendschutz	Stck	1004-25462
Mini L.E.D. Ortho 2 Netzteil	Stck	1004-25418



### Uvex Schutzbrillen

Die Uvex Schutzbrillen Skyper UV und Ultra Spec mit orangenem Glas bieten guten Schutz gegen die Strahlung aller Arten von Polymerisationsgeräten. Die neu entwickelte Uvextrem Beschichtung der Gläser reduziert ein Beschlagen auf ein Minimum (auch bei extremen Bedingungen). Durch die Filterung violetter und blauer Strahlen wird der Kontrast deutlich erhöht, Details besser sichtbar und die Ermüdung der Augen deutlich reduziert. Die Bügel sind in der Länge und im Winkel verstellbar.

Uvex Skyper: für den Gebrauch ohne optische Brille,  
Uvex Ultra Spec: für den Gebrauch mit optischer Brille.

	Menge	Art.Nr.
Uvex Skyper	Stck	1004-25491
Uvex Ultra Spec 2000	Stck	1004-25492
Lichtschuttschild 'Handpaddel'	Stck	1004-25493



## Polymerisation

### Megalight

Lichtöfen zur Polymerisation von lichterhärtenden Materialien, z.B. von Modellen bei der indirekten Klebetechnik. Die Geräte sind mit Blaulichtlampen (Spektrum 400-500 nm) und mit einem festen Timer zur Steuerung der Belichtungszeit ausgestattet.



### Megalight MINI

Ein kleines Lichtpolymerisationsgerät für Praxis und Labor. Trotz geringer Maße bietet der Polymerisationsraum Platz für 2 Modelle.

#### Technische Daten

Leistung:	27 W
Spannung:	220 V/ 50 Hz
Fluoreszenzlampen:	2 UVA
Spektrum:	400 - 500 nm
Polymerisationszeit:	5 min

Megalight Mini Lichtofen	1013-63LIGHTM2E
--------------------------	-----------------

### Megalight ST

Ein ideales Gerät zum Einsatz im Labor. Durch 4 Lampen wird eine optimale Lichtpolymerisationswirkung erzielt. Der große Polymerisationsraum ermöglicht die Aushärtung von bis zu 4 Modellen gleichzeitig.

#### Technische Daten

Leistung:	60 W
Spannung:	220 V/ 50 Hz
Fluoreszenzlampen:	4 UVA
Spektrum:	400 nm - 500 nm
Polymerisationszeit:	5 min

Megalight ST Lichtofen	1013-63LIGHTS2E
------------------------	-----------------





## Tiefziehgeräte

## Drufoformat scan




Tiefziehen der Extraklasse, basierend auf der bewährten Drufoformat-Technik und kombiniert mit modernster Materialerkennungssoftware und herausragendem Design. Alle Folien ab einem Durchmesser von 120 mm sind einsetzbar. Der integrierte Barcode-Scanner erfasst alle Foliencodes. Ein hoher Arbeitsdruck von 6 bar ermöglicht alle Profianwendungen.

## Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 115-240 V / 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 315W
- Abmessungen (H x B x T): 460 x 290 x 290mm
- Gewicht: 16kg
- Druck: variabel einstellbar von 2-6 bar

In rot und silber erhältlich, Sonderfarben auf Anfrage.  
Im Lieferumfang enthalten sind ein Basissortiment an Dreve Folien, ein Ablaufgefäß für Granulat und der Luftanschlussschlauch.

	Menge	Art.Nr.
Drufoformat scan rot	Set	1017-D3300
Drufoformat scan silber	Set	1017-D33001



## Tiefziehgeräte

## Essix SelectVac

Mit dem Select Vac stehen Praxis und Labor ein kompaktes (B x T x H 18 x 23 x 30 cm) sowie leistungsstarkes Vakuum-Tiefziehgerät zur Verfügung, welches im Vergleich zu Standardgeräten eine bis zu 50% höhere Vakuumkraft bietet. Es ist halbautomatisch, d.h. das Vakuum wird nur dann aufgebaut, wenn es tatsächlich gebraucht wird, sodass kein unnötiger Lärm entsteht. Das Heizelement aus Kohlenfasern gewährleistet dabei eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung, sodass kein Vorheizen erforderlich ist. Aufgrund der drehbaren Platte können auch zweilagige sowie dickere Folien problemlos erwärmt werden. Der SelectVac verfügt über eine kombinierte Modellaufgabe mit Glaskugeln zum Einbetten großer oder ungetrimmter Modelle (zum Anpassen der Modellhöhe). Das Gerät ist einfach zu bedienen und kann mit allen gängigen Folien verwendet werden.




Essix SelectVac Tiefziehgerät

1004-1ESVM02



01	Brackets
02	Bänder & Bukkalröhrchen
03	Bögen & Drähte
04	Kleber & Zement
05	Elastomerics
06	Extraoral
07	Instrumente
08	Carriere Motion 3D
09	Tiefziehtechnik & Aligner
10	Zubehör
11	Labor & Geräte
<b>12</b>	<b>Praxisorganisation</b>
13	Inhaltsverzeichnis





## Lagerung Brackets & Bänder



### Bracketkarussell

Bracketkarussell für bis zu 25 Fälle Brackets mit transparentem, drehbarem Deckel.

Bracketkarussell	1010-931
------------------	----------



### Brackettray

Zum Vorbereiten der Brackets, mit Klebeleiste. Packung mit 25 Stück.

Brackettray weiß mit Klebeleiste	1010-300022
----------------------------------	-------------



### Bändertray

Tray für Bänder in den Größen 29,5 bis 44 pro Quadrant, mit transparentem Stülpedeckel. Maße passend für Bänderschubladen mit mehreren Fächern.

Bändertray	1010-482018
------------	-------------

### Aufbewahrungsbox für Bänder

Die Bänderbox mit robustem Deckel und Schnappverschluss bietet Platz für Bänder aller 4 Quadranten in den Größen 29,5 bis 43,5. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Bändertrays (je 1 pro Quadrant).

Aufbewahrungsbox für Bänder	1010-482018B
-----------------------------	--------------



## Aufbewahrung

### Spender für Bogenmarkierstifte

Optimale Hygiene und einfache Entnahme der Bogenmarkierstifte.

	Menge	Art.Nr.
Spenderbox für Bogenmarkierstifte	Stck	1010-10352
Bogenmarkierstifte, rote Spitze	100 Stck	1010-10353



### Aufbewahrungsbox für Kleinteile

Transparente Aufbewahrungsbox mit Deckel und 20 Fächern für Kleinteile, wie z. B. elastische Ligaturen. Maße: 30 x 16,5 x 4,5 cm.

Aufbewahrungsbox für Kleinteile	1006-DB03LBox
---------------------------------	---------------



### Spender für Wachsdöschen

Für bis zu 100 Döschen Patientenwachs. Maße: 21 x 22 x 12 cm.

Spender für Wachsdöschen	1006-19995
--------------------------	------------



### Spender für Spulen

Kompakter Spender aus Acryl mit Schiebedeckel für Alastikketten und Fäden. Fasst bis zu 10 Spulen. Maße: 14 x 7,6 cm x 7,6 cm.

Spender für Spulen	1006-19993
--------------------	------------





## Aufbewahrung



### Bogenständer

Bogenständer aus Acryl mit Deckel. 12 verschiedene Bögen lassen sich hiermit gut aufbewahren. Maße: 19,5 x 19,5 x 10,5 cm.

Bogenständer mit Deckel	1005-90010
-------------------------	------------



### Kiefermodellkästen

Kiefermodellkästen aus Kunststoff mit Einsteckfach für Beschriftungskarte oder Etikett. Maße: 30,5 x 8,5 x 6,5 cm. Karton mit 25 Stück. Auf Wunsch auch ohne Einsteckfach erhältlich.

	Menge	Art.Nr.
Kiefermodellkästen weiß	25 Stck	1090-00015
Kiefermodellkästen blau	25 Stck	1090-00016
Kiefermodellkästen rot	25 Stck	1090-00017
Kiefermodellkästen grün	25 Stck	1090-00018
Kiefermodellkästen gelb	25 Stck	1090-00019
Kiefermodellkästen grau	25 Stck	1090-00020

### Modellboxen aus Karton

Zum Lagern Ihrer Modelle, weiß beschichtet, geheftet. Innenmaße: 31,5 x 9,3 x 7 cm. Karton mit 25 Stück.

Modellboxen weiß mit Deckel	1090-00031
-----------------------------	------------



## Zangenständer

### Zangenständer Plexi

Für bis zu 15 Zangen.

Zangenständer Plexi	1009-19994
---------------------	------------

### Zangenständer Classic

Runder Zangenständer aus Acryl mit Sondeneinsatz in der Mitte.

Zangenständer Classic	1010-1050206
-----------------------	--------------

### Zangenständer Edelstahl

Zangenständer aus Edelstahl, sterilisierbar. In klein für ca. 9 Zangen (13 x 10 cm), in groß für ca. 25 Zangen (25 x 10 cm).

	Art.Nr.
Zangenständer Edelstahl klein	1009-19997
Zangenständer Edelstahl groß	1009-19998

### Zangenständer matt

Zangenständer aus Edelstahl, sterilisierbar, Maße: 21 x 15 cm.

Zangenständer matt	1009-19995
--------------------	------------

### Essix Instrumentenorganizer

Praktischer Organizer für das Praxislabor aus Kunststoff für Zangen, Fräsen und kleine Hilfsteile wie Polierer, Maße: 23 x 10,7 x 12 cm.

Instrumentenorganizer	1004-182ORG
-----------------------	-------------



**A**

Abdruckdesinfektion	185
Abdrucklöffel	182-183
Absaugbox	203
Absaugvorrichtung	74
Adamszangen	115
Aderer Dreifingerzangen	108
Aderer Dreifingerzangen Labor	116
Airo Strips	159
Aislar	196
Alginat	186
Alginat Mixer	202
Aligner Attachments	67
Aligner Chewies	181
Alignerdosen	164
Aligner Entferner	181
Aligner Zangen	114
Alpha Glaze	68
Aluminiumoxid	203
Anmischbecher	184
Anti-Spee Bögen	44
Approximale Schmelzreduktion	158-163
AquaCem Zement	64
Aromatropfen	184
Assure Haftverstärker	69
Ästhetische Nickel-Titan Bögen	45
Ätzel	70
Aufbeißalastiks	83
Aufbewahrungsboxen für Bänder	25
Aufschweißteile für Bänder	24-25
Ausblockmaterial	156
Australian Wire	47

**B**

Bandandrücker	111
Bandentfernungsangen	102
Band-it	64
Beißknochen	133
beschichtete Ligaturen	56
Beta-Titan Bögen	46
Bird Beak Zange Labor	115
Bird Beak Zangen	105
Bisschablonen	198
Bite Bumpers	75
Black Etch Ätzel	70
Bogenformen	35
Bogenhooks	55
Bogenmarkierstifte	43
Bogenschutzschlauch	87
Bogenständer	212
Bogenstopps	54
Bond-A-Braid	50
Bond Aligner	67
Bond-it	61
Bracketentfernungszange Keramik	126
Bracketentfernungszangen	103
Bracketentfernungszangen Lingual	118
Bracket-Markierkreuze	135
Bracketpinzetten	112
Bracketpositioner	111
Brackettrays	210

**C**

Caplin Hooks	31
Carriere Motion 3D	136-147
Carriere Motion Setzpinzette	132
Carriere M-Serie Bögen	10
Carriere SLX 3D Brackets	12-13
Carriere SLX Brackets	8-9
Chewies	181
Cinch Back Hammerhai Zangen	109
ColorChange Alginat	186
Colour Boutique Ligaturen	81
Compo-Ject Applikator	63
Composite Clear Brackets	20
Copper NiTi	41
Cream Alginat	186
Crimp Hooks	54-55
Crimp Zange	100
Crimpzange für Bogenhooks	126
Cu Nitantium Bögen	11

**D**

De La Rosa Zange	106
Dentalbrenner	169
Dentaldraht	199
Dento-Prep	203
Detailing Zangen	109
Distal Bender	127
Distal End Cutter	96
Distal End Cutter Lingual	120
Distalizer	136-147
Drahtligaturen	56
Druckfedern	53
Drufomat	206
Dry Tips	71
Dynax Silikone	188-189

**E**

Elastische Ketten	84-85
Elastische Ligaturen	81
Elastischer Faden	87
Enhance Haftverstärker	69
Essix Tiefziehfolien	151
Euro 8III-Titan	46
evolve Brackets	14-15
evolve Flow Klebe-Bukkalröhrchen	29
evolve low profile Brackets	16-17
Exacto-Bites	198
Excel	60
ExciTE	65
Extraorale Gummizüge	80
Eyelets	30

**F**

Federn	53
Feilen	158-163
Finierer	73
First & Final	72
Flachzangen	117
FlexView	158
Flow Tain	63
Folien	150-153
Folienpolierer	155
Fotohaken	192
Fotospiegel	190
Fräsen	154-155

**G**

Gesichtsbögen	92
Gesichtsmasken	93
Gips	200
Gishy Goo!	173
Glattflächenversiegelung	68
Goshgarian Palatal Bars	57
GoTo	61
Gurin Schrauben	55

**H**

Haftverstärker	69
Hammerhai Zangen	109
Hard Wire Cutter	97
Hartmetallfinierer	73
Heavy Wire Cutter	125
Heidemann Spatel	65, 132
Hilliard Thermoanlagen	166-169
How Zange	100

**I**

iconic Tiefziehfolien	152
ilusio Rhodium etched	45
ImpreSafe	185
Indirektes Kleben	66
Interdentalbürsten	176
Intraorale Gummizüge	78

**J**

Japan Premium Chain	84
---------------------	----

**K**

Keramikbrackets	18
Ketac	64
KFO Dosen	175
Kiefermodellkästen	212
Klebe-Bukkalröhrchen	26-29
Klebeknöpfechen	30
Klebeösen	31

Klebebinzetten	112
Kleber chemisch härtend	60
Kleber lichthärtend	61-62
Klemmhäkchen	54-55
Knopfanker	199
Kontrastoren	190
Kopfkappen	90
Kunststoffbrackets	20

**L**

Laborzangen	115
L.C.R. Light Cure Retainer	63
Le Cron	201
Lichtöfen	205
Ligator	131
Ligaturencutter	98-124
Ligaturencutter Lingual	119
Ligaturenverstecker	110, 131
Light Bond	61
Light Wire Zangen	104
Lingualbogenformzange	116
Lingualbogensetzzange	126
Lingualschloss	57
Lippenhalter	191
Lippenschutz	172

**M**

Markierkreuze	135
Mathieu Nadelhalter	113, 128
Maximum Cure	68
Megalight	205
Memosil 2	197
Messlineal	134
Mess-Set	164
Metal Primer	69
Microbrush	71
Mini-Molds	75
Modellboxen	212
Molarenbänder	24
Moskitoklemme	113
Mouthguard	153, 173
Mundschutz	153, 173
Mundspiegelgriffe	133

**N**

Nackenband	90
Nadelhalter	113, 128
Nance Biegezange	106
Nexus III	65
Nickel-Titan Bögen	36-45
NiTi Classic	39
Nola Dry Field	74

**O**

O'Brien Loop Zange	105
Odontosil	197
Ösen	31
opro Sportmundschutz	173

Optima Bukkalröhrchen	28
Opto Therm	36
Opto Therm Plus	37
Ortho Flextech	50
Orthotrace Alginat	186
Osamu-Bond	196

**P**

Pad Lock	62
Palatal Bars	57
Palatinalschlösser	57
Patientenschutzwachs	172
Pefect A Smile	67
Phase II	60
Plaque HD	178
Plastic Conditioner	69
Plicafol	187
Polierer	73
Polymerisation	204
Porcelain Conditioner	69
Porc-Etch	70
Positioner Material	197
pre-stopped Bögen	40
pre-torqued Bögen	42
ProLign ASR	162
PRO SEAL	68
Pulverstrahlgerät	203

**Q**

Quad Helix	57
------------	----

**R**

Reinigungslösung Aligner	179
Reinigungstabletten	180
Rely a Bond	60
RelyX	65
Retainerdrähte	49-51
Retainerkleber	63
Retainium	51
Rotationsmodule	87

**S**

S1 Suhy	187
Safe Cinch	101
Sandstrahlgerät	203
Scaler	110-130
Scheren	154
Schieblehren	134
Schlaufenbiegezange	116
Schutzbrillen	204
Schutzwachs	172
SE medium	38
Separiermodule	86
Separierzange	103
Setzpinzetten	112
Sicherheitsmodule	91
Sidekick Hooks	145
Silikone	187

Silikon Ties	83
SLX 3D Opener	132
Smaha	113
Sonden	110, 130
Sonic Cleaner	180
spa Keramikbrackets	18
SpaceFile	160
Spangeldosen	174-175
Speichelabsorber	71
Stahlbögen	47
Stahlligaturen	56
Stainbusters	73
Steraligner	179
Straight 8	51
Strippstreifen	158
superelastische Bögen	36-45

**T**

T-Gear	91
Thermometer	169
Thermoanlagen	166-169
Tiefziehfolien	150-153
Tiefziehgeräte	206
Transbond LR	63
Transbond Plus	62
Transbond Supreme LV	66
Transbond XT	62
Triad Gel	156
Trimmwerkzeuge	154-155
Triple Force Bögen	42
Tweed Zangen	106
Twirl-On Ligator	131
Twistbögen	49

**U**

Ultra Band-Lok	64
----------------	----

**V**

Versiegelung	68
--------------	----

**W**

Wachs	172
Wachsmesser	198
Wachsplatten	198
Wangenhalter	74, 191-193
Weingart Zangen	99
Weingart Zangen Lingual	118

**Z**

Zahnbürsten	177
Zahncreme	178
Zangenständer	123, 213
Zement	64
Zugfedern	53
Zugkette	31

## Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der ODS GmbH

- 1. Allgemein** Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich zu den nachfolgend aufgeführten Bedingungen. Mündliche Vereinbarungen bedürfen immer der schriftlichen Bestätigung durch die ODS GmbH. Sie behält sich vor, Produkte ohne weitere Benachrichtigung aus dem Programm zu nehmen oder diese in ihren Bestandteilen zu ändern.
- 2. Angebote und Preise** Angebote und Preise sind freibleibend bis zur Auftragsbestätigung. Als Grundlage gilt die jeweils gültige Preisliste neuesten Datums. Mit Herausgabe neuer Preise werden die vorangegangenen Preise automatisch ungültig. Die ODS GmbH behält sich vor, ohne weitere Benachrichtigung Preise abzuändern. Preise gelten ab Lager Kisdorf und schließen Verpackung und Versandkosten nicht ein. Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen MwSt. zum Zeitpunkt der Fakturierung.
- 3. Lieferung** Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers, auch bei teilweiser Übernahme der Lieferkosten durch die ODS GmbH. Versicherung wird nur auf besonderen Wunsch abgeschlossen.
- 4. Mustersendungen** Mustersendungen zur Ansicht sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt ohne Kosten für die ODS GmbH zurückzusenden. Nach 20 Tagen wird von einem Kauf ausgegangen und es erfolgt eine automatische Rechnungsstellung.
- 5. Gewährleistung** Beanstandungen über Vollständigkeit und Qualität der Lieferung sind unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche der ODS GmbH schriftlich anzuzeigen. Sichtbare, äußere Beschädigungen der Versandverpackung bzw. Verluste sind unmittelbar dem jeweiligen Frachtführer (= Spediteur, UPS oder Post) zu melden. Bei Ansprüchen, die in Folge von Material- oder Herstellungsfehlern zu Recht bestehen, leistet die ODS GmbH Ersatz. Andere weitergehende Ansprüche jeglicher Art können nicht geltend gemacht werden.
- 6. Rücksendungen** Rücksendungen können nur nach vorheriger Rücksprache mit der ODS GmbH erfolgen. Es werden nur unbenutzte und originalverpackte Produkte zurückgenommen. Eine Rückgabe setzt die Vorlage der Rechnung, des Lieferscheins bzw. die Angabe der Rechnungsnummer voraus. Waren, deren Liefertermin mehr als 6 Wochen zurückliegt, sind von Umtausch bzw. der Rücknahme ausgeschlossen. Rücknahme oder Umtausch von Sonderanfertigungen sind nicht möglich. Aufgrund der CE - Vorschriften weisen wir daraufhin, dass die Kosten für Wiedereingliederung von Waren weiterberechnet werden können.
- 7. Zahlung** Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen rein netto zahlbar. Teillieferungen werden, sofern nicht anders vereinbart, im Hinblick auf die Zahlungsfrist als eigenständige Lieferung angesehen und sind als solche auch mit dem entsprechenden Ziel gemäß Rechnungsdatum zu zahlen. Bei Zahlungseingang innerhalb von 10 Tagen gewähren wir Skonto in Höhe von 2 %, bei Erteilung einer Einzugsermächtigung 3 %. Wir akzeptieren auch Kreditkartenzahlung (VISA, American Express und Master Card). Hier wird der Rechnungsbetrag abzüglich 2 % eingezogen. Als Zahlungseingang gilt der Tag der Gutschrift auf einem unserer auf den Rechnungen genannten Konten. Alle Nebenkosten des Geldtransfers gehen zu Lasten des Käufers. Bei Überschreitung des Zahlungszieles können, ohne extra Benachrichtigung bzw. gesonderter Fristsetzung, Zinsen in Höhe der jeweils bei unserer Hausbank zu zahlenden Kontokorrentzinsen, Minimum 3 % über dem Basiszinssatz der EZB veranschlagt werden.
- 8. Eigentumsvorbehalt** Die gelieferten Waren bleiben Eigentum der ODS GmbH bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus dem Handelsgeschäft. Dies erstreckt sich auch auf Waren, die weiterverarbeitet oder weiter veräußert werden. Bei Weiterveräußerung ist der Käufer gegebenenfalls verpflichtet, eine entsprechende Forderungsabtretung zu leisten.
- 9. Sonderanfertigungen** Aufträge für Sonderanfertigungen (z.B. Aufschweißungen bei orthodontischen Bändern) können nicht storniert werden. Geschieht dies dennoch, so berechnet die ODS GmbH die gesamten, bis dahin geleisteten Arbeiten bzw. verarbeiteten Teile bis zum Höchstbetrag der Gesamtlieferung. Sonderanfertigungen sind grundsätzlich von Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
- 10. Schlussbestimmungen** Im Übrigen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ungültig werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Punkte.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bad Segeberg.

Kisdorf im Juli 2019.

**Impressum** Verantwortlich für den Inhalt: ODS GmbH, Dorfstr. 5f, 24629 Kisdorf.  
Der Nachdruck des Kataloges, auch auszugsweise, ist ohne ausdrückliches Einverständnis der ODS GmbH untersagt. Für fehlerhafte Angaben in diesem Katalog und deren Folgen übernehmen wir keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

ODS GmbH erhebt nicht den Anspruch, dass die mit Roth oder anderen Techniken bezeichneten Brackets identisch sind mit Brackets gleicher Bezeichnung anderer Hersteller, noch dass sie von den jeweiligen Doktoren indossiert sind.



**ODS GmbH** Dorfstraße 5 · 24629 Kisdorf  
Tel.: +49 (0) 4193 96 59 81 - 0  
Fax: +49 (0) 4193 96 59 81 - 17  
kundenservice@orthodent.de  
[www.orthodent.de](http://www.orthodent.de)