



ODS-LINGUAL

nach Prof. Wiechmann



Instrumente	Kleben	Zubehör Kleben	Elastomeric	Drahtprodukte	Abdrucknahme	Foto	Zubehör
							
							
							



**Prof. Dr. Dr. h. c.
Dirk Wiechmann**

"Fachlich kompetent und absolut zuverlässig – das zeichnet die Firma ODS aus. Ein stets ansprechbarer Partner, der die Bedürfnisse seiner Kunden immer in Blick hat und mit seinem herausragenden Service selbst herausforderndste Wünsche erfüllt."

ODS for WIN

Alles aus einer Hand – für den erfolgreichen Einsatz der vollständig individualisierten Lingualapparatur

Seit nunmehr drei Jahren beschreiten wir und die **DW Lingual Systems GmbH** erfolgreich einen gemeinsamen Weg. Eine Kooperation, von der Sie als Anwender des bewährten **WIN Systems** seither von A bis Z profitieren.

Aus einer Hand erhalten Sie sämtliche Zangen, Instrumente, Klebematerialien sowie Hilfsmittel, die es für den klinischen Einsatz der beliebten Lingualapparatur braucht. Zudem können Sie stets auf unser umfangreiches fachliches Know-how und einen umfassenden Service zählen.

Mit großer Freude präsentieren wir Ihnen unseren neuen Katalog "**ODS Lingual**".

Perfekt auf die Behandlung mit dem **WIN System** abgestimmt, bietet dieser eine um innovative Produkte erweiterte, umfangreiche Palette. Lernen Sie beispielsweise unsere beiden neuen Weingart Zangen mit langem Griff kennen. Entdecken Sie darüber hinaus die Tweed Zange zum Torquen mit eingravierter Gradeinteilung oder den cleveren Mr. Thirsty für ein effizienteres Rebonding.

Neugierig geworden? Na dann, blättern Sie doch mal rein...

Herzlichst Ihre

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Denecke'.

Corinna Denecke



Weingart Zange mit langem Griff

Weingart Universalzange mit langem Griff (15 cm) und kreuzverzahnten Branchen.
Für Drähte bis .022" x .028".

Weingart Zange XL Griff

Art.-Nr. 1009-7010





Weingart Zange schmal

Weingart Universalzange mit langem Griff (15 cm) und schmalen, kreuzverzahnten Branchen.
Für Drähte bis .022" x .028".

Weingart Zange schmal XL Griff

Art.-Nr. 1009-7011







iXion Weingart Zange zierlich

Exakt schließende, geriffelte Branchen für sicheres Einführen und Halten von Drähten.
Für Drähte bis .022" x .028".

iXion Weingart Zange zierlich
Art.-Nr. 1009-IX800

ixionTM
Instruments



Lingual Debonding Zange anterior

Zur Bracketentfernung im anterioren Bereich mit speziell modifiziertem Haken (nach Wolfgang Pelz). Dank der optimal an das flache Design der WIN-Brackets angepassten Haken wird nach erfolgreichem Behandlungsabschluss ein für den Patienten noch angenehmeres Entfernen der Apparatur ermöglicht.

Lingual Debonding Zange anterior

Art.-Nr. 1009-678709




Lingual Debonding Zange posterior

Zur Bracketentfernung im posterioren Bereich. Die extra für die WIN-Apparatur modifizierten Branchen des Cutters (nach Wolfgang Pelz) ermöglichen selbst im Seitenzahnbereich mit seinen eingeschränkten Platzverhältnissen ein sicheres sowie einfaches Greifen und Entfernen der Lingualbrackets und Molarentubes. Bitte beachten: Der Cutter ist nur als Debonding Zange einsetzbar und nicht als Schneideinstrument zu verwenden.

Lingual Debonding Zange posterior

Art.-Nr. 1009-678107L





Tweed Zange zierlich

Zum Torquen von Vierkantdrähten. Sehr zierliche Branchen (0,9 mm), daher auch bestens für die Lingualtechnik geeignet. Mit eingravierter Gradeinteilung. Für Drähte bis $.019'' \times .025''$.

Tweed Zange zierlich

Art.-Nr. 1009-IX949



Cinch Back Zange nach Pelz

Zum Umbiegen von Nickel-Titan-Bögen distal der Molarentubes. Fein gezahnte Zangenbacken ermöglichen auch sanfte Biegungen von 45° . Durch die Rillen wird der Draht dabei sicher geführt und kann nicht wegrutschen. Für Bögen $.012''$ bis $.017'' \times .025''$.

Cinch Back Zange

Art.-Nr. 1009-7000



Detailing Zangen

Präzises Einbringen von 0,5 bzw. 0,75 mm-Stufen in situ. Durch den zierlich gestalteten Zangenkopf können bei Lingualbehandlungen selbst in engen Interproximalräumen benötigte Stufen präzise und sicher realisiert werden. Für Bögen bis .018" x .018".

ixion[™]
Instruments



0,75

Detailing Zange 0,75 mm
Art.-Nr. 1009-IX975

0,5

Detailing Zange 0,5 mm
Art.-Nr. 1009-IX976





Distal End Cutter XL

Distal End Cutter mit extra langen Griffen für einen leichten Zugang zu den Molaren.
Mit Drahtfangvorrichtung und Hartmetalleinsätzen. Für Drähte bis $.021'' \times .025''$.


Distal End Cutter
Art.-Nr. 1009-IX901



Distal End Cutter mit langem Griff gebogen, TC-Drahtfangvorrichtung, 15 cm

Distal-Schneider Mini Universal 10° mit langem gebogenem Griff (15 cm) für einen verbesserten Zugang nach distal. Mit Drahtfangvorrichtung und Hartmetalleinsätzen. Für Drähte bis $.021'' \times .025''$.

Distal End Cutter
Art.-Nr. 1009-7016




Ligaturenschneider Reversed -40° (TASK)

Ligaturenschneider mit extra zierlicher, abgewinkelter Spitze.
Die Schneideflächen sind innen liegend, sodass die Ligaturen distal abgeschnitten werden können. Für Ligaturendraht bis .008".

Ligaturenschneider Reversed -40° (TASK)

Art.-Nr. 1009-P410





Moskitoklemme

Mit geriffelten Spitzen, zum Setzen von Gummiligaturen.

Moskitoklemme
Art.-Nr. 1009-81010




iXion Moskitoklemme

Mit geriffelten Spitzen, zum Setzen Gummiligaturen.

iXion Moskitoklemme
Art.-Nr. 1009-IX855

iXion™
Instruments



iXion Moskitoklemme gebogen

Extra zierlich mit anatomisch gebogenen, geriffelten Spitzen für ein optimales Agieren im Seitenzahnbereich.

iXion Moskitoklemme gebogen
Art.-Nr. 1009-IX941

iXion™
Instruments



iXion Nadelhalter

Mit robusten, abgerundeten Spitzen für Drahtligaturen.

iXion Nadelhalter
Art.-Nr. 1009-IX862

ixion[™]
Instruments





Setzpinzette

Feine, geschwungene Spitzen für sicheren Halt beim Setzen von Lingualbrackets und Tubes.

Setzpinzette

Art.-Nr. 1009-101



Klebebinzette Offset

Feine, abgewinkelte Spitzen für akkurates Setzen besonders kleiner 7er Tubes.

Klebebinzette Offset

Art.-Nr. 1009-102



Sonde

Feine Sonde mit kurzer Spitze (5 mm).

Sonde

Art.-Nr. 1009-81008




Ligaturenverstecker

Doppelendiger Ligaturenverstecker, für Finishing-Biegungen im anterioren Bereich und zum intraoralen Umbiegen von Stahlbögen.

Ligaturenverstecker

Art.-Nr. 1009-81001






HM Finierer konisch, rund

Zum sicheren Entfernen von Adhäsivresten ohne Riefen. Für RA-Schaft.

HM Finierer konisch rund, RA-Schaft

Menge: 5 Stück

Art.-Nr. 1007-H23RA204016



Hartmetallfinierer eiförmig

Zum gründlichen Entfernen der Adhäsivreste an den lingualen Zahnoberflächen.
Für RA-Schaft und FG-Schaft (Turbine).

Hartmetallfinierer eiförmig RA-Schaft


Menge: 5 Stück

Art.-Nr. 1007-H379204023

Hartmetallfinierer eiförmig FG-Schaft

Menge: 5 Stück

Art.-Nr. 1007-H379314023




Hartmetallfinierer knospenförmig

Zum Anfinieren der Abschlusskanten von Molarenpads.
Für FG-Schaft (Turbine).

Hartmetallfinierer knospenförmig

Menge: 5 Stück

Art.-Nr. 1007-32040



Diamanten rund

Die kleinen Diamanten werden zum Einschleifen der anterioren Bracketbasen verwendet, um Störkontakte zu entfernen. Der große Diamant dient zur Entfernung der okklusalen Pads vor dem Debonden. Für RA-Schaft und FG-Schaft (Turbine).



RA-Schaft

Diamant rund Ø .023

Menge: 5 Stück
Art-Nr. 1007-801204023

Diamant rund Ø .035

Menge: 5 Stück
Art-Nr. 1007-801204035

FG-Schaft

Diamant rund Ø .023

Menge: 5 Stück
Art-Nr. 1007-6801314023

Cito-mant rund Ø .024

Menge: 5 Stück
Art-Nr. 1007-12007

Cito-mant rund Ø .029

Menge: 5 Stück
Art-Nr. 1007-13109

Cito-mant rund Ø .035

Menge: 5 Stück
Art-Nr. 1007-13009



Maximum Cure

Chemisch härtendes Adhäsiv für die indirekte Klebmethode mit Silikon-Transfer-Tray.

Maximum Cure Sealant A

Menge: 20 g
Art.-Nr. 1006-81554g

Maximum Cure Sealant B

Menge: 20 g
Art.-Nr. 1006-81555g



Maximum Cure Alu Cooler

Spezielle Aluminiumlegierung. Zum Kühlen von Maximum Cure.

Maximum Cure Alu Cooler

Art.-Nr. 1006-81550



Bonding Resin

Chemisch härtendes Adhäsiv für direktes und indirektes Kleben.

Bonding Resin A

Menge: 7 g

Art-Nr. 1006-81152

Bonding Resin B

Menge: 7 g

Art-Nr. 1006-81153



Porc-Etch

Spezielles Ätzgel für Keramikoberflächen mit Abdeckgel für die Gingiva.

Porc-Etch & Barrier Gel

Menge: 7 g + 3 ml

Art-Nr. 1006-81581





Porcelain Conditioner

Spezieller Haftvermittler zum Kleben auf Keramikoberflächen. Schafft eine chemische Verbindung zwischen Keramik und Bracketadhäsiv.

Porcelain Conditioner

Menge: 8 ml

Art.-Nr. 1006-81582



Metal Primer

Zum Kleben auf Metalloberflächen (Gold, Edelstahl, Amalgam). Der Metal Primer bewirkt einen chemischen Verbund zwischen allen Edel- und Nichtedel-Metallen und dem Adhäsiv.

Metal Primer

Menge: 8 ml

Art.-Nr. 1006-81585



Plastic Conditioner

Spezieller Primer zum Kleben von Kompositoberflächen oder Acryl. Der Primer schafft eine chemische Verbindung zwischen Kompositoberfläche und Adhäsiv.

Plastic Conditioner

Menge: 10 ml

Art.-Nr. 1006-81587



NX3

Universeller adhäsiver Dental-Komposit-Zement, chemisch- und lichthärtend. Einfaches Applizieren durch Automix-Doppelspritze. Für das Nachkleben von Brackets im Molarenbereich und bei Anwendung des lichthärtenden WIN-Klebeprotokolls.

NX3 Doppelspritze mit 10 Kanülen

Menge: 5 g
Art.-Nr. 1006-72001

NX3 Mixing Automisch-Kanülen

Menge: 50 Stück
Art.-Nr. 1006-72002



Light Bond Paste thin

Lichthärtendes Adhäsiv mit idealer Viskosität zum Nachkleben von Brackets.

Light Bond Paste thin

Menge: 5 g
Art.-Nr. 1006-81172NF



Excite F DSC

Bei Anwendung des lichthärtenden WIN-Klebeprotokolls. Excite F ist ein dualhärtendes, hydrophobes, fluoridfreisetzendes Einkomponentenadhäsiv für Schmelz und Dentin. Einfache und hygienische Applikation durch Single-Dose-Sticks in der Größe regular (hellblau).

Excite F DSC Single-Dose 0,1 g

Menge: 50 Stück
Art.-Nr. 1006-72003





Mr. Thirsty ... und das Rebonding wird zum Kinderspiel

Mit dem latexfreien Mr. Thirsty kann das Nachkleben von Brackets deutlich vereinfacht und dabei wertvolle Stuhlzeit eingespart werden. Denn das Einweg-Komplettsystem erfüllt drei Aufgaben gleichzeitig – es hält Zunge und Wange zurück, saugt nebenbei Flüssigkeiten ab und sichert eine stabile Mundöffnung. Somit werden dem Behandler ein trockenes Arbeitsfeld, eine stets freie Sicht und ein effizienteres Rebonding ohne Unterbrechung durch Ausspülen oder Umsetzen des Saugers gewährleistet, während die Stuhlassistenz entlastet wird.

Diese Retraktions-, Isolations- und Absaugvorrichtung, welche sich insbesondere beim Nachkleben von Lingualbrackets als vorteilhaft erweist, wird mittels Adapter einfach auf die Absaugung aufgesteckt und im Patientenmund platziert. Ein integrierter Bissblock ermöglicht es dem Patienten dabei, den Mund ohne Anstrengung offen zu halten, während gleichzeitig die Kiefergelenke entlastet werden. Zudem ist der Zugang zum Rachen geschützt.

Mr. Thirsty ist in zwei Größen erhältlich (klein, lila / groß, blau) und kann individuell zugeschnitten werden. Der Adapter ist autoklavierbar.

Mr. Thirsty Trial Kit

5 kleine + 5 große Aufsätze, 1 Adapter
Art.-Nr. 1006-50Z98716

Mr. Thirsty Nachfüll-Pack lila

Einweg-Absaugaufsätze klein
Menge: 25 Stück
Art.-Nr. 1006-50Z986SM16

Mr. Thirsty Nachfüll-Pack blau

Einweg-Absaugaufsätze groß
Menge: 25 Stück
Art.-Nr. 1006-50Z986LG16



Intraorale Bilder Dr. Andrea Foltin.

NOLA Dry Field System

Ein Muss beim indirekten Kleben. Die perfekte Kombination aus Wangen- und Zungenabhalter mit Absaugvorrichtung.

NOLA Dry Field System klein, rot

Menge: Sortiment
Art.-Nr. 1006-30101

NOLA Dry Field System Standard, weiß

Menge: Sortiment
Art.-Nr. 1006-30102

NOLA Dry Field Wangenhalter klein, rot

Menge: 1 Stück
Art.-Nr. 1006-30130

NOLA Dry Field Wangenhalter Standard, weiß

Menge: 1 Stück
Art.-Nr. 1006-30131

NOLA Dry Field Zungenschild klein

Menge: 2 Stück
Art.-Nr. 1006-30135

NOLA Dry Field Zungenschild Standard

Menge: 2 Stück
Art.-Nr. 1006-30136

NOLA Dry Field LV Adapter inkl. Y-Stecker

Menge: 4 Stück
Art.-Nr. 1006-30133

NOLA Dry Field LV Adapter

Menge: 4 Stück
Art.-Nr. 1006-30138

NOLA Dry Field Y-Stecker

Menge: 4 Stück
Art.-Nr. 1006-30137

NOLA Dry Field Silikonschläuche

Menge: 10 Stück
Art.-Nr. 1006-30134





Parotis Watterollen

Spezielle, längere Watterollen mit integriertem Kunststoffstab.

Parotis Watterollen Größe 1

Länge 80 mm, Ø 9 mm
Menge: 100 Stück
Art.-Nr. 1012-055031

Parotis Watterollen Größe 2

Länge 80 mm, Ø 10 mm
Menge: 100 Stück
Art.-Nr. 1012-055032



Dry Tips

Zur Anwendung mit dem Dry Field System. Die Dry Tips sind mehrschichtig aufgebaut und passen sich der Mundschleimhaut und allen Mundbewegungen problemlos an.

Dry Tips Speichelabsorber klein

Menge: 50 Stück
Art.-Nr. 1006-81700

Dry Tips Speichelabsorber groß

Menge: 50 Stück
Art.-Nr. 1006-81702



Microbürstchen

Feine Bürstchen mit flexibler Spitze zum präzisen Auftragen.

Microbürstchen

Menge: 100 Stück
Art.-Nr. 1013-81025



Benda Brushes

Einwegpinsel, Länge ca. 10 cm. Pinselkopf abknickbar.

Benda Brushes

Menge: 250 Stück
Art.-Nr. 1006-815901



Bonding Pinsel mit Griff

Bonding Pinsel

Menge: 250 Stück
Art.-Nr. 1006-81591

Pinsel Griff

(Farben können variieren)
Menge: 1 Stück
Art.-Nr. 1006-90020





Dappenbecher

Die Einmal-Dappenbecher sind vielseitig verwendbar. Dank der praktischen Einkerbung lassen sie sich sicher am Instrumenten-Tray befestigen. So verrutschen sie nicht bei Benutzung und ermöglichen ein präzises Arbeiten. Sie bestehen aus reinem Polypropylen. Das macht sie zu 100% recycelbar. Höhe ca. 2,3 cm, Fassungsvermögen ca. 2,5 ml.

Dappenbecher Kunststoff, weiß

Menge: 50 Stück
Art.-Nr. 1013-81041




Patientenservietten Towel Up

Optimaler Patientenschutz, aus saugstarkem Zellstoff und wasserfester Folie. Maße 33 cm x 45 cm. Beim Sandstrahlen mit Aluminiumoxid wird die Serviette leicht angefeuchtet und der Bereich um den Mund ausgeschnitten.

Die Patientenservietten sind in einer wiederverschließbaren Folie verpackt. So lassen sich bequem und hygienisch einzelne Servietten entnehmen. Die Verpackung vereinfacht ebenfalls das Handling und die Lagerung des Serviettenvorrats.


Patientenservietten Towel Up blau

Menge: 500 Stück
Art.-Nr. 1013-821810410



Danville Microetcher

Sandstrahlgerät für die Verwendung mit Aluminiumoxid. Um 360° drehbare Düse für den perfekten Anstellwinkel. Als IIA-Version voll autoklavierbar.



Microetcher II Sandstrahlgerät
Art.-Nr. 1004-22000



Microetcher IIA Sandstrahlgerät
Art.-Nr. 1004-22001



Danville Microetcher Quick Disconnect Kit

Quick Disconnect Kit für den einfachen Anschluss an die Druckluftleitung. Bestehend aus einem T-Stück mit Schlauch und "Female"-Verbindungsstück sowie der Schnellkupplung "Male Part".

Micro Etcher Quick Disconnect Kit

Art.-Nr. 1004-44000

Micro Etcher Quick Disconnect Kit Female only


(T-Stück, Schlauch, Verbindungsstück)

Art.-Nr. 1004-44010

Micro Etcher Quick Disconnect Male Part

(Schnellkupplung)

Art.-Nr. 1004-44020



Male Part

Aluminiumoxid

Zur Anwendung im Microetcher. In 50 Micron für intraorale Anwendungen, in 90 Micron für das Labor.

Aluminiumoxid-Pulver 50 μm intraoral

Menge: 900 g

Art.-Nr. 1004-221906

Aluminiumoxid-Pulver 90 μm Labor

Menge: 500 g

Art.-Nr. 1004-22491




Danville Absaugkabinen

Kompakt und dennoch großer Arbeitsbereich, optimal beleuchtet (LED).
Einfache Reinigung durch herausnehmbaren Filter. Sehr leise.
In zwei Varianten erhältlich.


MicroCab Plus 230 V

Maße: B 22 x T 27 x H 20
Art.-Nr. 1004-91354



MacroCab Plus 230 V

Maße: B 32 x T 27 x H 20
Art.-Nr. 1004-91740





RELASTICS Intraorale Gummizüge

- Hergestellt aus hochwertigem chirurgischen Latex.
- Dauerhafte, gleichmäßige konstante Zugkräfte.
- In 5 Größen und 4 unterschiedlichen Kräften erhältlich.
- Die Kraftangabe stellt die 3-fache Dehnung des Innendurchmessers dar.
- Bunte Buchstabensymbole für leichte Identifizierung.
- 3 Jahre haltbar.
- 100 Gummizüge in einem lichtgeschützten Patiententütchen, 50 Tütchen pro Packung.






RELASTICS®



	light 2,5 oz. (71 g)	medium 3,5 oz. (99 g)	heavy 4,5 oz. (128 g)	x-heavy 6,5 oz. (170 g)	
○ 1/8" (3,2 mm)	A	A	A	A	1006-EL18L 1006-EL18M 1006-EL18H 1006-EL18X Art.-Nr.
○ 3/16" (4,8 mm)	B	B	B	B	1006-EL36L 1006-EL36M 1006-EL36H 1006-EL36X Art.-Nr.
○ 1/4" (6,4 mm)	C	C	C	C	1006-EL14L 1006-EL14M 1006-EL14H 1006-EL14X Art.-Nr.
○ 5/16" (7,9 mm)	D	D	D	D	1006-EL56L 1006-EL56M 1006-EL56H 1006-EL56X Art.-Nr.
○ 3/8" (9,5 mm)	E	E	E	E	1006-EL38L 1006-EL38M 1006-EL38H 1006-EL38X Art.-Nr.






EasyOn Ligaturen

Mit rechteckigem Querschnitt und abgerundeten Kanten ausgestattet, lassen sich die EasyOn Ligaturen einfach ligieren und halten dank des kleinen Durchmessers von .090" auch sicher auf den zierlichen WIN-Lingualbrackets. Das spezielle Material ist extrem reißfest und bietet eine sehr hohe Kraftabgabe. In schwarz und silber erhältlich in Packungen mit 40 Sticks à 24 Ligaturen.

EasyOn Power Rings .090", schwarz

Menge: 960 Stück


Art.-Nr. 1007-6306520



EasyOn Power Rings .090", silber

Menge: 960 Stück

Art.-Nr. 1007-6306510



Energy Chain

Gleichmäßige Kraftabgabe über Wochen, verfärbungsresistent. In grau und transparent lieferbar.



ohne Steg



kurzer Steg



medium Steg

Energy Chain, transparent

Menge: 4 m

Art.Nr. 1007-ECM0693

Energy Chain, transparent

Menge: 4,7 m

Art.Nr. 1007-ECM0650

Energy Chain, transparent

Menge: 4,7 m

Art.Nr. 1007-ECM0691

Energy Chain, grau

Menge: 4 m

Art.Nr. 1007-ECM0698

Energy Chain, grau

Menge: 4,7 m

Art.Nr. 1007-ECM0660

Energy Chain, grau

Menge: 4,7 m

Art.Nr. 1007-ECM0696

Power Faden

Sehr elastisch und reißfest, mit aufgerauter Oberfläche.
.025" im Durchmesser (0,64 mm), in grau und transparent lieferbar.



Power Faden anti-slip, grau

Menge: 7,6 m

Art.Nr. 1006-SNTGY025

Power Faden anti-slip, transparent

Menge: 7,6 m

Art.Nr. 1006-SNTCL025





Split Bogenstopps

Split Bogenstopps auf der Stange. Für Bögen bis $.019" \times .025"$.

Split Bogenstopps

Menge: 100 Stück
Art.-Nr. 1005-89021



Bogenstopps

Geschlossene Bogenstopps, 2 mm lang.

In klein für Bögen $.012" \text{ bis } .018"$ (\emptyset innen $.0195"$, \emptyset außen $.032"$).


In groß für Bögen bis $.020" \times .020"$ (\emptyset innen $.0315"$, \emptyset außen $.042"$).

NiTi Bogenstopps klein

Menge: 50 Stück
Art.-Nr. 1005-89119

Bogenstopps groß

Menge: 50 Stück
Art.-Nr. 1005-89129



Drahtligaturen lang


Drahtligaturen lang

Menge: je 1000 Stück

Art.-Nr. 1005-801091 (.008")

Art.-Nr. 1005-801092 (.009")

Art.-Nr. 1005-801093 (.010")



Drahtligaturen kurz

Kurze Drahtligaturen, vorgezwirbelt.

Drahtligaturen kurz, .008" (0,20 mm)

Menge: 1000 Stück

Art.-Nr. 1005-801100

Drahtligaturen kurz, .010" (0,25 mm)

Menge: 500 Stück

Art.-Nr. 1005-801101





Dynax putty

Klebfrei und damit besonders leicht knetbar. Additionsvernetzendes Putty-Abformsilikon.

Materialdaten:

Endhärte	60 Shore A
Farbe	sonnengelb
Konsistenz	knetbar - Typ 0
Mundverweildauer	1:30 Min
Verarbeitungszeit	1:30 Min



Dynax putty

Menge: 2 x 450 ml Dosen
(inkl. Dosierlöffel)
Art.-Nr. 1017-D6101

Dynax light

Leichtfließendes, additionsvernetzendes Korrektursilikon mit hoher Detailpräzision.

Materialdaten:

Endhärte	46 Shore A
Farbe	smaragdgrün
Konsistenz	niedrig - Typ 3
Mundverweildauer	1:30 Min
Verarbeitungszeit	1:30 Min



Dynax light

Menge: 2 x 50 ml
(1 Packung inkl. 12 Mischer gelb)
Art.-Nr. 1017-D6103

Mischkanülen gelb

Menge: 40 Stück
Art.-Nr. 1017-D4970X5

S1 suhy

Knetbares Vorabformmaterial zum Füllen des Löffels in der Doppelmischtechnik oder in der Doppelabdrucktechnik. Aufgrund seiner geschmeidigen Anfangskonsistenz und Endhärte ist S1 Suhy universell einsetzbar und garantiert die höchstmögliche Oberflächenqualität der Abformung.

Materialdaten:

Endhärte	72 Shore A
Farbe	(A/B) weiß/ocker-gelb
Konsistenz	knetbar (putty)
Verarbeitungszeit	2:00 Min (inkl. Mischzeit)
Aushärtezeit im Mund	< 3:00 Min

S1 suhy

Menge: 2 x 300 ml Dose
Art-Nr. 1006-20067



S4 suhy

Additionsvernetzendes, extrem feinfließendes Korrekturabformmaterial mit superhydrophilen Eigenschaften. Für alle Abformtechniken.

Materialdaten:

Endhärte	50 Shore A
Farbe	violett
Konsistenz	feinfließend
Aushärtezeit im Mund	< 3:00 Min
Verarbeitungszeit	2:00 Min

S4 suhy

Menge: 3 x 50 ml
Art-Nr. 1006-20065

Mischkanülen gelb

Menge: 50 Stück
Art-Nr. 1006-20064





DuraLock Abdrucklöffel

Die DuraLock Löffel verfügen über ausreichend Perforationen, vor allem im palatinalen und lingualen Bereich, um ein gleichmäßiges, optimales Abdruckergebnis zu gewährleisten. Die abgerundeten Kanten und die ergonomisch optimierte Form bieten hohen Patientenkomfort.

DuraLock Gr. 1 OK, rot

Menge: 10 Stück
Art.-Nr. 1007-640041

DuraLock Gr. 2 OK, orange

Menge: 10 Stück
Art.-Nr. 1007-640042

DuraLock Gr. 3 OK, blau

Menge: 10 Stück
Art.-Nr. 1007-640043

DuraLock Gr. 4 OK, grün

Menge: 10 Stück
Art.-Nr. 1007-640044

DuraLock Gr. 5 OK, gelb

Menge: 10 Stück
Art.-Nr. 1007-640045

DuraLock Gr. 6 OK, lila

Menge: 10 Stück
Art.-Nr. 1007-640046

DuraLock Gr. 1 UK, rot

Menge: 10 Stück
Art.-Nr. 1007-640051

DuraLock Gr. 2 UK, orange

Menge: 10 Stück
Art.-Nr. 1007-640052

DuraLock Gr. 3 UK, blau

Menge: 10 Stück
Art.-Nr. 1007-640053

DuraLock Gr. 4 UK, grün

Menge: 10 Stück
Art.-Nr. 1007-640054

DuraLock Gr. 5 UK, gelb

Menge: 10 Stück
Art.-Nr. 1007-640055

DuraLock Gr. 6 UK, lila

Menge: 10 Stück
Art.-Nr. 1007-640056

DuraLock Sortiment, OK/UK

je 4 Stück aller 6 Größen
Menge: 48 Stück
Art.-Nr. 1007-640040



Plicafol Trennfolie

Beim einem 2-Phasen-Abdruck ist die Verwendung der Platzhalterfolie unbedingt zu empfehlen. Sie wird vor dem Einsetzen des Abdrucks auf dem Löffel platziert (1. Phase). Durch die äußerst anschmiegsame Folie ist genügend Platz für das dünnfließende Korrektursilikon (2. Phase).

Plicafol

Menge: 100 Stück
Art-Nr. 1006-20070



Cavex ImpreSafe

Desinfektionslösung (Konzentrat) für Alginat, Silikon und Polyether. ImpreSafe wirkt innerhalb von nur 3 Minuten zuverlässig gegen Bakterien und Viren und nimmt dabei keinen schädlichen Einfluss auf die Oberfläche der Abformung. Es wird als Konzentrat geliefert, ist dadurch extrem wirtschaftlich und lässt sich platzsparend lagern. 1 Liter Cavex ImpreSafe entspricht 33 Litern gebrauchsfertiger Desinfektionslösung! Erhältlich als Einzelflasche und als komplettes Kit mit Desinfektionswanne und Timer.

ImpreSafe Kit

1 Liter Lösung, Wanne und Timer
Art-Nr. 1006-20030

ImpreSafe Desinfektionslösung

Menge: 1 l
Art-Nr. 1006-20033

ImpreSafe Desinfektionslösung


Menge: 6 l
Art-Nr. 1006-20031





Fotospiegel mit Griff

Die Oberfläche des Glases ist mit Rhodium bedampft und daher sehr kratzfest, bietet eine hohe Reflexion und gute Farbneutralität. Der abgewinkelte Haltegriff erlaubt das Halten des Spiegels ohne Beeinträchtigung der Spiegelfläche.



okklusal
S

Fotospiegel mit Griff klein 75 x 65 mm

Menge: 1 Stück
Art-Nr. 1007-70001

okklusal
M

Fotospiegel mit Griff mittel 90 x 70 mm

Menge: 1 Stück
Art-Nr. 1007-70002

okklusal
L

Fotospiegel mit Griff groß 105 x 75 mm

Menge: 1 Stück
Art-Nr. 1007-70004

lateral

Fotospiegel mit Griff 125 x 50 mm, für Seitenaufnahmen

Menge: 1 Stück
Art-Nr. 1007-70005



Foto-Lippenabhalter

Lippenabhalter für Okklusalaufnahmen, in klein und groß erhältlich.
Autoklavierbar bis 121° C.

Lippenabhalter klein

Menge: 1 Stück
Art.-Nr. 1007-LR0002

Lippenabhalter groß

Menge: 1 Stück
Art.-Nr. 1007-LR0001



Lippenabhalter Okkluso

Lippenabhalter für Okklusalaufnahmen mit langem Griff, in klein und groß erhältlich.
Autoklavierbar bis 121° C.

Lippenabhalter Okkluso klein

Menge: 1 Stück
Art.-Nr. 1007-05046

Lippenabhalter Okkluso groß

Menge: 1 Stück
Art.-Nr. 1007-05047



Maxee Foto-Wangenhalter

Doppelendige Wangenhalter im Set in medium und groß, klein und extra klein.
Autoklavierbar bis 121° C.

Maxee Wangenhalter medium/groß

Menge: 2 Stück
Art.-Nr. 1007-05052



Klebeknöpfchen gewölbt

Aus Metall, mit 6-eckiger Basis.

Klebeknöpfchen gewölbt

Menge: 10 Stück

Art.-Nr. 1013-9040787



Bausch Artikulationspapier

Artikulationspapier in der Stärke 200 μ mit progressiver Farbtonung. Die unterschiedlichen Aufbisskräfte werden durch eine kaudruck-abhängige, farbschattierte Anfärbung angezeigt (hell bei leichtem und dunkel bei starkem Aufbissdruck). Heftchenpackung in Streifen, gerade.

Artikulationspapier 200 μ , blau

Menge: 300 Streifen

Art.-Nr. 1012-028005





Goldkette mit Klebeöse

Zugkette mit flacher Öse und 14K-Goldbeschichtung zum Einordnen verlagerter Zähne.

Goldkette mit Klebeöse flacher Basis

Menge: 5 Stück

Art.-Nr. 1013-3EE0004



Das ODS-Team steht Ihnen für Bestellungen
oder Anregungen gern zur Verfügung:

Tel.: +49 (0) 4193 96 59 81 - 0

Fax: +49 (0) 4193 96 59 81 - 17

Mo - Fr 08.30 - 17.00 Uhr

kundenservice@orthodent.de
www.orthodent.de

